

**PLIEGO PRESCRIPCIONES TÉCNICAS EXPEDIENTE: A/SUM-004683/2018**

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE: SONDAS VESICALES LUBRICADAS CON DESTINO A LOS CENTROS SANITARIOS DE ATENCION PRIMARIA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE LA SALUD A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO MEDIANTE CRITERIO PRECIO.**

**CONSIDERACIONES GENERALES:**

1. El material objeto de contrato estará en perfectas condiciones de uso.
2. Todo el material ofertado tendrá marcado CE.
3. El material presentará una caducidad mínima de 18 meses desde su fecha de recepción, de otra forma se procederá a su devolución y retirada a cargo del proveedor.
4. El proveedor dispondrá de un procedimiento de retirada del material caducado/defectuoso incluyendo la adecuada eliminación de los mismos.
5. En los supuestos de ruptura de stock y desabastecimiento el proveedor comunicará esta situación de forma inmediata.
6. Existirá un servicio de atención a la gestión y logística de pedidos que comprenderá al menos un teléfono, dirección de e-mail y/o fax específico de contacto.
7. El adjudicatario garantizará durante la vigencia del contrato la capacidad de abastecimiento.
8. Las entregas del suministro se efectuarán en los almacenes relacionados en este pliego.
9. En su caso, todas las instrucciones vendrán en castellano.
10. La fecha de caducidad y el lote estarán indicados en el envase general y en el individual del producto en los casos en los que proceda.



**RELACIÓN DE ALMACENES PARA ENTREGAS DE MATERIAL:**

<b>Almacén PAVONES</b>	C.S. Pavones C/ Hacienda de Pavones nº 271, entrada por rampa C/ Brujas 28030 - Madrid
<b>Almacén COSLADA</b>	Avda. de Madrid nº 11 28822 - Coslada Semisótano del C.S. Ciudad San Pablo
<b>Almacén MELCHOR FDEZ. ALMAGRO</b>	C/ Melchor Fernández Almagro nº 1 28029 - Madrid
<b>Almacén MAJADAHONDA</b>	Avda. España, 7 28220 - Majadahonda (Madrid)
<b>Almacén LEGANÉS</b>	Avda. de los Pinos nº 30, planta -1 28914 - Leganés (Madrid)
<b>Almacén ALBERTO PALACIOS</b>	C/ Domingo de Párraga nº 48 C.S. San Andrés 28021 - Madrid
<b>Almacén FARMACIA</b>	C/ San Martín de Porres nº 6 28035 - Madrid



**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS ARTÍCULOS:**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.1	101394	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 6CHX20CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Doble embolsado. Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 20 cm</li> </ul>
	1.2	101252	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 8CHX20CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumaticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y códigos de colores por tamaños normalizados.</li> <li>Doble embolsado. Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 20 cm</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.3	100961	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 12CHX20CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y códigos de colores por tamaños normalizados.</li> <li>Doble embolsado. Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 20 cm</li> </ul>
	1.4	101396	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX20CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y códigos de colores por tamaños normalizados.</li> <li>Doble embolsado. Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 20 cm</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
1	1.5	104172	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 16CHX20CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Doble embolsado. Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 20 cm</li> </ul>
2	2.1	101395	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 8CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Doble embolsado. Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm.</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
2	2.2	100818	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 10CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Doble embolsado. Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm.</li> </ul>
	2.3	100246	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 12CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Doble embolsado. Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex</li> <li>Longitud aproximada 40 cm.</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
2	2.4	101397	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Doble embolsado. Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm</li> </ul>
	2.5	101402	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 16CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Doble embolsado. Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
3	3.1	101400	SONDA VESICAL TIEMANN PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Tiemann con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Doble embolsado. Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm.</li> </ul>
	4.1	104062	SONDA VESICAL POLIMERO TERMOPLASTICO LUBRICADA 1V 12CHX9CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado y con la base ampliada para un agarre fácil.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex</li> <li>Longitud aproximada 9 cm</li> </ul>





Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
4	4.2	103416	SONDA VESICAL POLIMERO TERMOPLASTICO LUBRICADA 1V 14CHX9CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefina termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente femenina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado. Con la base ampliada para un agarre fácil.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex y código de colores por tamaños normalizados.</li> <li>Longitud aproximada 9 cm</li> </ul>
5	5.1	101242	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1VIA 8CHX25CM C/BOLSA ORINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de PVC de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente con bolsa incorporada para la recogida de orina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Bolsa con capacidad de 1.250 cc válvula antirreflujo y asa de sujeción.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 25 cm.</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
5	5.2	100899	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1VIA 10CHX25CM C/BOLSA ORINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de PVC de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente con bolsa incorporada para la recogida de orina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Bolsa con capacidad de 1.250 cc válvula antirreflujo y asa de sujeción.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex</li> <li>Longitud aproximada 25 cm.</li> </ul>
	5.3	101219	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1VIA 12CHX25CM C/BOLSA ORINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de PVC de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente con bolsa incorporada para la recogida de orina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Bolsa con capacidad de 1.250 cc válvula antirreflujo y asa de sujeción.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 25 cm.</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
5	5.4	105562	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1VIA 14CHX25CM C/BOLSA ORINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de PVC de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente con bolsa incorporada para la recogida de orina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Bolsa con capacidad de 1.250 cc válvula antirreflujo y asa de sujeción.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 25 cm</li> </ul>
6	6.1	103974	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1VIA 10CHX50CM C/BOLSA ORINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de PVC de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente con bolsa incorporada para la recogida de orina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Bolsa con capacidad de 1.250 cc válvula antirreflujo y asa de sujeción.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 50 cm</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
6	6.2	101208	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1VIA 14CHX50CM C/BOLSA ORINA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de PVC de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente con bolsa incorporada para la recogida de orina. Lubricación hidrofílica a base de glicerina y agua que proporcione un sondaje atraumático.</li> <li>Bolsa con capacidad de 1.250 cc válvula antirreflujo y asa de sujeción.</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 50 cm</li> </ul>
	7.1	101381	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 6CH X20cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra</li> <li>Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex</li> <li>Longitud aproximada 20 cm.</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
7	7.2	101389	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 8CH X20cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra</li> <li>Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex</li> <li>Longitud aproximada 20 cm.</li> </ul>
	7.3	101220	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 10CH X20cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra</li> <li>Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal a todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 20 cm</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
7	7.4	101385	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 12CH X20cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra</li> <li>Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 20 cm</li> </ul>
	7.5	100046	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 14CH X20cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra</li> <li>Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex</li> <li>Longitud aproximada 20 cm</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
8	8.1	100817	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 8CH X30cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra</li> <li>Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 30 cm</li> </ul>
	8.2	103347	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 10CH X30cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra</li> <li>Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumaticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 30 cm</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
9	9.1	100821	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 8CH X40cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra</li> <li>Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumaticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex</li> <li>Longitud aproximada 40 cm</li> </ul>
	9.2	101390	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 10CH X40cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra</li> <li>Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumaticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm</li> </ul>





Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
9	9.3	101214	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 12CH X40cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y CINA y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra</li> <li>Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm</li> </ul>
	9.4	101190	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1V 14CH X40cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y CINA y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra</li> <li>Punta tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
10	10.1	100921	SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1V 10CH X40cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra</li> <li>Punta tipo Tiemann con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm</li> </ul>
	10.2	103402	SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1V 12CH X40cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra</li> <li>Punta tipo Tiemann con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
10	10.3	100915	SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1V 14CH X40cm	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y CINA y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra</li> <li>Punta tipo Tiemann con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal para todas las bolsas de orina y código de colores por tamaño normalizado.</li> <li>Bolsa exterior con anilla incorporada para facilitar la abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm</li> </ul>
11	11.1	104061	SONDA VESICAL NELATON LUBRICADA COMPACTA TELESCOPICA 12CH CON BOLSA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Set de Sonda y bolsa. Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y CINA y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra. Dos canales de diferentes tamaños, una parte proximal flexible (sonda interna) CH/Fr12 y una parte distal un poco más rígida (sonda externa) CH/Fr18 (telescópica). Bolsa plegada en el set.</li> <li>Punta tipo Nelaton con ojos de drenaje laterales de forma radial y con bordes de 90° para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Envase biodegradable de polipropileno Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 9 cm</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
12	12.1	100819	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 10CHX7CM ENVASE APLICADOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra. Punta tipo Nelaton con ojos de drenaje laterales de forma radial y con bordes de 90° para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Envase biodegradable de polipropileno.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 7 cm cerrada</li> </ul>
	12.2	101173	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 12CHX7CM ENVASE APLICADOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra. Punta tipo Nelaton con ojos de drenaje laterales de forma radial y con bordes de 90° para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Envase biodegradable de polipropileno.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 7 cm cerrada</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
12	12.3	104973	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 14CHX7CM ENVASE APLICADOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliuretano de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidroactiva a base de urea y ClNa y PVP (polivinilpirrolidona como polímero activador) que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared la uretra. Punta tipo Nelaton con ojos de drenaje laterales de forma radial y con bordes de 90° para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Envase biodegradable de polipropileno.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar, denominación del artículo, referencia comercial, número de lote, método de esterilización, fecha de caducidad, calibre, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 7 cm cerrada</li> </ul>
	13.1	100960	SONDA VESICAL NELATON PVC PRELUBRICADA 1 VIA 12CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefinas termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidrofílica a base PVP (polivinilpirrolidona) y CLNA que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared de la uretra</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumaticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados</li> <li>Bolsa exterior de fácil abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar denominación del artículo, fecha de caducidad, calibre, material de la sonda, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
14	14.1	103401	SONDA VESICAL TIEMANN PVC PRELUBRICADA 1 VIA 16CHX40CM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefinas termoplástica de baja fricción prelubrificada para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidrofílica a base PVP (polivinilpirrolidona) y CLNA que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared de la uretra</li> <li>Punta redondeada tipo Tiemann con orificios laterales atraumaticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad.</li> <li>Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados</li> <li>Bolsa exterior de fácil abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar denominación del artículo, fecha de caducidad, calibre, material de la sonda, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm</li> </ul>
	15.1	114893	SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA 8CHX15CM C/AGUA INCORPORADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefinas termoplástica de baja fricción hidrofílica para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidrofílica a base PVP (polivinilpirrolidona) y CLNA que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared de la uretra</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumaticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados</li> <li>Bolsa exterior de fácil abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda con agua incorporada para una fácil activación en el momento del sondaje.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar denominación del artículo, fecha de caducidad, calibre, material de la sonda, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 15 cm</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
16	16.1	104114	SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA 10CHX20CM C/AGUA INCORPORADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefinas termoplástica de baja fricción hidrofílica para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidrofílica a base PVP (polivinilpirrolidona) y CLNA que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared de la uretra</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados</li> <li>Bolsa exterior de fácil apertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda con agua incorporada para una fácil activación en el momento del sondaje.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar denominación del artículo, fecha de caducidad, calibre, material de la sonda, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 20 cm</li> </ul>
	17.1	109991	SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA 10CHX40CM C/AGUA INCORPORADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefinas termoplástica de baja fricción hidrofílica para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidrofílica a base PVP (polivinilpirrolidona) y CLNA que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared de la uretra</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados</li> <li>Bolsa exterior de fácil apertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda con agua incorporada para una fácil activación en el momento del sondaje.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar denominación del artículo, fecha de caducidad, calibre, material de la sonda, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm</li> </ul>



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Características técnicas
17	17.2	109990	SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA 12CHX40CM C/AGUA INCORPORADA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sonda de poliolefinas termoplástica de baja fricción hidrofílica para caterización urinaria intermitente. Lubricación hidrofílica a base PVP (polivinilpirrolidona) y CLNA que proporcione un sondaje atraumático para conseguir una osmolaridad similar a la orina y a la pared de la uretra</li> <li>Punta redondeada tipo Nelaton con orificios laterales atraumáticos pulidos y sin aristas para evacuación orina que estén lubricados en su totalidad</li> <li>Extremo distal con conexión universal a bolsas de orina y código de colores por tamaños normalizados</li> <li>Bolsa exterior de fácil abertura y con adhesivo en la parte posterior para el preparativo de la sonda con agua incorporada para una fácil activación en el momento del sondaje.</li> <li>Libre de látex y ftalatos.</li> <li>Esterilización: Sistema sin uso de gases agotadores del ozono.</li> <li>En el envase individual deberá constar denominación del artículo, fecha de caducidad, calibre, material de la sonda, libre de látex.</li> <li>Longitud aproximada 40 cm.</li> </ul>





**RELACIÓN DE PRECIOS Y UNIDADES:**

Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
1			<b>SONDA DE NELATON PVC LUBRICADA 1 V 20CM</b>				<b>12.607,20</b>	<b>10</b>	<b>13.867,92</b>
	1.1	101394	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 6CHX20CM	unidad	0,680000	30	20,40	10	22,44
	1.2	101252	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 8CHX20CM	unidad	0,680000	300	204,00	10	224,40
	1.3	100961	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 12CHX20CM	unidad	0,680000	15.660	10.648,80	10	11.713,68
	1.4	101396	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX20CM	unidad	0,680000	2.310	1.570,80	10	1.727,88
	1.5	104172	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 16CHX20CM	unidad	0,680000	240	163,20	10	179,52
2			<b>SONDA DE NELATON PVC LUBRICADA 1 V 40CM</b>				<b>20.257,20</b>	<b>10</b>	<b>22.282,92</b>
	2.1	101395	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 8CHX40CM	unidad	0,680000	1.200	816,00	10	897,60
	2.2	100818	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 10CHX40CM	unidad	0,680000	9.180	6.242,40	10	6.866,64
	2.3	100246	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 12CHX40CM	unidad	0,680000	6.000	4.080,00	10	4.488,00
	2.4	101397	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX40CM	unidad	0,680000	10.020	6.813,60	10	7.494,96
	2.5	101402	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 16CHX40CM	unidad	0,680000	3.390	2.305,20	10	2.535,72
3			<b>SONDA VESICAL TIEMANN PVC LUBRICAD 1 VIA</b>				<b>1.081,20</b>	<b>10</b>	<b>1.189,32</b>
	3.1	101400	SONDA VESICAL TIEMANN PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX40CM	unidad	0,680000	1.590	1.081,20	10	1.189,32
4			<b>SONDA VESICAL POLIMERO TERMOPLASTICO LUBRICADA 1 VIA</b>				<b>2.160,00</b>	<b>10</b>	<b>2.376,00</b>
	4.1	104062	SONDA VESICAL POLIMERO TERMOPLASTICO LUBRICADA 1V 12CHX9CM	unidad	1,200000	600	720,00	10	792,00
	4.2	103416	SONDA VESICAL POLIMERO TERMOPLASTICO LUBRICADA 1V 14CHX9CM	unidad	1,200000	1.200	1.440,00	10	1.584,00



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
<b>5</b>			<b>SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA C/ BOLSA ORINA 25CM</b>				<b>10.746,00</b>	<b>10</b>	<b>11.820,60</b>
	5.1	101242	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 8CHX25CM C/BOLSA ORINA	unidad	1,800000	60	108,00	10	118,80
	5.2	100899	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 10CHX25CM C/BOLSA ORINA	unidad	1,800000	1.080	1.944,00	10	2.138,40
	5.3	101219	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 12CHX25CM C/BOLSA ORINA	unidad	1,800000	1.890	3.402,00	10	3.742,20
	5.4	105562	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX25CM C/BOLSA ORINA	unidad	1,800000	2.940	5.292,00	10	5.821,20
<b>6</b>			<b>SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA C/ BOLSA ORINA 50CM</b>				<b>16.686,00</b>	<b>10</b>	<b>18.354,60</b>
	6.1	103974	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 10CHX50CM C/BOLSA ORINA	unidad	1,800000	2.250	4.050,00	10	4.455,00
	6.2	101208	SONDA VESICAL NELATON PVC LUBRICADA 1 VIA 14CHX50CM C/BOLSA ORINA	unidad	1,800000	7.020	12.636,00	10	13.899,60
<b>7</b>			<b>SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 20CM</b>				<b>27.079,00</b>	<b>10</b>	<b>29.786,90</b>
	7.1	101381	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 6CHX20CM	unidad	0,650000	150	97,50	10	107,25
	7.2	101389	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 8CHX20CM	unidad	0,650000	3.930	2.554,50	10	2.809,95
	7.3	101220	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 10CHX20CM	unidad	0,650000	12.000	7.800,00	10	8.580,00
	7.4	101385	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 12CHX20CM	unidad	0,650000	4.290	2.788,50	10	3.067,35
	7.5	100046	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 14CHX20CM	unidad	0,650000	21.290	13.838,50	10	15.222,35



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
8			<b>SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 30CM</b>				<b>1.969,50</b>	<b>10</b>	<b>2.166,45</b>
	8.1	100817	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 8CHX30CM	unidad	0,650000	1.410	916,50	10	1.008,15
	8.2	103347	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 10CHX30CM	unidad	0,650000	1.620	1.053,00	10	1.158,30
9			<b>SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 40CM</b>				<b>11.583,00</b>	<b>10</b>	<b>12.741,30</b>
	9.1	100821	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 8CHX40CM	unidad	0,650000	1.800	1.170,00	10	1.287,00
	9.2	101390	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 10CHX40CM	unidad	0,650000	5.010	3.256,50	10	3.582,15
	9.3	101214	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 12CHX40CM	unidad	0,650000	9.000	5.850,00	10	6.435,00
	9.4	100190	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 14CHX40CM	unidad	0,650000	2.010	1.306,50	10	1.437,15
10			<b>SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 40CM</b>				<b>5.635,50</b>	<b>10</b>	<b>6.199,05</b>
	10.1	100921	SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 10CHX40CM	unidad	0,650000	5.160	3.354,00	10	3.689,40
	10.2	103402	SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 12CHX40CM	unidad	0,650000	2.400	1.560,00	10	1.716,00
	10.3	100915	SONDA VESICAL TIEMANN POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 14CHX40CM	unidad	0,650000	1.110	721,50	10	793,65
11			<b>SONDA VESICAL NELATON LUBRICADA COMPACTA TELESCOPICA C/BOLSA</b>				<b>4.457,88</b>	<b>10</b>	<b>4.903,67</b>
	11.1	104061	SONDA VESICAL NELATON LUBRICADA COMPACTA TELESCOPICA 12CH CON BOLSA	unidad	2,803700	1.590	4.457,88	10	4.903,67



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
<b>12</b>			<b>SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA ENVASE APLICADOR</b>				<b>46.429,27</b>	<b>10</b>	<b>51.072,21</b>
	12.1	100819	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 10CHX7CM ENVASE APLICADOR	unidad	2,803700	6.990	19.597,86	10	21.557,65
	12.2	101173	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 12CHX7CM ENVASE APLICADOR	unidad	2,803700	6.990	19.597,86	10	21.557,65
	12.3	104973	SONDA VESICAL NELATON POLIURETANO LUBRICADA 1 VIA 14CHX7CM ENVASE APLICADOR	unidad	2,803700	2.580	7.233,55	10	7.956,91
<b>13</b>			<b>SONDA VESICAL NELATON PVC PRELUBRICADA 1 VIA</b>				<b>5.724,00</b>	<b>10</b>	<b>6.296,40</b>
	13.1	100960	SONDA VESICAL NELATON PVC PRELUBRICADA 1 VIA 12CHX40CM	unidad	0,900000	6.360	5.724,00	10	6.296,40
<b>14</b>			<b>SONDA VESICAL TIEMANN PVC PELUBRICADA 1 VIA</b>				<b>2.970,00</b>	<b>10</b>	<b>3.267,00</b>
	14.1	103401	SONDA VESICAL TIEMANN PVC PRELUBRICADA 1 VIA 16CHX40CM	unidad	0,900000	3.300	2.970,00	10	3.267,00
<b>15</b>			<b>SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA C/AGUA INCORPORADA</b>				<b>4.350,00</b>	<b>10</b>	<b>4.785,00</b>
	15.1	114893	SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA 8CHX15CM C/AGUA INCORPORADA	unidad	1,450000	3.000	4.350,00	10	4.785,00
<b>16</b>			<b>SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA C/AGUA INCORPORADA</b>				<b>1.512,00</b>	<b>10</b>	<b>1.663,20</b>
	16.1	104114	SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA 10CHX20CM C/AGUA INCORPORADA	unidad	0,900000	1.680	1.512,00	10	1.663,20



Lote	Sublote	Código	Descripción del lote	Formato	Precio neto Lic.	Cantidad	Importe lote sin IVA	% IVA	Importe lote
17			<b>SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA C/AGUA INCORPORADA</b>				<b>4.915,50</b>	<b>10</b>	<b>5.407,05</b>
	17.1	109991	SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA 10CHX40CM C/AGUA INCORPORADA	unidad	1,450000	1.800	2.610,00	10	2.871,00
	17.2	109990	SONDA VESICAL NELATON PRELUBRICADA 1 VIA 12CHX40CM C/AGUA INCORPORADA	unidad	1,450000	1.590	2.305,50	10	2.536,05

<b>180.163,25</b>	<b>18.016,34</b>	<b>198.179,59</b>
-------------------	------------------	-------------------

Madrid

POR EL ADJUDICATARIO

Sello y firma:

POR LA ADMINISTRACIÓN:

La Gerente Adjunta de Gestión y Servicios Generales  
Resolución de 25/02/2011 (BOCM núm. 76 de 31/03/2011)

María Luisa Tello García

