

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL
SUMINISTRO DE CATETER CON BALON RECUBIERTO CON FARMACO
PLACITAXEL PARA ANGIOPLASTIA CORONARIA Y PERIFERICA.**

P.N.S.P 2018 - 1 - 002

1. LOTE/ITEM/NOMBRE DEL ARTÍCULO

| LOTE/ITEM | NOMBRE DEL ARTÍCULO |
|-----------|--|
| 1.1 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.5X15MM. |
| 1.2 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.75X15MM. |
| 1.3 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 3.5X15MM. |
| 1.4 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.0X20MM. |
| 1.5 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.5X20MM. |
| 1.6 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.75X20MM. |
| 1.7 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 3.0X20MM. |
| 1.8 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 3.5X20MM. |
| 1.9 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 3.0X26MM. |
| 1.10 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.5X10MM. |
| 1.11 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.0X15MM. |
| 1.12 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 3.0X15MM. |
| 1.13 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.0X10MM. |
| 1.14 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.25X10MM. |
| 1.15 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.25X15MM. |
| 1.16 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.25X20MM. |
| 2.1 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 1.5X40MM. |
| 2.2 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.0X40MM. |



| LOTE/ITEM | NOMBRE DEL ARTÍCULO |
|-----------|--|
| 2.3 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.5X40MM. |
| 2.4 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 3.0X40MM. |
| 2.5 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.0X80MM. |
| 2.6 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.5X80MM. |
| 2.7 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.0X120/130 |
| 2.8 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.50X120/130 |
| 2.9 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.0X150/130 |
| 2.10 | CATETER BALON RECUBIERTO C/PACLITAXEL 2.50X150/130 |

2. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ARTÍCULO

| LOTE | ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------|------|--------|--|
| 1 | | | <p>Catéter con balón recubierto con fármaco Paclitaxel y excipiente Lopromida, que se utiliza para tratamiento de la enfermedad arterial oclusiva.</p> <p>Catéter con balón basado en un diseño de intercambio rápido.</p> <p>Distribución del fármaco: uniformemente en la pared del vaso, liberado en un único uso, se requiere 30 segundos de inflado.</p> <p>Estéril.</p> <p>Libre de látex.</p> |
| 1 | 1 | 309416 | Catéter 2.5X15MM. |
| 1 | 2 | 309417 | Catéter 2.75X15MM. |
| 1 | 3 | 309421 | Catéter 3.5X15MM. |
| 1 | 4 | 309429 | Catéter 2.0X20MM. |
| 1 | 5 | 309526 | Catéter 2.5X20MM. |
| 1 | 6 | 309528 | Catéter 2.75X20MM. |
| 1 | 7 | 309530 | Catéter 3.0X20MM. |
| 1 | 8 | 309531 | Catéter 3.5X20MM. |
| 1 | 9 | 309742 | Catéter 3.0X26MM. |
| 1 | 10 | 311811 | Catéter 2.5X10MM. |
| 1 | 11 | 311843 | Catéter 2.0X15MM. |

[Firma manuscrita]

| LOTE | ITEM | CÓDIGO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------|------|--------|---|
| 1 | 12 | 311844 | Catéter 3.0X15MM. |
| 1 | 13 | 326072 | Catéter 2.0X10MM. |
| 1 | 14 | 326073 | Catéter 2.25X10MM. |
| 1 | 15 | 326074 | Catéter 2.25X15MM. |
| 1 | 16 | 326075 | Catéter 2.25X20MM. |
| 2 | | | Catéter con balón recubierto con fármaco Paclitaxel y excipiente Resveratrol, que se utiliza para tratamiento de la enfermedad arterial oclusiva periférica. Catéter con balón basado en un diseño coaxial, con dos cavidades en forma de tubo, una para inflar y desinflar el balón en el extremo distal del catéter y la otra para permitir la introducción de un cable guía. Estéril. Libre de látex. |
| 2 | 1 | 317466 | Catéter 1.5X40MM. |
| 2 | 2 | 317467 | Catéter 2.0X40MM. |
| 2 | 3 | 317468 | Catéter 2.5X40MM. |
| 2 | 4 | 317469 | Catéter 3.0X40MM. |
| 2 | 5 | 317470 | Catéter 2.0X80MM. |
| 2 | 6 | 317471 | Catéter 2.5X80MM. |
| 2 | 7 | 317472 | Catéter 2.0X120/130 |
| 2 | 8 | 317473 | Catéter 2.50X120/130 |
| 2 | 9 | 317474 | Catéter 2.0X150/130 |
| 2 | 10 | 317475 | Catéter 2.50X150/130 |



**Hospital Clínico
San Carlos**
Angiología y Cirugía Vascular
Comunidad de Madrid

3. ANEXO

1. En cada artículo deberá figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las referencias de los artículos ofertados deberán venir expresadas en medidas europeas.
2. Cada uno de los artículos incluidos en este Procedimiento deberá reunir las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.
3. Muestras: NO
4. Etiquetado en el que figure:
 - a. La denominación del artículo.
 - b. El método de esterilización utilizado (si procede).
 - c. Las fechas de caducidad del producto.
 - d. El número de lote.
 - e. La referencia comercial.
 - f. Marcado CE.
 - g. Toda la información será perfectamente legible y estará en castellano.

En Madrid, a 23 de Enero 2018

Fdo.:



**Hospital Clínico
San Carlos**
Angiología y Cirugía Vascular
Comunidad de Madrid

Dr.: Francisco Javier Serrano Hernando
Jefe de Servicio de Angiología y Cirugía Vascular