

OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN)

| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
|------|----------------------------|------------|-----------------|---|--------------------------------|-----|
| 1 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 1 | 059248 | Kit de 15x15 cm | 152,00 | 10 |
| 1 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 2 | 064531 | Kit de 10x20 cm | 152,00 | 10 |
| 1 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 3 | 064529 | Kit de 10x30 cm | 152,00 | 10 |
| 1 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 4 | 064530 | Kit de 15x20 cm | 152,00 | 10 |
| 1 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 5 | 064736 | Kit de 10x40 cm | 163,00 | 10 |
| 1 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 6 | 064839 | Kit de 15x30 cm | 163,00 | 10 |
| 1 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 7 | 064840 | Kit de 20x20 cm | 163,00 | 10 |
| 1 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 8 | 064841 | Kit de 25X25 cm | 163,00 | 10 |
| 1 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 9 | 071751 | Kit Anatómico de 15X20 cm para adaptar a superficies difíciles | 175,00 | 10 |
| 1 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 10 | 071752 | Kit Anatómico de 20X25 cm para adaptar a superficies difíciles | 199,00 | 10 |
| 1 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 11 | 070280 | Kit de 10X20 cm | 175,00 | 10 |
| 1 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 12 | 070281 | kit de 10X30 cm | 175,00 | 10 |
| 1 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 13 | 071753 | kit de 10X40 cm | 305,00 | 10 |
| 1 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 14 | 070282 | kit de 15x15 cm | 175,00 | 10 |
| 1 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 15 | 071754 | kit de 15X20 cm | 255,00 | 10 |
| 2 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 16 | 071755 | Kit de 10x20 cm | 270,00 | 10 |
| 2 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 17 | 071756 | Kit de 10x30 cm | 270,00 | 10 |
| 2 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 18 | 071757 | Kit de 20x20 cm | 275,00 | 10 |
| 2 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 19 | 071758 | Kit de 15x15 cm | 270,00 | 10 |
| 2 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 20 | 071759 | Kit de 15x20 cm | 270,00 | 10 |
| 3 | 3M ESPAÑA, S.L. | 21 | 064331 | Cartucho de instilación (en caso de no estar incluido en el kit). Estéril. | 59,00 | 21 |
| 3 | 3M ESPAÑA, S.L. | 22 | 064332 | <p>Kit mediano compuesto al menos por:</p> <ul style="list-style-type: none"> Espuma de poliuretano hidrófoba. Puerto de conexión multilumen que permita la administración de soluciones en la herida y otra vía para la eliminación del exudado y soluciones tópicas mediante la aplicación de terapia de vacío. 2-5 Láminas de film adhesivas, selladoras, transparentes, impermeables a fluidos y que eviten la entrada de aire, transpirables que permitan la evaporación con una correcta adherencia y tolerancia cutánea Película de barrera no irritante. Estéril, exento de látex, de un solo uso. <p>Indicación: combinación de la TPN con la administración y retirada automática de las soluciones tópicas del tratamiento en el lecho de la herida.</p> | 91,00 | 10 |
| 3 | 3M ESPAÑA, S.L. | 23 | 065138 | <p>Contenedor para recogida de exudado:</p> <ul style="list-style-type: none"> de metacrilato, rígido con escala medidora nítida e indeleble capacidad 500 ml con clamp para retirada con seguridad sin derrame de contenido <p>Estéril, de un solo uso.</p> | 48,50 | 21 |
| 3 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 21 | 064331 | Cartucho de instilación (en caso de no estar incluido en el kit). Estéril. | 48,00 | 21 |

| OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|-----------------|---|--------------------------------|-----|
| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
| 3 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 22 | 064332 | <p>Kit mediano compuesto al menos por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espuma de poliuretano hidrófoba. • Puerto de conexión multilumen que permita la administración de soluciones en la herida y otra vía para la eliminación del exudado y soluciones tópicas mediante la aplicación de terapia de vacío. 2-5 Láminas de film adhesivas, selladoras, transparentes, impermeables a fluidos y que eviten la entrada de aire, transpirables que permitan la evaporación con una correcta adherencia y tolerancia cutánea • Película de barrera no irritante. Estéril, exento de látex, de un solo uso. <p>Indicación: combinación de la TPN con la administración y retirada automática de las soluciones tópicas del tratamiento en el lecho de la herida.</p> | 50,00 | 10 |
| 3 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 23 | 065138 | <p>Contenedor para recogida de exudado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de metacrilato, rígido • con escala medidora nítida e indeleble • capacidad 500 ml • con clamp para retirada con seguridad sin derrame de contenido <p>Estéril, de un solo uso.</p> | 48,00 | 21 |
| 3 | PRIM, S.A. | 21 | 064331 | Cartucho de instilación (en caso de no estar incluido en el kit). Estéril. | NO PRECISA | 21 |
| 3 | PRIM, S.A. | 22 | 064332 | <p>Kit mediano compuesto al menos por:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espuma de poliuretano hidrófoba. • Puerto de conexión multilumen que permita la administración de soluciones en la herida y otra vía para la eliminación del exudado y soluciones tópicas mediante la aplicación de terapia de vacío. 2-5 Láminas de film adhesivas, selladoras, transparentes, impermeables a fluidos y que eviten la entrada de aire, transpirables que permitan la evaporación con una correcta adherencia y tolerancia cutánea • Película de barrera no irritante. Estéril, exento de látex, de un solo uso. <p>Indicación: combinación de la TPN con la administración y retirada automática de las soluciones tópicas del tratamiento en el lecho de la herida.</p> | 105,00 | 10 |
| 3 | PRIM, S.A. | 23 | 065138 | <p>Contenedor para recogida de exudado:</p> <ul style="list-style-type: none"> • de metacrilato, rígido • con escala medidora nítida e indeleble • capacidad 500 ml • con clamp para retirada con seguridad sin derrame de contenido <p>Estéril, de un solo uso.</p> | 61,00 | 21 |
| 4 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. | 24 | 071760 | <p>KIT DE INICIO PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA AUTOMÁTICO DE UN SOLO USO, CON DEPÓSITO:</p> <p>Kit que comprenda como mínimo bomba y depósito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bomba desechable: de un solo uso que garantice presión negativa mantenida de hasta 125 mm Hg, duración mínima 14 días, en caso de ser imprescindibles se debe incluir las pilas necesarias para completar todo el tratamiento. Con señales visuales y alarmas de fuga, bloqueo y batería baja. • Depósito rígido de al menos 50 ml de capacidad. | 218,00 | 21 |
| 4 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. | 25 | 071762 | <p>APOSITO DE 15X15 CM PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA AUTOMÁTICO DE UN SOLO USO, CON DEPÓSITO:</p> <p>Apósito multicapa. Capa de seguridad en contacto con la lesión. Mínimo trauma de la lesión y piel circundante durante su retirada. Tamaño 15X15 CM (variación del 10% de la medidas).</p> | 44,90 | 10 |

**OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS
CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN)**

| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
|------|-----------------------------|------------|-----------------|--|--------------------------------|-----|
| 4 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. | 26 | 071763 | APOSITO DE 15X20 CM PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA AUTOMÁTICO DE UN SOLO USO, CON DEPÓSITO: Apósito multicapa. Capa de seguridad en contacto con la lesión. Mínimo trauma de la lesión y piel circundante durante su retirada. Tamaño 15X20 CM (variación del 10% de la medidas). | 46,50 | 10 |
| 4 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. | 27 | 071764 | APOSITO DE 15X30 CM PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA AUTOMÁTICO DE UN SOLO USO, CON DEPÓSITO: Apósito multicapa. Capa de seguridad en contacto con la lesión. Mínimo trauma de la lesión y piel circundante durante su retirada. Tamaño 15X30 CM (variación del 10% de la medidas). | 48,50 | 10 |
| 4 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. | 28 | 071765 | APOSITO DE 20X20 CM PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA AUTOMÁTICO DE UN SOLO USO, CON DEPÓSITO: Apósito multicapa. Capa de seguridad en contacto con la lesión. Mínimo trauma de la lesión y piel circundante durante su retirada. Tamaño 20X20 CM (variación del 10% de la medidas). | 54,50 | 10 |
| 4 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. | 29 | 071766 | KIT DE ESPONJA PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA AUTOMÁTICO DE UN SOLO USO, CON DEPÓSITO: Debe contener al menos: Film transparente, esponja reticulada, flexible y recortable, fijaciones y puerto. | 37,90 | 10 |
| 4 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. | 30 | 071767 | DEPÓSITO PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA AUTOMÁTICO DE UN SOLO USO, Depósito rígido de al menos 50 ml de capacidad compatible con la utilización de apósitos y puertos descritos en los números de orden anteriores. | 34,00 | 10 |
| 4 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. | 31 | 071768 | FILM TRANSPARENTE, film adhesivo, adaptable a contornos de superficies irregulares y a distintos contornos del cuerpo, que permita levantar y reajustar el apósito durante la aplicación TAMAÑO 20x27 cm (variación del 10% de la medidas) | 19,50 | 10 |
| 4 | MOLNLYCKE HEALTH CARE, S.L. | 32 | 071769 | ESPUMA RELLENO, espuma reticulada de células abiertas, flexible, recortable para relleno de heridas cavitadas. Debe retirarse de manera atraumática sin dejar residuos en el lecho de la herida. TAMAÑO ESPUMA 10x12x1,5 cm (variación del 10% de la medidas) | 14,00 | 10 |
| 4 | PRIM, S.A. | 24 | 071760 | KIT DE INICIO PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA AUTOMÁTICO DE UN SOLO USO, CON DEPÓSITO: Kit que comprenda como mínimo bomba y depósito: • Bomba desechable: de un solo uso que garantice presión negativa mantenida de hasta 125 mm Hg, duración mínima 14 días, en caso de ser imprescindibles se debe incluir las pilas necesarias para completar todo el tratamiento. Con señales visuales y alarmas de fuga, bloqueo y batería baja. • Depósito rígido de al menos 50 ml de capacidad. | 219,00 | 21 |
| 4 | PRIM, S.A. | 25 | 071762 | APOSITO DE 15X15 CM PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA AUTOMÁTICO DE UN SOLO USO, CON DEPÓSITO: Apósito multicapa. Capa de seguridad en contacto con la lesión. Mínimo trauma de la lesión y piel circundante durante su retirada. Tamaño 15X15 CM (variación del 10% de la medidas). | 44,50 | 10 |
| 3/21 | PRIM, S.A. | 26 | 071763 | APOSITO DE 15X20 CM PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA AUTOMÁTICO DE UN SOLO USO, CON DEPÓSITO: Apósito multicapa. Capa de seguridad en contacto con la lesión. Mínimo trauma de la lesión y piel circundante durante su retirada. Tamaño 15X20 CM (variación del 10% de la medidas). | 46,50 | 10 |

| OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) | | | | | | |
|---|-----------------|------------|-----------------|---|--------------------------------|-----|
| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
| 4 | PRIM, S.A. | 27 | 071764 | APOSITO DE 15X30 CM PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA AUTOMÁTICO DE UN SOLO USO, CON DEPÓSITO: Apósito multicapa. Capa de seguridad en contacto con la lesión. Mínimo trauma de la lesión y piel circundante durante su retirada. Tamaño 15X30 CM (variación del 10% de la medidas). | 48,50 | 10 |
| 4 | PRIM, S.A. | 28 | 071765 | APOSITO DE 20X20 CM PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESION NEGATIVA AUTOMÁTICO DE UN SOLO USO, CON DEPÓSITO: Apósito multicapa. Capa de seguridad en contacto con la lesión. Mínimo trauma de la lesión y piel circundante durante su retirada. Tamaño 20X20 CM (variación del 10% de la medidas). | 54,50 | 10 |
| 4 | PRIM, S.A. | 29 | 071766 | KIT DE ESPONJA PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA AUTOMÁTICO DE UN SOLO USO, CON DEPÓSITO: Debe contener al menos: Film transparente, esponja reticulada, flexible y recortable, fijaciones y puerto. | 37,98 | 10 |
| 4 | PRIM, S.A. | 30 | 071767 | DEPÓSITO PARA SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HERIDAS POR PRESIÓN NEGATIVA AUTOMÁTICO DE UN SOLO USO, Depósito rígido de al menos 50 ml de capacidad compatible con la utilización de apósitos y puertos descritos en los números de orden anteriores. | 34,00 | 21 |
| 4 | PRIM, S.A. | 31 | 071768 | FILM TRANSPARENTE, film adhesivo, adaptable a contornos de superficies irregulares y a distintos contornos del cuerpo, que permita levantar y reajustar el apósito durante la aplicación TAMAÑO 20x27 cm (variación del 10% de la medidas) | 6,60 | 10 |
| 4 | PRIM, S.A. | 32 | 071769 | ESPUMA RELLENO, espuma reticulada de células abiertas, flexible, recortable para relleno de heridas cavitadas. Debe retirarse de manera atraumática sin dejar residuos en el lecho de la herida. TAMAÑO ESPUMA 10x12x1,5 cm (variación del 10% de la medidas) | 35,00 | 10 |
| 5 | 3M ESPAÑA, S.L. | 33 | 051190 | KIT PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CON ESPONJA DE POLIURETANO PEQUEÑA. Composición mínima: 1. Esponja de poliuretano, reticulada, hidrófoba, hipalergénica, recortable, que no deje restos tras su retirada ni se adhiera al lecho de la lesión. Tamaño (7,5 x 10 x 3,3 cm. Variación de las medidas ± 10%). 2. Film transparente, impermeable a fluidos, transpirable que permita evaporación, buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. 3. Tubo conector a sistema de vacío, que permita el drenaje continuo y sin interrupciones, con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. Multilumen para medir la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. No debe acodarse. Los distintos componentes del kit no deben producir daño iatrogénico como decúbitos, irritaciones cutáneas, flictenas, etc. Estéril, sin látex de un solo uso. | 39,00 | 10 |

**OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS
CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN)**

| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
|------|-----------------|------------|-----------------|--|--------------------------------|-----|
| 5 | 3M ESPAÑA, S.L. | 34 | 050968 | <p>KIT PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA ESPONJA DE POLIURETANO MEDIANA. Composición mínima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esponja de poliuretano, reticulada, hidrófoba, hipoalergénica, recortable, que no deje restos tras su retirada ni se adhiera al lecho de la lesión. Tamaño (12,5 x 18 x 3,3 cm. Variación de las medidas \pm 10%). 2. Film transparente, impermeable a fluidos, transpirable que permita evaporación, buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. 3. Tubo conector a sistema de vacío, que permita el drenaje continuo y sin interrupciones, con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. Multilumen para medir la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. No debe acodarse. <p>Los distintos componentes del kit no deben producir daño iatrogénico como decúbitos, irritaciones cutáneas, flictenas, etc.</p> <p>Estéril, sin látex de un solo uso.</p> | 44,00 | 10 |
| 5 | 3M ESPAÑA, S.L. | 35 | 053271 | <p>KIT PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA ESPONJA DE POLIURETANO GRANDE. Composición mínima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esponja de poliuretano, reticulada, hidrófoba, hipoalergénica, recortable, que no deje restos tras su retirada ni se adhiera al lecho de la lesión. Tamaño (15 x 26 x 3,3 cm. Variación de las medidas \pm 10%). 2. Film transparente, impermeable a fluidos, transpirable que permita evaporación, buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. 3. Tubo conector a sistema de vacío, que permita el drenaje continuo y sin interrupciones, con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. Multilumen para medir la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. No debe acodarse. <p>Los distintos componentes del kit no deben producir daño iatrogénico como decúbitos, irritaciones cutáneas, flictenas, etc.</p> <p>Estéril, sin látex de un solo uso.</p> | 49,00 | 10 |
| 5 | 3M ESPAÑA, S.L. | 36 | 057027 | <p>CONTENEDOR PEQUEÑO 300CC-400 CC</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recipiente hermético de Polipropileno • Rígido • Capacidad entre 300-400 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Clínicamente limpio, sin látex de un solo uso | 27,00 | 21 |
| 5 | 3M ESPAÑA, S.L. | 37 | 056437 | <p>CONTENEDOR GRANDE 800CC-1000 CC</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rígido, hermético • Capacidad entre 800-1000 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Sin látex de un solo uso | 39,50 | 21 |

| OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|-----------------|---|--------------------------------|-----|
| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
| 5 | 3M ESPAÑA, S.L. | 38 | 065664 | ALMOHADILLA CON CONECTOR Y TUBO PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS, Tubo conector a sistema de vacío: <ul style="list-style-type: none"> • Con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. • Ergonómico para mejor adhesión a los contornos del paciente • Tubo Multilumen para drenaje de exudado, que permita medición de la presión real en el lecho de la herida y evite obstrucciones. • No debe acodarse. • Sin látex de un solo uso | 19,80 | 21 |
| 5 | 3M ESPAÑA, S.L. | 39 | 065665 | LÁMINA SELLADORA DE PRESION NEGATIVA, <ul style="list-style-type: none"> • Film poliuretano transparente, • impermeable a fluidos, • Transpirable, que permita evaporación, evitando acumulación de humedad y maceración e irritación de la piel peri lesional. • Buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) proporcionando buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. • Que permita la manipulación posterior a la aplicación. • Estéril, de un solo uso. | 15,00 | 21 |
| 5 | 3M ESPAÑA, S.L. | 40 | 065666 | CONECTOR O PUERTO EN Y, para el tratamiento de heridas dobles, <ul style="list-style-type: none"> • que permita conector en Y 2 puertos a un solo generador de presión negativa. • Conexión rápida, segura (no debe desconectarse de manera accidental) • El reparto de la presión debe ser uniforme en las dos ramas. • Estéril, de un solo uso. | 11,15 | 21 |
| 5 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 33 | 051190 | KIT PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CON ESPONJA DE POLIURETANO PEQUEÑA. Composición mínima: 1. Esponja de poliuretano, reticulada, hidrófoba, hipalergénica, recortable, que no deje restos tras su retirada ni se adhiera al lecho de la lesión. Tamaño (7,5 x 10 x 3,3 cm. Variación de las medidas \pm 10%). 2. Film transparente, impermeable a fluidos, transpirable que permita evaporación, buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. 3. Tubo conector a sistema de vacío, que permita el drenaje continuo y sin interrupciones, con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. Multilumen para medir la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. No debe acodarse. Los distintos componentes del kit no deben producir daño iatrogénico como decúbitos, irritaciones cutáneas, flictenas, etc. Estéril, sin látex de un solo uso. | 39,00 | 10 |

**OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS
CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN)**

| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
|------|-----------------------------|------------|-----------------|---|--------------------------------|-----|
| 5 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 34 | 050968 | <p>KIT PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA ESPONJA DE POLIURETANO MEDIANA. Composición mínima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esponja de poliuretano, reticulada, hidrófoba, hipoalergénica, recortable, que no deje restos tras su retirada ni se adhiera al lecho de la lesión. Tamaño (12,5 x 18 x 3,3 cm. Variación de las medidas $\pm 10\%$). 2. Film transparente, impermeable a fluidos, transpirable que permita evaporación, buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. 3. Tubo conector a sistema de vacío, que permita el drenaje continuo y sin interrupciones, con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. Multilumen para medir la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. No debe acodarse. <p>Los distintos componentes del kit no deben producir daño iatrogénico como decúbitos, irritaciones cutáneas, flictenas, etc.</p> <p>Estéril, sin látex de un solo uso.</p> | 44,00 | 10 |
| 5 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 35 | 053271 | <p>KIT PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA ESPONJA DE POLIURETANO GRANDE. Composición mínima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esponja de poliuretano, reticulada, hidrófoba, hipoalergénica, recortable, que no deje restos tras su retirada ni se adhiera al lecho de la lesión. Tamaño (15 x 26 x 3,3 cm. Variación de las medidas $\pm 10\%$). 2. Film transparente, impermeable a fluidos, transpirable que permita evaporación, buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. 3. Tubo conector a sistema de vacío, que permita el drenaje continuo y sin interrupciones, con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. Multilumen para medir la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. No debe acodarse. <p>Los distintos componentes del kit no deben producir daño iatrogénico como decúbitos, irritaciones cutáneas, flictenas, etc.</p> <p>Estéril, sin látex de un solo uso.</p> | 46,00 | 10 |
| 5 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 36 | 057027 | <p>CONTENEDOR PEQUEÑO 300CC-400 CC</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recipiente hermético de Polipropileno • Rígido • Capacidad entre 300-400 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Clínicamente limpio, sin látex de un solo uso | 30,00 | 21 |
| 5 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 37 | 056437 | <p>CONTENEDOR GRANDE 800CC-1000 CC</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rígido, hermético • Capacidad entre 800-1000 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Sin látex de un solo uso | 40,00 | 21 |

**OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS
CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN)**

| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
|------|-----------------------------|------------|-----------------|--|--------------------------------|-----|
| 5 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 38 | 065664 | <p>ALMOHADILLA CON CONECTOR Y TUBO PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS, Tubo conector a sistema de vacío:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. • Ergonómico para mejor adhesión a los contornos del paciente • Tubo Multilumen para drenaje de exudado, que permita medición de la presión real en el lecho de la herida y evite obstrucciones. • No debe acodarse. • Sin látex de un solo uso | 15,60 | 21 |
| 5 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 39 | 065665 | <p>LÁMINA SELLADORA DE PRESION NEGATIVA,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Film poliuretano transparente, • impermeable a fluidos, • Transpirable, que permita evaporación, evitando acumulación de humedad y maceración e irritación de la piel peri lesional. • Buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) proporcionando buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. • Que permita la manipulación posterior a la aplicación. • Estéril, de un solo uso. | 1,20 | 10 |
| 5 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 40 | 065666 | <p>CONECTOR O PUERTO EN Y, para el tratamiento de heridas dobles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • que permita conector en Y 2 puertos a un solo generador de presión negativa. • Conexión rápida, segura (no debe desconectarse de manera accidental) • El reparto de la presión debe ser uniforme en las dos ramas. • Estéril, de un solo uso. | 10,00 | 21 |
| 5 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 33 | 051190 | <p>KIT PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CON ESPONJA DE POLIURETANO PEQUEÑA. Composición mínima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esponja de poliuretano, reticulada, hidrófoba, hipalergénica, recortable, que no deje restos tras su retirada ni se adhiera al lecho de la lesión. Tamaño (7,5 x 10 x 3,3 cm. Variación de las medidas \pm 10%). 2. Film transparente, impermeable a fluidos, transpirable que permita evaporación, buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. 3. Tubo conector a sistema de vacío, que permita el drenaje continuo y sin interrupciones, con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. Multilumen para medir la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. No debe acodarse. <p>Los distintos componentes del kit no deben producir daño iatrogénico como decúbitos, irritaciones cutáneas, flictenas, etc.</p> <p>Estéril, sin látex de un solo uso.</p> | 33,50 | 10 |

**OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS
CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN)**

| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
|------|----------------------------|------------|-----------------|---|--------------------------------|-----|
| 5 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 34 | 050968 | <p>KIT PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA ESPONJA DE POLIURETANO MEDIANA. Composición mínima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esponja de poliuretano, reticulada, hidrófoba, hipoalergénica, recortable, que no deje restos tras su retirada ni se adhiera al lecho de la lesión. Tamaño (12,5 x 18 x 3,3 cm. Variación de las medidas $\pm 10\%$). 2. Film transparente, impermeable a fluidos, transpirable que permita evaporación, buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. 3. Tubo conector a sistema de vacío, que permita el drenaje continuo y sin interrupciones, con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. Multilumen para medir la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. No debe acodarse. <p>Los distintos componentes del kit no deben producir daño iatrogénico como decúbitos, irritaciones cutáneas, flictenas, etc.</p> <p>Estéril, sin látex de un solo uso.</p> | 34,75 | 10 |
| 5 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 35 | 053271 | <p>KIT PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA ESPONJA DE POLIURETANO GRANDE. Composición mínima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esponja de poliuretano, reticulada, hidrófoba, hipoalergénica, recortable, que no deje restos tras su retirada ni se adhiera al lecho de la lesión. Tamaño (15 x 26 x 3,3 cm. Variación de las medidas $\pm 10\%$). 2. Film transparente, impermeable a fluidos, transpirable que permita evaporación, buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. 3. Tubo conector a sistema de vacío, que permita el drenaje continuo y sin interrupciones, con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. Multilumen para medir la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. No debe acodarse. <p>Los distintos componentes del kit no deben producir daño iatrogénico como decúbitos, irritaciones cutáneas, flictenas, etc.</p> <p>Estéril, sin látex de un solo uso.</p> | 36,75 | 10 |
| 5 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 36 | 057027 | <p>CONTENEDOR PEQUEÑO 300CC-400 CC</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recipiente hermético de Polipropileno • Rígido • Capacidad entre 300-400 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Clínicamente limpio, sin látex de un solo uso | 26,50 | 10 |
| 5 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 37 | 056437 | <p>CONTENEDOR GRANDE 800CC-1000 CC</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rígido, hermético • Capacidad entre 800-1000 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Sin látex de un solo uso | 36,00 | 10 |

**OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS
CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN)**

| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
|------|----------------------------|------------|-----------------|--|--------------------------------|-----|
| 5 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 38 | 065664 | <p>ALMOHADILLA CON CONECTOR Y TUBO PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS, Tubo conector a sistema de vacío:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. • Ergonómico para mejor adhesión a los contornos del paciente • Tubo Multilumen para drenaje de exudado, que permita medición de la presión real en el lecho de la herida y evite obstrucciones. • No debe acodarse. • Sin látex de un solo uso | 30,00 | 10 |
| 5 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 39 | 065665 | <p>LÁMINA SELLADORA DE PRESION NEGATIVA,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Film poliuretano transparente, • impermeable a fluidos, • Transpirable, que permita evaporación, evitando acumulación de humedad y maceración e irritación de la piel peri lesional. • Buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) proporcionando buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. • Que permita la manipulación posterior a la aplicación. • Estéril, de un solo uso. | 16,00 | 10 |
| 5 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 40 | 065666 | <p>CONECTOR O PUERTO EN Y, para el tratamiento de heridas dobles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • que permita conector en Y 2 puertos a un solo generador de presión negativa. • Conexión rápida, segura (no debe desconectarse de manera accidental) • El reparto de la presión debe ser uniforme en las dos ramas. • Estéril, de un solo uso. | 14,50 | 10 |
| 5 | PRIM, S.A. | 33 | 051190 | <p>KIT PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA CON ESPONJA DE POLIURETANO PEQUEÑA. Composición mínima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esponja de poliuretano, reticulada, hidrófoba, hipalergénica, recortable, que no deje restos tras su retirada ni se adhiera al lecho de la lesión. Tamaño (7,5 x 10 x 3,3 cm. Variación de las medidas \pm 10%). 2. Film transparente, impermeable a fluidos, transpirable que permita evaporación, buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. 3. Tubo conector a sistema de vacío, que permita el drenaje continuo y sin interrupciones, con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. Multilumen para medir la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. No debe acodarse. <p>Los distintos componentes del kit no deben producir daño iatrogénico como decúbitos, irritaciones cutáneas, flictenas, etc.</p> <p>Estéril, sin látex de un solo uso.</p> | 37,00 | 10 |

| OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) | | | | | | |
|---|------------|------------|-----------------|--|--------------------------------|-----|
| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
| 5 | PRIM, S.A. | 34 | 050968 | <p>KIT PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA ESPONJA DE POLIURETANO MEDIANA. Composición mínima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esponja de poliuretano, reticulada, hidrófoba, hipoalergénica, recortable, que no deje restos tras su retirada ni se adhiera al lecho de la lesión. Tamaño (12,5 x 18 x 3,3 cm. Variación de las medidas \pm 10%). 2. Film transparente, impermeable a fluidos, transpirable que permita evaporación, buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. 3. Tubo conector a sistema de vacío, que permita el drenaje continuo y sin interrupciones, con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. Multilumen para medir la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. No debe acodarse. <p>Los distintos componentes del kit no deben producir daño iatrogénico como decúbitos, irritaciones cutáneas, flictenas, etc.</p> <p>Estéril, sin látex de un solo uso.</p> | 45,00 | 10 |
| 5 | PRIM, S.A. | 35 | 053271 | <p>KIT PARA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA ESPONJA DE POLIURETANO GRANDE. Composición mínima:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esponja de poliuretano, reticulada, hidrófoba, hipoalergénica, recortable, que no deje restos tras su retirada ni se adhiera al lecho de la lesión. Tamaño (15 x 26 x 3,3 cm. Variación de las medidas \pm 10%). 2. Film transparente, impermeable a fluidos, transpirable que permita evaporación, buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. 3. Tubo conector a sistema de vacío, que permita el drenaje continuo y sin interrupciones, con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. Multilumen para medir la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. No debe acodarse. <p>Los distintos componentes del kit no deben producir daño iatrogénico como decúbitos, irritaciones cutáneas, flictenas, etc.</p> <p>Estéril, sin látex de un solo uso.</p> | 50,00 | 10 |
| 5 | PRIM, S.A. | 36 | 057027 | <p>CONTENEDOR PEQUEÑO 300CC-400 CC</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recipiente hermético de Polipropileno • Rígido • Capacidad entre 300-400 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Clínicamente limpio, sin látex de un solo uso | 22,30 | 21 |
| 5 | PRIM, S.A. | 37 | 056437 | <p>CONTENEDOR GRANDE 800CC-1000 CC</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rígido, hermético • Capacidad entre 800-1000 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Sin látex de un solo uso | 38,00 | 21 |

**OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS
CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN)**

| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
|------|-----------------|------------|-----------------|--|--------------------------------|-----|
| 5 | PRIM, S.A. | 38 | 065664 | ALMOHADILLA CON CONECTOR Y TUBO PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS, Tubo conector a sistema de vacío: • Con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. • Ergonómico para mejor adhesión a los contornos del paciente • Tubo Multilumen para drenaje de exudado, que permita medición de la presión real en el lecho de la herida y evite obstrucciones. • No debe acodarse. • Sin látex de un solo uso | 18,00 | 10 |
| 5 | PRIM, S.A. | 39 | 065665 | LÁMINA SELLADORA DE PRESION NEGATIVA, • Film poliuretano transparente, • impermeable a fluidos, • Transpirable, que permita evaporación, evitando acumulación de humedad y maceración e irritación de la piel peri lesional. • Buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) proporcionando buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. • Que permita la manipulación posterior a la aplicación. • Estéril, de un solo uso. | 6,60 | 10 |
| 5 | PRIM, S.A. | 40 | 065666 | CONECTOR O PUERTO EN Y, para el tratamiento de heridas dobles, • que permita conector en Y 2 puertos a un solo generador de presión negativa. • Conexión rápida, segura (no debe desconectarse de manera accidental) • El reparto de la presión debe ser uniforme en las dos ramas. • Estéril, de un solo uso. | 11,00 | 21 |
| 6 | 3M ESPAÑA, S.L. | 41 | 052713 | KIT ESPONJA DE POLIURETANO PARA TERAPIA ABDOMINAL (ASAS EXPUESTAS). Debe contener al menos: • 1-2 esponjas de espuma de poliuretano hidrófoba. • Tamaño de la/s espuma/s 38 x 25 x 1,6 cm ± 5%. • Puerto PVC suave, con apósito adhesivo de film transparente para la fijación y el sellado seguro y sencillo del puerto. • Capa protectora de órganos abdominales (protección visceral), • Lámina/s de film sellador, poliuretano, transpirable, transparente y flexible. • Estéril, sin látex de un solo uso. Los distintos componentes del kit no deben producir daño iatrogénico como decúbitos, irritaciones cutáneas, flictenas, etc. | 350,00 | 10 |
| 6 | 3M ESPAÑA, S.L. | 42 | 058112 | CONTENEDOR GRANDE 800CC-1000 CC Características: • Rígido, hermético • Capacidad entre 800-1000 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Sin látex de un solo uso | 39,50 | 21 |
| 6 | 3M ESPAÑA, S.L. | 43 | 066033 | ALMOHADILLA CON CONECTOR Y TUBO PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS, Tubo conector a sistema de vacío: • Con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. • Ergonómico para mejor adhesión a los contornos del paciente • Tubo Multilumen para drenaje de exudado, medición de la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. • No debe acodarse. • Sin látex de un solo uso | 19,80 | 21 |

| OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|-----------------|---|--------------------------------|-----|
| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
| 6 | 3M ESPAÑA, S.L. | 44 | 071770 | LÁMINA SELLADORA DE PRESION NEGATIVA, • Film poliuretano transparente, • impermeable a fluidos, • Traspirable, que permita evaporación, evitando acumulación de humedad y maceración e irritación de la piel peri lesional. • Buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) proporcionando buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. • Que permita la manipulación posterior a la aplicación. Estéril, de un solo uso. | 15,00 | 10 |
| 6 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 41 | 052713 | KIT ESPONJA DE POLIURETANO PARA TERAPIA ABDOMINAL (ASAS EXPUESTAS). Debe contener al menos: • 1-2 esponjas de espuma de poliuretano hidrófoba. • Tamaño de la/s espuma/s 38 x 25 x 1,6 cm ± 5%. • Puerto PVC suave, con apósito adhesivo de film transparente para la fijación y el sellado seguro y sencillo del puerto. • Capa protectora de órganos abdominales (protección visceral), • Lámina/s de film sellador, poliuretano, traspirable, transparente y flexible. • Estéril, sin látex de un solo uso. Los distintos componentes del kit no deben producir daño iatrogénico como decúbitos, irritaciones cutáneas, flictenas, etc. | 320,00 | 10 |
| 6 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 42 | 058112 | CONTENEDOR GRANDE 800CC-1000 CC Características: • Rígido, hermético • Capacidad entre 800-1000 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Sin látex de un solo uso | 40,00 | 21 |
| 6 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 43 | 066033 | ALMOHADILLA CON CONECTOR Y TUBO PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS, Tubo conector a sistema de vacío: • Con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. • Ergonómico para mejor adhesión a los contornos del paciente • Tubo Multilumen para drenaje de exudado, medición de la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. • No debe acodarse. • Sin látex de un solo uso | 15,60 | 21 |
| 6 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 44 | 071770 | LÁMINA SELLADORA DE PRESION NEGATIVA, • Film poliuretano transparente, • impermeable a fluidos, • Traspirable, que permita evaporación, evitando acumulación de humedad y maceración e irritación de la piel peri lesional. • Buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) proporcionando buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. • Que permita la manipulación posterior a la aplicación. Estéril, de un solo uso. | 1,20 | 10 |

| OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) | | | | | | |
|---|----------------------------|------------|-----------------|---|--------------------------------|-----|
| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
| 6 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 41 | 052713 | <p>KIT ESPONJA DE POLIURETANO PARA TERAPIA ABDOMINAL (ASAS EXPUESTAS). Debe contener al menos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-2 esponjas de espuma de poliuretano hidrófoba. • Tamaño de la/s espuma/s 38 x 25 x 1,6 cm \pm 5%. • Puerto PVC suave, con apósito adhesivo de film transparente para la fijación y el sellado seguro y sencillo del puerto. • Capa protectora de órganos abdominales (protección visceral), • Lámina/s de film sellador, poliuretano, transpirable, transparente y flexible. • Estéril, sin látex de un solo uso. <p>Los distintos componentes del kit no deben producir daño iatrogénico como decúbitos, irritaciones cutáneas, flictenas, etc.</p> | 175,00 | 10 |
| 6 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 42 | 058112 | <p>CONTENEDOR GRANDE 800CC-1000 CC</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rígido, hermético • Capacidad entre 800-1000 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Sin látex de un solo uso | 48,00 | 10 |
| 6 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 43 | 066033 | <p>ALMOHADILLA CON CONECTOR Y TUBO PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS, Tubo conector a sistema de vacío:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. • Ergonómico para mejor adhesión a los contornos del paciente • Tubo Multilumen para drenaje de exudado, medición de la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. • No debe acodarse. • Sin látex de un solo uso | 19,00 | 10 |
| 6 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 44 | 071770 | <p>LÁMINA SELLADORA DE PRESION NEGATIVA,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Film poliuretano transparente, • impermeable a fluidos, • Transpirable, que permita evaporación, evitando acumulación de humedad y maceración e irritación de la piel peri lesional. • Buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) proporcionando buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. • Que permita la manipulación posterior a la aplicación. <p>Estéril, de un solo uso.</p> | 18,00 | 10 |
| 6 | PRIM, S.A. | 41 | 052713 | <p>KIT ESPONJA DE POLIURETANO PARA TERAPIA ABDOMINAL (ASAS EXPUESTAS). Debe contener al menos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-2 esponjas de espuma de poliuretano hidrófoba. • Tamaño de la/s espuma/s 38 x 25 x 1,6 cm \pm 5%. • Puerto PVC suave, con apósito adhesivo de film transparente para la fijación y el sellado seguro y sencillo del puerto. • Capa protectora de órganos abdominales (protección visceral), • Lámina/s de film sellador, poliuretano, transpirable, transparente y flexible. • Estéril, sin látex de un solo uso. <p>Los distintos componentes del kit no deben producir daño iatrogénico como decúbitos, irritaciones cutáneas, flictenas, etc.</p> | 245,00 | 10 |

**OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS
CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN)**

| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
|------|-----------------|------------|-----------------|---|--------------------------------|-----|
| 6 | PRIM, S.A. | 42 | 058112 | <p>CONTENEDOR GRANDE 800CC-1000 CC</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rígido, hermético • Capacidad entre 800-1000 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Sin látex de un solo uso | 38,00 | 21 |
| 6 | PRIM, S.A. | 43 | 066033 | <p>ALMOHADILLA CON CONECTOR Y TUBO PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS, Tubo conector a sistema de vacío:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. • Ergonómico para mejor adhesión a los contornos del paciente • Tubo Multilumen para drenaje de exudado, medición de la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. • No debe acodarse. • Sin látex de un solo uso | 18,00 | 10 |
| 6 | PRIM, S.A. | 44 | 071770 | <p>LÁMINA SELLADORA DE PRESION NEGATIVA,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Film poliuretano transparente, • impermeable a fluidos, • Transpirable, que permita evaporación, evitando acumulación de humedad y maceración e irritación de la piel peri lesional. • Buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) proporcionando buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. • Que permita la manipulación posterior a la aplicación. <p>Estéril, de un solo uso.</p> | 6,60 | 10 |
| 7 | 3M ESPAÑA, S.L. | 45 | 071771 | <p>ESPUMA DE ALCOHOL DE POLIVINILO PEQUEÑA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espuma de alcohol de polivinilo hidratada o pre humedecida con agua estéril. • Alta resistencia a la tracción. • Diseñada para estar en contacto con hueso expuesto ligamentos y/o tendones. • Antiadherente • Uso compatible en caso de heridas cavitadas o tunelizadas • Tamaño pequeño <p>Estéril, de un solo uso</p> | 55,00 | 10 |
| 7 | 3M ESPAÑA, S.L. | 46 | 052684 | <p>ESPUMA DE ALCOHOL DE POLIVINILO GRANDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espuma de alcohol de polivinilo hidratada o pre humedecida con agua estéril. • Alta resistencia a la tracción. • Diseñada para estar en contacto con hueso expuesto ligamentos y/o tendones. • Antiadherente • Uso compatible en caso de heridas cavitadas o tunelizadas • Tamaño grande <p>Estéril, de un solo uso</p> | 60,00 | 10 |
| 7 | 3M ESPAÑA, S.L. | 47 | 071772 | <p>CONTENEDOR PEQUEÑO 300CC-400 CC</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recipiente hermético de Polipropileno • Rígido • Capacidad entre 300-400 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Clínicamente limpio, sin látex de un solo uso | 27,00 | 21 |

| OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|-----------------|--|--------------------------------|-----|
| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
| 7 | 3M ESPAÑA, S.L. | 48 | 071773 | CONTENEDOR GRANDE 800CC-1000 CC Características: <ul style="list-style-type: none"> • Rígido, hermético • Capacidad entre 800-1000 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Sin látex de un solo uso | 39,50 | 21 |
| 7 | 3M ESPAÑA, S.L. | 49 | 071774 | ALMOHADILLA CON CONECTOR Y TUBO PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS, Tubo conector a sistema de vacío: <ul style="list-style-type: none"> • Con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. • Ergonómico para mejor adhesión a los contornos del paciente • Tubo Multilumen para drenaje de exudado, medición de la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. • No debe acodarse. • Sin látex de un solo uso | 19,80 | 21 |
| 7 | 3M ESPAÑA, S.L. | 50 | 071775 | LÁMINA SELLADORA DE PRESION NEGATIVA, <ul style="list-style-type: none"> • Film poliuretano transparente, • impermeable a fluidos, • Transpirable, que permita evaporación, evitando acumulación de humedad y maceración e irritación de la piel peri lesional. • Buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) proporcionando buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. • Que permita la manipulación posterior a la aplicación. • Estéril, de un solo uso. | 6,80 | 10 |
| 7 | 3M ESPAÑA, S.L. | 51 | 071776 | CONECTOR O PUERTO EN Y, para el tratamiento de heridas dobles, <ul style="list-style-type: none"> • que permita conector en Y 2 puertos a un solo generador de presión negativa. • Conexión rápida, segura (no debe desconectarse de manera accidental) • El reparto de la presión debe ser uniforme en las dos ramas. • Estéril de un solo uso | 11,15 | 21 |
| 7 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 45 | 071771 | ESPUMA DE ALCOHOL DE POLIVINILO PEQUEÑA <ul style="list-style-type: none"> • Espuma de alcohol de polivinilo hidratada o pre humedecida con agua estéril. • Alta resistencia a la tracción. • Diseñada para estar en contacto con hueso expuesto ligamentos y/o tendones. • Antiadherente • Uso compatible en caso de heridas cavitadas o tunelizadas • Tamaño pequeño Estéril, de un solo uso | 60,00 | 10 |
| 7 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 46 | 052684 | ESPUMA DE ALCOHOL DE POLIVINILO GRANDE <ul style="list-style-type: none"> • Espuma de alcohol de polivinilo hidratada o pre humedecida con agua estéril. • Alta resistencia a la tracción. • Diseñada para estar en contacto con hueso expuesto ligamentos y/o tendones. • Antiadherente • Uso compatible en caso de heridas cavitadas o tunelizadas • Tamaño grande Estéril, de un solo uso | 70,00 | 10 |

| OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------|-----------------|---|--------------------------------|-----|
| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
| 7 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 47 | 071772 | <p>CONTENEDOR PEQUEÑO 300CC-400 CC</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recipiente hermético de Polipropileno • Rígido • Capacidad entre 300-400 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Clínicamente limpio, sin látex de un solo uso | 30,00 | 21 |
| 7 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 48 | 071773 | <p>CONTENEDOR GRANDE 800CC-1000 CC</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rígido, hermético • Capacidad entre 800-1000 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Sin látex de un solo uso | 40,00 | 21 |
| 7 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 49 | 071774 | <p>ALMOHADILLA CON CONECTOR Y TUBO PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS, Tubo conector a sistema de vacío:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. • Ergonómico para mejor adhesión a los contornos del paciente • Tubo Multilumen para drenaje de exudado, medición de la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. • No debe acodarse. • Sin látex de un solo uso | 15,60 | 21 |
| 7 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 50 | 071775 | <p>LÁMINA SELLADORA DE PRESION NEGATIVA,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Film poliuretano transparente, • impermeable a fluidos, • Transpirable, que permita evaporación, evitando acumulación de humedad y maceración e irritación de la piel peri lesional. • Buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) proporcionando buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. • Que permita la manipulación posterior a la aplicación. • Estéril, de un solo uso. | 1,00 | 10 |
| 7 | LABORATORIOS HARTMANN, S.A. | 51 | 071776 | <p>CONECTOR O PUERTO EN Y, para el tratamiento de heridas dobles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • que permita conector en Y 2 puertos a un solo generador de presión negativa. • Conexión rápida, segura (no debe desconectarse de manera accidental) • El reparto de la presión debe ser uniforme en las dos ramas. • Estéril de un solo uso | 10,00 | 21 |
| 7 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 45 | 071771 | <p>ESPUMA DE ALCOHOL DE POLIVINILO PEQUEÑA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espuma de alcohol de polivinilo hidratada o pre humedecida con agua estéril. • Alta resistencia a la tracción. • Diseñada para estar en contacto con hueso expuesto ligamentos y/o tendones. • Antiadherente • Uso compatible en caso de heridas cavitadas o tunelizadas • Tamaño pequeño • Estéril, de un solo uso | 58,00 | 10 |

| OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN) | | | | | | |
|---|----------------------------|------------|-----------------|--|--------------------------------|-----|
| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
| 7 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 46 | 052684 | <p>ESPUMA DE ALCOHOL DE POLIVINILO GRANDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Espuma de alcohol de polivinilo hidratada o pre humedecida con agua estéril. • Alta resistencia a la tracción. • Diseñada para estar en contacto con hueso expuesto ligamentos y/o tendones. • Antiadherente • Uso compatible en caso de heridas cavitadas o tunelizadas • Tamaño grande • Estéril, de un solo uso | 60,00 | 10 |
| 7 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 47 | 071772 | <p>CONTENEDOR PEQUEÑO 300CC-400 CC</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recipiente hermético de Polipropileno • Rígido • Capacidad entre 300-400 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Clínicamente limpio, sin látex de un solo uso | 30,00 | 10 |
| 7 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 48 | 071773 | <p>CONTENEDOR GRANDE 800CC-1000 CC</p> <p>Características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rígido, hermético • Capacidad entre 800-1000 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador • Sin látex de un solo uso | 50,00 | 10 |
| 7 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 49 | 071774 | <p>ALMOHADILLA CON CONECTOR Y TUBO PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS, Tubo conector a sistema de vacío:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. • Ergonómico para mejor adhesión a los contornos del paciente • Tubo Multilumen para drenaje de exudado, medición de la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. • No debe acodarse. • Sin látex de un solo uso | 25,00 | 10 |
| 7 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 50 | 071775 | <p>LÁMINA SELLADORA DE PRESION NEGATIVA,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Film poliuretano transparente, • impermeable a fluidos, • Traspirable, que permita evaporación, evitando acumulación de humedad y maceración e irritación de la piel peri lesional. • Buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) proporcionando buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. • Que permita la manipulación posterior a la aplicación. • Estéril, de un solo uso. | 6,00 | 10 |
| 7 | NACIL MEDICA 4 GROUP, S.L. | 51 | 071776 | <p>CONECTOR O PUERTO EN Y, para el tratamiento de heridas dobles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • que permita conector en Y 2 puertos a un solo generador de presión negativa. • Conexión rápida, segura (no debe desconectarse de manera accidental) • El reparto de la presión debe ser uniforme en las dos ramas. • Estéril de un solo uso | 9,50 | 10 |

**OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS
CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN)**

| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
|------|------------|------------|-----------------|--|--------------------------------|-----|
| 7 | PRIM, S.A. | 45 | 071771 | ESPUMA DE ALCOHOL DE POLIVINILO PEQUEÑA <ul style="list-style-type: none"> • Espuma de alcohol de polivinilo hidratada o pre humedecida con agua estéril. • Alta resistencia a la tracción. • Diseñada para estar en contacto con hueso expuesto ligamentos y/o tendones. • Antiadherente • Uso compatible en caso de heridas cavitadas o tunelizadas • Tamaño pequeño Estéril, de un solo uso | 58,00 | 10 |
| 7 | PRIM, S.A. | 46 | 052684 | ESPUMA DE ALCOHOL DE POLIVINILO GRANDE <ul style="list-style-type: none"> • Espuma de alcohol de polivinilo hidratada o pre humedecida con agua estéril. • Alta resistencia a la tracción. • Diseñada para estar en contacto con hueso expuesto ligamentos y/o tendones. • Antiadherente • Uso compatible en caso de heridas cavitadas o tunelizadas • Tamaño grande Estéril, de un solo uso | 60,00 | 10 |
| 7 | PRIM, S.A. | 47 | 071772 | CONTENEDOR PEQUEÑO 300CC-400 CC Características: <ul style="list-style-type: none"> • Recipiente hermético de Polipropileno • Rígido • Capacidad entre 300-400 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador Clínicamente limpio, sin látex de un solo uso | 22,30 | 21 |
| 7 | PRIM, S.A. | 48 | 071773 | CONTENEDOR GRANDE 800CC-1000 CC Características: <ul style="list-style-type: none"> • Rígido, hermético • Capacidad entre 800-1000 cc • Con escala graduada • Con gel incorporado que evite derrames y filtro de carbón activo. • Que permita visualización del contenido drenado • Con sistema de tubos de aspiración de conexión al generador Sin látex de un solo uso | 38,00 | 21 |
| 7 | PRIM, S.A. | 49 | 071774 | ALMOHADILLA CON CONECTOR Y TUBO PARA RECOLECCIÓN DE FLUIDOS , Tubo conector a sistema de vacío: <ul style="list-style-type: none"> • Con sistema de sellado eficaz que evite fugas o pérdida de vacío. • Ergonómico para mejor adhesión a los contornos del paciente • Tubo Multilumen para drenaje de exudado, medición de la presión real en el lecho de la herida y evitar obstrucciones. • No debe acodarse. Sin látex de un solo uso | 18,00 | 10 |
| 7 | PRIM, S.A. | 50 | 071775 | LÁMINA SELLADORA DE PRESION NEGATIVA , <ul style="list-style-type: none"> • Film poliuretano transparente, • impermeable a fluidos, • Transpirable, que permita evaporación, evitando acumulación de humedad y maceración e irritación de la piel peri lesional. • Buena adherencia y tolerancia cutánea (no debe dejar residuos tras su retirada ni provocar irritación de la piel peri lesional) proporcionando buen sellado de la zona sin fugas ni pérdidas de vacío. • Que permita la manipulación posterior a la aplicación. Estéril, de un solo uso. | 6,60 | 10 |

**OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS
CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN)**

| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
|------|-----------------------|------------|-----------------|---|--------------------------------|-----|
| 7 | PRIM, S.A. | 51 | 071776 | <p>CONECTOR O PUERTO EN Y, para el tratamiento de heridas dobles,</p> <ul style="list-style-type: none"> • que permita conector en Y 2 puertos a un solo generador de presión negativa. • Conexión rápida, segura (no debe desconectarse de manera accidental) • El reparto de la presión debe ser uniforme en las dos ramas. • Estéril de un solo uso | 11,00 | 21 |
| 8 | B.BRAUN SURGICAL S.A. | 52 | 056205 | <p>Kit para el tratamiento de la fuga anastomótica de la zona rectal baja, el envase preparado para cada procedimiento de recambio debe disponer de todo el material necesario para su inserción y retirada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esponja específica con drenaje tubular tipo redón • dos tubos introductores de diámetros diferentes y marcas de profundidad radiopacas. • empujador • set de irrigación • tubo de conexión en Y • conexión Luer para botella de drenaje • estéril, de un solo uso | 489,45 | 21 |
| 8 | B.BRAUN SURGICAL S.A. | 53 | 056207 | <p>Sistema de drenaje por vacío, cerrado, continuo y regulable características:</p> <ul style="list-style-type: none"> • botella de vacío regulable que permita la movilidad del paciente • escala graduada nítida e indeleble • capacidad hasta 600 ml • con sistema cerrado garantizado • con sistema de seguridad para evitar la pérdida de vacío de la botella • Información de la cantidad de vacío disponible con escala indicadora del mismo. • Que permita la conexión de hasta dos esponjas a través de la conexión en "Y" • Correa de sujeción con cierre • desechable, de un solo uso • libre de PVC • Estéril <p>Indicación: para aspiración y drenaje continuo que evite acumulación de secreción en la cavidad de la zona rectal baja o el tracto gastrointestinal superior.</p> | 38,45 | 21 |
| 8 | B.BRAUN SURGICAL S.A. | 54 | 071777 | Kit de esponja | 489,45 | 21 |
| 8 | B.BRAUN SURGICAL S.A. | 55 | 071837 | Contenedor para drenaje | 54,95 | 21 |
| 8 | B.BRAUN SURGICAL S.A. | 56 | 071838 | Filtro bacteriano | 32,95 | 21 |
| 9 | 3M ESPAÑA, S.L. | 57 | 071778 | PEQUEÑA (1 gasa de 15 cm x 17 cm aprox.) +/-2cm | 55,00 | 10 |
| 9 | 3M ESPAÑA, S.L. | 58 | 071780 | MEDIANA (2 gasas de 15 cm x 17 cm aprox.) +/-2cm | 55,00 | 10 |
| 9 | 3M ESPAÑA, S.L. | 59 | 071781 | GRANDE (rollo de 11 cm x 400 cm aprox.) +/-2cm | 75,00 | 10 |
| 9 | 3M ESPAÑA, S.L. | 60 | 071779 | <p>DRENAJE DE SILICONA CON SISTEMA DE SELLADO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatible con cualquier tipo de contenedor para exudado • Sistema anti estancamiento del exudado o doble lumen o cualquier otro sistema que mantenga las presiones homogéneas (indicado en el sistema que utilice en ficha técnica) y sistema de anti acodamiento que impida que el tubo se acode. • Exento de látex y DEHP <p>El dispositivo no debe producir daño iatrogénico (decúbitos, irritaciones cutáneas, etc.).</p> | 19,80 | 21 |

**OFERTAS ECONÓMICAS RECIBIDAS DEL EXPEDIENTE N° PAPC 2023-1-15AVA MATERIAL FUNGIBLE PARA EL TRATAMIENTO DE HERIDAS
CON TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA (TPN)**

| Lote | Proveedor | Núm. Orden | Código Artículo | Artículo | Precio Unitario Oferta sin IVA | IVA |
|------|----------------------|------------|-----------------|--|--------------------------------|-----|
| 9 | 3M ESPAÑA, S.L. | 61 | 071782 | CONTENEDOR PARA EXUDADO TAMAÑO PEQUEÑO (mínimo 250 ml, máximo 500 ml) • Con filtro anti desbordamiento, antimicrobiano y anti olores • Con gel incorporado que evite derrames. • Escala graduada claramente visible • Que permita visualizar el líquido drenado • Exento de látex • Clínicamente limpio | 50,00 | 21 |
| 9 | 3M ESPAÑA, S.L. | 62 | 071783 | CONTENEDOR PARA EXUDADO TAMAÑO GRANDE (mínimo 750 ml, máximo 1000 ml) • Con filtro anti desbordamiento, antimicrobiano y anti olores • Con gel incorporado que evite derrames. • Escala graduada claramente visible • Que permita visualizar el líquido drenado • Exento de látex • Clínicamente limpio | 39,50 | 21 |
| 9 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 57 | 071778 | PEQUEÑA (1 gasa de 15 cm x 17 cm aprox.) +/-2cm | 59,00 | 10 |
| 9 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 58 | 071780 | MEDIANA (2 gasas de 15 cm x 17 cm aprox.) +/-2cm | 65,00 | 10 |
| 9 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 59 | 071781 | GRANDE (rollo de 11 cm x 400 cm aprox.) +/-2cm | 89,00 | 10 |
| 9 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 60 | 071779 | DRENAJE DE SILICONA CON SISTEMA DE SELLADO • Compatible con cualquier tipo de contenedor para exudado • Sistema anti estancamiento del exudado o doble lumen o cualquier otro sistema que mantenga las presiones homogéneas (indicado en el sistema que utilice en ficha técnica) y sistema de anti acodamiento que impida que el tubo se acode. • Exento de látex y DEHP El dispositivo no debe producir daño iatrogénico (decúbitos, irritaciones cutáneas, etc.). | 24,00 | 21 |
| 9 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 61 | 071782 | CONTENEDOR PARA EXUDADO TAMAÑO PEQUEÑO (mínimo 250 ml, máximo 500 ml) • Con filtro anti desbordamiento, antimicrobiano y anti olores • Con gel incorporado que evite derrames. • Escala graduada claramente visible • Que permita visualizar el líquido drenado • Exento de látex • Clínicamente limpio | 55,00 | 21 |
| 9 | SMITH & NEPHEW, S.A. | 62 | 071783 | CONTENEDOR PARA EXUDADO TAMAÑO GRANDE (mínimo 750 ml, máximo 1000 ml) • Con filtro anti desbordamiento, antimicrobiano y anti olores • Con gel incorporado que evite derrames. • Escala graduada claramente visible • Que permita visualizar el líquido drenado • Exento de látex • Clínicamente limpio | 65,00 | 21 |