

PAS 10-2025 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL DESECHABLE DE CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACIÓN INFORME TÉCNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

| LOTE 1 | DISECTOR TIPO MARYLAND DESECHABLE | | | | | CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FORMULAS (MÁXIMO 5 PUNTOS) | | |
|------------------------|------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|--|--|---|-------------------------|
| | NOMBRE LICITADOR | DESCRIPCIÓN ARTICULO | REF. HUSO | REFERENCIA LICITADOR | CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS | | Plazo de entrega en Pedidos urgentes (*): P = Plazo entrega menor de todas las ofertas / Plazo de entrega de la oferta a valorar X 5 | TOTAL (MÁXIMO 5 PUNTOS) |
| | | | | | SI CUMPLE | NO CUMPLE | | |
| | | | | | | JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE | | |
| DEXTRO MEDICA S.L. | Disector tipo Maryland, desechable | F50010 | CIT-MH-03 | | X | No cumple con el punto 5: " Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación), admitiendo corrientes de salida maximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias ente 0,3-2 MHz en modo monopolar". | 12 horas | |
| AMEVISA, S.A. | Disector tipo Maryland, desechable | F50010 | ML400-213MS | | X | No consta el punto 5 en la ficha técnica: " Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación), admitiendo corrientes de salida maximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias ente 0,3-2 MHz en modo monopolar". | 24 horas | |
| DISMEVAL S.L. | Disector tipo Maryland, desechable | F50010 | HD4-B22-Q0203 | | X | | 24 horas | 5 |
| HORTAS SUMINISTROS, SL | Disector tipo Maryland, desechable | F50010 | D801.801 | | X | Punto 4: "El eje tendrá una cobertura fija de color negro aislante hasta la punta del disector para evitar lesiones no deseadas, deslumbraimientos y reflejos". Se desplaza la vaina. | 24 horas | |
| PRIM, S.A | Disector tipo Maryland, desechable | F50010 | 122-3E113 | | X | Punto 4: "El eje tendrá una cobertura fija de color negro aislante hasta la punta del disector para evitar lesiones no deseadas, deslumbraimientos y reflejos". Se desplaza la vaina. No cumple con el punto 5: " Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación), admitiendo corrientes de salida maximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias ente 0,3-2 MHz en modo monopolar". | 4 horas | |

| PINZA DE AGARRE DESECHABLE TIPO GRASPER CLINCH | | | | | | CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 5 PUNTOS) | | | |
|--|------------------------------|---|-----------|----------------------|--|--|--|-------------------------------|--------|
| LOTE 2 | NOMBRE LICITADOR | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | REF. HUSO | REFERENCIA LICITADOR | CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS | | Plazo de entrega en Pedidos urgentes (°): P = Plazo entrega menor de todas las ofertas / Plazo de entrega de la oferta a valorar X 5 | TOTAL (MÁXIMO 5 PUNTOS) | |
| | | | | | SI CUMPLE | NO CUMPLE | JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE | PLAZO DE ENTREGA | PUNTOS |
| | DEXTRO MEDICA S.L. | Pinza de agarre desechable tipo Grasper Clinch, | F50026 | CIT-MH-04 | X | | Punto 3: "El eje tendrá una cobertura fija de color negro aislante hasta la punta del clinch para evitar lesiones no deseadas, deslumbramientos y reflejos". Se desplaza la vaina. No cumple con el punto 4: " Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación), admitiendo corrientes de salida maximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias ente 0,3-2 MHz en modo monopolar". | 12 horas | |
| | DISMEVAL S.L. | Pinza de agarre desechable tipo Grasper Clinch, | F50026 | HD4-B32-Q0103 | X | | | 24 horas | 5 |
| | HORTAS SUMINISTROS, SL | Pinza de agarre desechable tipo Grasper Clinch, | F50026 | D801,704 | X | | Punto 3: "El eje tendrá una cobertura fija de color negro aislante hasta la punta del clinch para evitar lesiones no deseadas, deslumbramientos y reflejos". Se desplaza la vaina. | 24 horas | |
| | PRIM, S.A | Pinza de agarre desechable tipo Grasper Clinch, | F50026 | 122-3F243 | X | | Punto 3: "El eje tendrá una cobertura fija de color negro aislante hasta la punta del clinch para evitar lesiones no deseadas, deslumbramientos y reflejos". Se desplaza la vaina. No cumple con el punto 4: " Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación), admitiendo corrientes de salida maximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias ente 0,3-2 MHz en modo monopolar". | 4 horas | |

| LOTE 3 | PINZA DE AGARRE DESECHABLE ATRAUMÁTICA TIPO FÓRCEPS INTESITAL | | | | | | CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS (MÁXIMO 5 PUNTOS) | | |
|--------------------|---|--|-----------|----------------------|--|-----------|--|---|-------------------------|
| | NOMBRE LICITADOR | DESCRIPCIÓN ARTICULO | REF. HUSO | REFERENCIA LICITADOR | CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS | | | Plazo de entrega en Pedidos urgentes (*): P = Plazo entrega menor de todas las ofertas / Plazo de entrega de la oferta a valorar X 5 | TOTAL (MÁXIMO 5 PUNTOS) |
| | | | | | SI CUMPLE | NO CUMPLE | JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE | PLAZO DE ENTREGA | PUNTOS |
| DEXTRO MEDICA S.L. | | Pinza de agarre desechable atraumática tipo fórceps intestinal | F50009 | CIT-MH-05 | | X | No cumple el punto 4: "Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación) admitiendo corrientes de salida máximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias entre 0,3-2MHz en modo monopolar" | 12 horas | |
| DISMEVAL S.L. | | Pinza de agarre desechable atraumática tipo fórceps intestinal | F50009 | HD4-B32-Q0301 | X | | | 24 horas | 5 |
| PRIM, S.A | | Pinza de agarre desechable atraumática tipo fórceps intestinal | F50009 | 122-3F233 | | X | No cumple el punto 1: " Pinza de agarre desechable atraumática tipo fórceps intestinal, con longitud entre 30 y 35 cms, eje rotatorio de 5 mm de diámetro con adaptador estándar tipo pin para coagulación monopolar, punta roma atraumática entre 32 y 35 mm de longitud, con apertura simétrica de ambas palas y rotación de 360º". Punto 3: "El eje tendrá una cobertura fija de color negro aislante hasta la punta del clamp intestinal para evitar lesiones no deseadas, deslumbramientos y reflejos". Se desplaza la vaina. No cumple el punto 4: "Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación) admitiendo corrientes de salida máximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias entre 0,3-2MHz en modo monopolar". | 4 horas | |

| TIJERA CURVA DESECHABLE | | | | | CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA POR APLICACIÓN DE FORMULAS (MÁXIMO 5 PUNTOS) | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|----------------------|---|-----------|--|---|-------------------------|
| LOTE 4 | NOMBRE LICITADOR | DESCRIPCIÓN ARTÍCULO | REF. HUSO | REFERENCIA LICITADOR | CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS | | | Plazo de entrega en Pedidos urgentes (*): P = Plazo entrega menor de todas las ofertas / Plazo de entrega de la oferta a valorar X 5 | TOTAL (MÁXIMO 5 PUNTOS) |
| | | | | | SI CUMPLE | NO CUMPLE | JUSTIFICACIÓN NO CUMPLE | PLAZO DE ENTREGA | |
| | DEXTRO MEDICA S.L. | Tijera curva desechable | F50106 | CIT-MH-01 | | X | No consta en la ficha técnica el punto 3: "Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación) admitiendo corrientes de salida máximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias entre 0,3-2MHz en modo monopolar" | 12 horas | |
| | AMEVISA, S.A. | Tijera curva desechable | F50106 | ML400-512MS | | X | No cumple el punto 1: "Tijera curva desechable, con longitud entre 30 y 35 cms, eje rotatorio de 5 mm de diámetro con adaptador estándar tipo pin para coagulación monopolar, longitud de las palas entre 17 y 19 mm y rotación de 360º." No cumple punto 3: "Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación) admitiendo corrientes de salida máximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias entre 0,3-2MHz en modo monopolar" | 24 horas | |
| | DISMEVAL S.L. | Tijera curva desechable | F50106 | HD4-B20-Q0502 | X | | | 24 horas | 5 |
| | HORTAS SUMINISTROS, SL | Tijera curva desechable | F50106 | D801.611 | | X | No cumple el punto 1: "Tijera curva desechable, con longitud entre 30 y 35 cms, eje rotatorio de 5 mm de diámetro con adaptador estándar tipo pin para coagulación monopolar, longitud de las palas entre 17 y 19 mm y rotación de 360º". | 24 horas | |
| | PRIM, S.A | Tijera curva desechable | F50106 | 122-3E332 | | X | No cumple el punto 1: "Tijera curva desechable, con longitud entre 30 y 35 cms, eje rotatorio de 5 mm de diámetro con adaptador estándar tipo pin para coagulación monopolar, longitud de las palas entre 17 y 19 mm y rotación de 360º." No cumple punto 3: "Podrá utilizarse con equipos quirúrgicos de alta frecuencia (corte/coagulación) admitiendo corrientes de salida máximos no inferiores a 3500 voltios y frecuencias entre 0,3-2MHz en modo monopolar" | 4 horas | |

JEFE DE SERVICIO DE CIRUGÍA GENERAL Y DEL APARATO DIGESTIVO
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

Firmado por MARTIN RAMIRO JOSE JAVIER
el día 09/04/2025 con un
certificado emitido por SIA SUB01