

SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA A DISPOSICIÓN DE UNA SALA DE LITOTRICIA EXTRACORPÓREA POR ONDAS DE CHOQUE PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN,

SARA-SUM 063/25

INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA DE LOS CRITERIOS POR APLICACIÓN DE FÓRMULAS

Tras la revisión de la documentación técnica presentada por el licitador detallado a continuación, relativa a los criterios por aplicación de fórmulas recogidos en la Cláusula 1 del PCAP, se emite el presente informe que ha de incorporarse al expediente de contratación administrativa de referencia:

NIF	Licitador
B61513024	DORNIER MEDTECH ESPAÑA, S.L

La puntuación autoasignada en cuanto al cumplimiento de los criterios de valoración por aplicación de fórmulas ha sido revisada por el servicio de urología y es correcta.

Los resultados de la valoración, se muestran en la siguiente tabla:

Criterios evaluables por aplicación de fórmulas	Puntuación Máxima	Autoevaluación
8.2.1.1.1 Sistema de visualización con cámara integrada en el cabezal de terapia Sistema de visualización con cámara integrada en el cabezal de terapia que permita la visualización en tiempo real de la calidad del acoplamiento, durante el proceso de posicionamiento del paciente y en cualquier momento del tratamiento, en los monitores de control. Este sistema debe ser compatible con el sistema de localización radiológico en todas las proyecciones del arco y con el sistema de localización ecográfico. Si cumple: 5 puntos; No cumple: 0 puntos	5,00 puntos	5,00 puntos

Criterios evaluables por aplicación de fórmulas	Puntuación Máxima	Autoevaluación
<p>8.2.1.1.2 Emisor de ondas de choque con movimientos motorizados isocéntricos</p> <p>Emisor de las ondas de choque ubicado en cabezal de terapia con movimientos motorizados isocéntricos sagitales y orbitales alrededor del foco, de manera que pueda posicionarse tanto debajo como encima de la mesa, permitiendo tratar a los pacientes siempre en posición decúbito supino (boca arriba) independientemente de la localización del cálculo a tratar y permitiendo el disparo desde diferentes ángulos del recorrido para optimizar la entrada de la onda de choque, con un mínimo de 10 posiciones de tratamiento.</p> <p>Si cumple: 5 puntos; No cumple: 0 puntos</p>	5,00 puntos	5,00 puntos
<p>8.2.1.1.3 Cojín de acoplamiento en contacto directo con la piel</p> <p>Para todas las posiciones de la terapia, el cabezal de tratamiento se acoplará al paciente a través de un cojín de acoplamiento que estará en contacto directo con la piel el paciente (cojín - gel de transmisión – piel del paciente), sin otras capas o elemento entre medio.</p> <p>Si cumple: 2 puntos; No cumple: 0 puntos</p>	2,00 puntos	2,00 puntos
<p>8.2.1.1.4 Arco de rayos X con movimientos laterales motorizados</p> <p>Arco de rayos X dispone de movimientos de inclinación laterales motorizados con giro hacia la izquierda y hacia la derecha, que se usarán para la localización y seguimiento de los cálculos incluso durante la aplicación de las ondas de choque al cálculo, partiendo de 0° (AP): De 0° (AP) a +30°(+CC) y de 0°(AP) a -30° (-CC).</p> <p>Si recorrido de 0° (AP) a +30°(+CC) y de 0°(AP) a -30° (-CC):</p> <p>Si cumple: 5 puntos; No cumple: 0 puntos.</p>	5,00 puntos	5,00 puntos
<p>8.2.1.1.5 Localización ecográfica con brazo externo isocéntrico</p> <p>Sistema de localización ecográfico con brazo externo isocéntrico con movimientos alrededor del foco de terapia angulares y circulares para la localización y seguimiento de cálculos durante los tratamientos, que permita adaptar mecánicamente el transductor abdominal al cabezal de terapia de manera que se pueda posicionar en contacto directo con la piel del paciente, sin otras capas e elementos entre medio, incluso durante la emisión de las ondas de choque.</p> <p>Si cumple: 5 puntos; No cumple: 0 puntos</p>	5,00 puntos	5,00 puntos

Criterios evaluables por aplicación de fórmulas	Puntuación Máxima	Autoevaluación
8.2.1.1.6 Imagen dual (ecográfica y radiológica) simultánea Imagen dual (ECOGRÁFICA Y RADIOLÓGICA) simultánea en todas las proyecciones del arco radiológico sin necesidad de interrumpir la aplicación de las ondas de choque al paciente y manteniendo el transductor ecográfico en contacto directo con la piel del paciente en todo momento. Si cumple: 5 puntos; No cumple: 0 puntos	5,00 puntos	5,00 puntos
8.2.1.1.7 Mesa con Trendelenburg y anti-Trendelenburg motorizados Mesa paciente con TRENDELEMBURG DE 0° A +15° y ANTI-TRENDELEMBURG DE 0° A -15° motorizados Si TRENDELEMBURG DE 0° A +15° y ANTI-TRENDELEMBURG DE 0° A -15°: Si cumple: 1,5 puntos; No cumple: 0 puntos	1,50 puntos	1,50 puntos
8.2.1.1.8 Mesa del paciente con INCLINACIÓN CON COMPENSACIÓN ISOCÉNTRICA EN ALTURA PARA MANTENER DICHA ALTURA CONSTANTE EN EL EXTREMO PERINEAL Si cumple: 1,5 puntos; No cumple: 0 puntos	1,50 puntos	1,50 puntos
TOTAL	30 puntos	30 puntos

Alcorcón, a la fecha de la firma

Firmado por Carlos Llorente Abarca
 el día 02/09/2025 con un certificado
 emitido por SIA SUB01

Fdo. Dr. Carlos Llorente
 Jefe de Servicio de Urología