

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: **MASCARILLA QUIRÚRGICA TIPO IIR**

Ref. almacén: 55700310

Tipo: Protección de las vías respiratorias

Riesgos para los que protege: Evitar la transmisión de agentes infecciosos al medio ambiente procedentes de la persona que lleva la mascarilla.

Descripción y características: Producto sanitario que cubre la boca y nariz y que proporciona una barrera para minimizar la transmisión directa de agentes químicos infecciosos.



Imagen tipo

Compuesta de una capa que actúa de filtro colocada entre capas de tela. No se debe desintegrar, romper o rasgar durante su utilización.

Dotada de puente nasal y un medio para ceñir estrechamente sobre nariz, boca y barbilla, así como para asegurar su ajuste en los laterales.

Baja resistencia a la inhalación y exhalación.

Producto sanitario: **Clase I**

Requisitos de funcionamiento mínimo: **Tipo IIR** (eficacia filtración BFE ≥ 98%)

Marcado mínimo:

- Nombre comercial de la mascarilla
- Nombre del fabricante
- Identificación del tipo o modelo
- Número y año publicación norma
- Fecha de caducidad (en la mascarilla o en el envase)
- Marcado CE

Normativa aplicable: Reglamento 2017/745, Directiva 93/42/CEE, UNE-EN 14683:2019+AC:2019

Categoría EPI: Clasificado como producto sanitario, NO es un EPI.

Utilización: Para su uso en el servicio médico cuando presenten síntomas respiratorios o para el personal médico.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
02. Uso PERSONAL y de UN SOLO USO.
03. No utilizar en aquellos lugares de trabajo con:
 - Atmósferas deficientes en oxígeno.
 - Áreas de ventilación insuficiente o espacios confinados.
04. Antes de su utilización, comprobar la fecha de caducidad marcada en la mascarilla o, en su defecto, en el envase de la mascarilla.
05. Comprobar que la mascarilla no esté dañada o sucia.
06. Antes de ponerse una mascarilla hay que lavarse bien las manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica.
07. Ajustar perfectamente sobre la nariz y la boca, pasando los atalajes por las orejas.
08. Ajustar el clip nasal, evitando presiones molestas sobre la nariz.
09. Durante su uso evita tocar la mascarilla por dentro, ya que es la zona que está en contacto directo con la nariz y la boca. Tampoco te la quites ni la

llevas al cuello o en la frente para luego volver a utilizarla.

10. Quitarse la mascarilla por la parte de atrás, sin tocar la parte frontal, desecharla en un cubo cerrado y lavarse las manos con agua y jabón o con una solución con base alcohólica.

Mantenimiento:

01. Retirar las mascarillas a su fecha de caducidad (si caducase).
02. Desechar una vez utilizadas las mascarillas o cuando estén húmedas por el uso.

Caducidad:

03. Se recomienda no utilizar más de 4 horas seguidas la misma mascarilla.
(Según fabricante, como mínimo 1 año desde el momento de entrega).