

FICHAS DE VESTUARIO Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN

Nombre: LAVAJOJOS DE SOLUCIÓN SALINA

**Referencia
almacén:** 58000014

Tipo: Otros equipos de protección.

**Riesgos para los
que protege:** Reduce los daños por quemaduras en los ojos de origen químico.

**Descripción y
características:** Lavaojos de solución salina estéril de pared para ser utilizado cuando un producto o sustancia irritante o corrosiva se introduce en los ojos. Constituido por:

- Soporte de pared.
- Frascos lavaojos (2) a presión atmosférica de un solo uso, con 1 litro de capacidad cada uno.



Imagen tipo

**Normativa
aplicable:** UNE-EN 556: Esterilización de productos sanitarios. Requisitos de los productos sanitarios para ser designados "ESTÉRIL"

UNE-EN ISO 11137: Esterilización de productos sanitarios

Categoría del EPI: No aplica.

Utilización: Trabajos con disolventes o productos químicos como sosa, hipoclorito sódico o ácido sulfúrico entre otros, con riesgo de proyección a los ojos.

01. Seguir indicaciones detalladas en manual del fabricante.
02. Ubicar alejado de fuentes de calor y de la luz directa del sol.
03. En caso de salpicadura a los ojos, comience a lavarse el ojo inmediatamente. Los daños aumentan conforme pase el tiempo sin lavar.
04. Romper la pestaña inferior que va al ojo y la superior que permite que la solución salina salga.
05. Lavar bajo los párpados.
06. Interrumpir el lavado para parpadear y mover los ojos.
07. Una vez utilizados los frascos, acudir al médico.
08. Reponer los frascos utilizados por nuevos.



Mantenimiento: 01. Retirar los frascos a su fecha de caducidad.

Caducidad: Sí.