

**PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN,
CUIDADOS CRÍTICOS Y CUNAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO**

(EXP.: 2026-0-18)



La autenticidad de este documento se puede comprobar en
https://gestion.hcm.madrid/cm/verificar_codigo
mediante el siguiente código seguro de verificación: **103663636550547729722**

ÍNDICE

- 1. OBJETO**
 - 2. ÁMBITO DE APLICACIÓN**
 - 3. MEMORIA TÉCNICA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO**
 - 4. FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR**
 - 5. ALCANCE**
 - 6. METODOLOGÍA DE LA PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DEL CONTRATO. PRESTACIONES INCLUIDAS**
 - 6.1. PUESTA EN MARCHA DEL CONTRATO**
 - 6.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
 - 6.3. MANTENIMIENTO EVOLUTIVO**
 - 6.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
 - 6.4.1. HORARIO DE COBERTURA**
 - 6.4.2. TIEMPOS DE RESPUESTA Y DE RESOLUCIÓN**
 - 6.5. MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL**
 - 6.6. GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA**
 - 6.7. ALERTAS SANITARIAS**
 - 6.8. PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL**
 - 7. EXCLUSIONES**
 - 8. PROGRAMA DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO**
 - 9. CONTROL E INSPECCIÓN DEL CONTRATO**
 - 9.1. COMUNICACIÓN**
 - 9.2. INSPECCIÓN**
 - 10. CALIDAD DEL SERVICIO**
 - 11. MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS**
 - 11.1. MATERIALES INCLUIDOS**
 - 11.2. MATERIALES EXCLUIDOS**
 - 12. MEDIOS PERSONALES**
 - 13. SUBCONTRATACIÓN**
 - 14. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO**
 - 14.1. CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN**
 - 14.2. NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE**
 - 14.3. DAÑOS, PÓLIZA DE COBERTURA**
 - 14.4. OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL**
 - 15. RESPONSABILIDADES DEL CENTRO HOSPITALARIO**
 - 16. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.**
 - 17. MALOS USOS**
 - 18. BAJAS**
 - 19. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE**
 - 20. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES:**
 - 21. INSTALACIONES Y MAQUINARIA.**
- ANEXO I**

1. OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y condiciones de la prestación de servicios, procesos, metodología, sistemas técnicos, cumplimiento de normativa, recursos técnicos, equipo profesional etc... que habrán de regir para el servicio de mantenimiento integral de todas las **camas de hospitalización, cuidados críticos y cunas** instaladas en el Hospital Universitario 12 de Octubre,

La prestación del servicio se ejecutará de acuerdo con los requerimientos y condiciones que se estipulen en este Pliego de Prescripciones Técnicas, así como en el correspondiente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, de los que se derivarán los derechos y obligaciones de las partes contratantes.

El presente servicio será contratado con una cobertura en la modalidad de integral (full-risk) para todo el equipo, incluyendo: Mantenimiento Preventivo, Correctivo, Técnico-legal y Evolutivo.

2. AMBITO DE APLICACIÓN

El servicio incluye el equipamiento detallado en el ANEXO I, que incluye camas de hospitalización, camas de cuidados críticos, camas articuladas de partos y cunas de pediatría de la marca LINET, sobre las que el adjudicatario realizará el mantenimiento con una cobertura integral, asumiendo las responsabilidades asociadas a dicha actividad y garantizando en todo momento el correcto funcionamiento y disponibilidad de dichos equipos, así como el cumplimiento de la normativa y legislación vigentes.

El presente expediente es en la modalidad de "todo incluido con garantía total", siendo por cuenta del adjudicatario el coste de todas las intervenciones necesarias para el funcionamiento de las camas objeto del contrato, incluyendo todos los materiales necesarios para tal fin. Se incluyen todas las actuaciones de cualquier naturaleza, eléctricas, electrónicas o mecánicas. Para las mismas, e incluido en el presente expediente, se utilizarán materiales de primera calidad y siempre piezas y/o repuestos originales.

3. MEMORIA TÉCNICA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO

La empresa licitadora deberá de presentar en su Oferta Técnica una memoria técnica de los trabajos de mantenimiento en la que se incluirá como mínimo los siguientes puntos:

1. Descripción detallada del mantenimiento preventivo a realizar en los equipos e instalaciones, incluyendo expresamente las recomendadas por el fabricante, así como la periodicidad de los mismos.
2. Descripción de la metodología a seguir en el mantenimiento correctivo y el aviso de averías.
3. Descripción de la empresa y de los principales trabajos de mantenimiento realizados.
4. Relación de instalaciones y medios de que dispone para la ejecución del contrato.
5. Personal adscrito a la realización del contrato, así como la persona responsable del mismo.
6. Tipo y cantidad de recambios más utilizados a mantener de forma permanente como stock en sus instalaciones y en el Hospital.

Esta memoria técnica de trabajos de mantenimiento, en caso de ser adjudicatario, deberá ser aprobado por el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital pudiendo añadir las modificaciones que considere oportunas. El documento definitivo pasará a formar parte de las condiciones técnicas de cumplimiento de este contrato.

4. FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR

La finalidad del presente contrato es la de mantener todas las camas de hospitalización, de cuidados críticos, partos y cunas en perfecto estado de funcionamiento, conforme a las condiciones de fabricación, diseño y a la legislación vigente, aplicando las acciones conductivas, preventivas y correctivas necesarias que permitan la consecución de los niveles más altos de calidad asistencial que se puedan proporcionar al usuario a través de estos equipos.

Este contrato tendrá como objetivos primordiales:

- La consecución del mejor estado de conservación de las partes y elementos componentes de los equipos.
- Garantizar la obtención de las funciones y prestaciones que deba cumplir el sistema.
- Asegurar el funcionamiento continuo y eficaz de los equipos minimizando las posibles paradas como consecuencia de averías.
- La realización de todas las acciones técnicas y legales en los plazos adecuados para que, de esta forma, la actividad asistencial se pueda dar en las mejores condiciones de eficacia, eficiencia, disponibilidad, fiabilidad y seguridad del equipamiento e instalaciones.
- Proporcionar al centro hospitalario la información necesaria que le permita elaborar una ficha histórica de los equipos del sistema, así como informes para el control de costes, los ratios de servicio prestado, los tiempos de respuesta, la planificación del mantenimiento preventivo, revisiones, controles de calidad, ...
- Gestión del ciclo de vida.

5. ALCANCE

Se considera incluido dentro del alcance del presente contrato el equipamiento listado incluido en el ANEXO I.

6. METODOLOGÍA DE LA PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DEL CONTRATO. PRESTACIONES INCLUIDAS

Se definen en este apartado las actuaciones que el adjudicatario está obligado a realizar sobre los equipos/instalaciones amparados por este contrato, que servirán de punto de partida en la relación contractual con el Hospital.

La cobertura del contrato será en la modalidad de integral (full risk) e incluirá desplazamientos, número ilimitado de visitas y horas de mano de obra, así como todas las piezas originales de todos los componentes de las camas de hospitalización, camas de cuidados críticos y cunas.

6.1. PUESTA EN MARCHA DEL CONTRATO

Desde el inicio de la puesta en marcha del contrato, el adjudicatario entregará el plan de actuación diseñado en su oferta, tanto para la puesta en marcha, como para el

desarrollo del mismo. Éste deberá ser validado por el centro hospitalario antes de su puesta en marcha.

En el plazo no superior a **un mes** desde la fecha de formalización del contrato, el adjudicatario deberá llevar a cabo las siguientes acciones:

- Elaboración de un informe inicial detallado del estado de todos los equipos objeto del presente contrato, incluyendo todas las posibles consideraciones que estime oportunas en relación al nivel de funcionamiento, estado del equipo, cumplimiento legal, así como cualquier otra consideración en relación con los mismos, siendo en todo caso responsabilidad del adjudicatario adecuarlos para que se encuentren en condiciones legales y recomendadas de uso para la aplicación médica. El citado informe será remitido al Responsable Asignado por el Centro (RAC), indicando el plazo de subsanación en su totalidad. La inobservancia a la hora de realizar este informe inicial será objeto de penalización.

6.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Comprenderá la realización sobre los equipos listados en el ANEXO I de las revisiones preventivas periódicas indicadas por el fabricante, así como limpiezas, lubricaciones, ajustes, calibraciones y actualizaciones de software programadas, incluyendo los materiales y repuestos para ello, las horas de mano de obra y el desplazamiento de los técnicos. El mantenimiento preventivo incluirá la sustitución de todas las piezas que por recomendación del fabricante o por encontrarse averiadas sea necesario su cambio. En todos los casos, el precio de las piezas, materiales, etc... que haya que sustituir está incluido en el precio total del contrato.

El adjudicatario empleará siempre repuestos originales y/o autorizados por el fabricante, no siendo posible el uso de otro tipo de repuestos.

El adjudicatario realizará el mantenimiento preventivo de acuerdo a los protocolos que el fabricante tenga establecidos. Detallará el número de revisiones anuales y su duración según especificaciones del fabricante.

Como mínimo, se realizará una revisión preventiva sobre cada uno de los equipos incluidos en el expediente.

El adjudicatario, a la firma del contrato, adjuntará un Manual de Mantenimiento Preventivo en el que se definirán las acciones y comprobaciones a llevar a cabo sobre el sistema/equipamiento objeto del presente contrato, así como la periodicidad y el alcance de las mismas.

Todos los trabajos de mantenimiento preventivo sobre los equipos, se realizarán conforme a la normativa y legislación vigentes.

El adjudicatario realizará un calendario de mantenimiento preventivo pactado con el RAC, que será el que fije los criterios a establecer para realizar este tipo de intervenciones de mantenimiento. Cualquier variación que se produzca sobre el calendario de mantenimiento preventivo pactado deberá ser comunicada por escrito al adjudicatario con al menos 24 horas de antelación.

El adjudicatario ejecutará las tareas de mantenimiento preventivo dentro del horario que marque el centro hospitalario e informará, con antelación, al personal del Servicio donde se vaya a llevar a cabo, con el fin de minimizar en todo lo posible los tiempos de parada de los equipos.

Una vez finalizado el mantenimiento preventivo, se entregará al RAC el correspondiente protocolo de mantenimiento preventivo, que también será cumplimentada por el personal técnico del Hospital, firmada por ambos y anexada a la hoja de trabajo del

adjudicatario indicando todos aquellos problemas encontrados y las acciones correctoras llevadas a cabo. Las hojas de trabajo deberán identificar perfectamente el/los elemento/s objeto de la intervención, su ubicación, tiempo empleado, materiales utilizados, las acciones correctoras llevadas a cabo y cualquier observación o recomendación que estimen oportuna y confirmación explícita de que consideran que el sistema queda en condiciones correctas de funcionamiento y seguridad. Asimismo, esta información será entregada en soporte digital.

Queda prohibida la modificación de los equipos o de sus componentes respecto a su diseño original sin autorización expresa del fabricante o diseñador y sin el conocimiento del centro hospitalario.

Si como consecuencia de cualquier tarea derivada del mantenimiento preventivo, se constatará cualquier tipo de incidencia o avería, el adjudicatario deberá llevar a cabo el mantenimiento correctivo correspondiente.

6.3. MANTENIMIENTO EVOLUTIVO

En aquellos equipos susceptibles de mantenimiento evolutivo, comprenderá el conjunto de actuaciones destinadas a mejorar el rendimiento de los equipos y que permitan alargar el ciclo de vida de los equipos.

No incluirá en ningún caso nuevas funcionalidades, únicamente actualizaciones de funcionalidades existentes.

6.4. MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Comprenderá la reparación de todo tipo de averías o fallos que se produzcan en el funcionamiento de los equipos, en los materiales y en los repuestos convencionales instalados en los elementos objeto del presente contrato. También comprenderá las modificaciones y actualizaciones determinadas como convenientes por el fabricante y/o el adjudicatario para garantizar el buen estado de conservación y uso del sistema. Estará siempre incluido, sin coste alguno para el Hospital, la mano de obra, los materiales y el desplazamiento.

El adjudicatario empleará siempre repuestos originales, homologados y/o autorizados por el fabricante mediante el correspondiente certificado de compatibilidad, no siendo posible el uso de otro tipo de repuestos.

Todas las actuaciones de mantenimiento correctivo, salvo emergencias, deberán ejecutarse respetando los procedimientos establecidos para estas actuaciones por el centro hospitalario, no obstante, cada ofertante indicará su metodología de trabajo.

Si las reparaciones implicaran parada de equipos o instalaciones, o riesgo de parada sobre otras instalaciones subsidiarias en marcha, se requerirá la autorización previa (salvo emergencias), del responsable designado por el centro hospitalario, explicando las causas y las medidas que se pretenden tomar y serán realizadas en los horarios más idóneos determinados por el mismo.

Las intervenciones correctivas estarán garantizadas como mínimo durante tres meses, incluyendo piezas, desplazamientos y mano de obra, en el caso de que haya finalizado el contrato.

Cada vez que se produzca una intervención del adjudicatario, deberá cumplimentarse una hoja de trabajo que será cumplimentada por el personal técnico del adjudicatario en un plazo no superior a 24 horas, será remitida al centro hospitalario, debiendo incluir obligatoriamente el conforme legible de un facultativo/técnico del centro, incluyendo, al menos, la siguiente información:

- Número de reparación, que se comunicará en el momento de dar el aviso.
- El equipo/elemento objeto de la intervención y su ubicación.
- Diagnóstico de la avería y su causa (si no fuese fortuita, incluir medidas recomendadas para evitar su repetición).
- Las acciones correctivas llevadas a cabo y una confirmación explícita de que el equipo queda en condiciones correctas de funcionamiento y seguridad.
- Tiempo empleado y firma legible del técnico o técnicos. Se deben de indicar claramente las horas de inicio y fin de la intervención.
- Materiales utilizados.
- Coste estimado de la totalidad de la orden de trabajo, a efectos de gestión contable.

Después de cada intervención correctiva, que pueda incidir en los parámetros de control y funcionalidad del equipo, antes de que se aplique en pacientes, el adjudicatario realizará un test de seguridad eléctrico y funcional indicando bajo su responsabilidad en la hoja de trabajo que el equipo se encuentra en condiciones correctas de funcionamiento y seguridad.

6.4.1. Horario de cobertura

El horario normal de cobertura con servicio de atención física será de 8:00 a 17:00 horas, en días laborables, de lunes a viernes.

En todos los casos el adjudicatario facilitará al centro hospitalario un medio de contacto en donde se recibirán los avisos de avería.

6.4.2. Tiempos de respuesta y de resolución

Se establecerán uno tiempo máximo de respuesta y solución en función de la clasificación de la avería, a saber:

- Tiempo máximo de respuesta: tiempo transcurrido entre la recepción del aviso y en tiempo que tarda un técnico de la empresa adjudicataria en personarse en lugar de la incidencia para revisar el equipo y valorar su situación.
- Tiempo máximo de solución: tiempo transcurrido entre la recepción del aviso y la reparación total de la avería.

A todos los efectos se considerará la siguiente tabla, valorándose tiempos menores:

Nivel criticidad	Tiempo max. respuesta	Tiempo max. resolución
NORMAL	24 horas	72 horas
GRAVE	8 horas	24 horas
CRITICO	4 horas	12 horas

La inobservancia de cualquiera de los tiempos arriba indicados será motivo de penalización.

6.5. MANTENIMIENTO TÉCNICO-LEGAL

El mantenimiento Técnico–Legal será realizado sobre los equipos e instalaciones que, de acuerdo a las especificaciones de la legislación, reglamentos, directrices, normas o

recomendaciones, industriales o sanitarias, tanto de carácter general, comunitario, nacional o autonómico, lo requieran, durante toda la duración del contrato.

El adjudicatario será responsable de elaborar, actualizar, cumplimentar y legalizar correctamente un Manual de Mantenimiento Técnico–Legal en el que se analicen e identifiquen los equipos afectados y el sistema operativo a desarrollar desde el punto de vista de deficiencias, tareas y documentación para llevar a cabo las acciones necesarias. Deberá elaborarse en el **plazo de un mes** a partir de la formalización del contrato. Además, todas las acciones a emprender, quedarán reflejadas en las bases de datos correspondientes.

Se incluye en el mantenimiento Técnico–Legal, las inspecciones periódicas a realizar por un organismo de Control Autorizado (OCA) o una empresa Colaboradora de la Administración competente, en orden al cumplimiento de la normativa vigente, por lo que, de no serlo, el adjudicatario deberá contratar con las mismas a efectos del riguroso cumplimiento de las normas y sin que ello suponga gasto adicional para el centro hospitalario.

Será responsabilidad del adjudicatario la notificación al centro hospitalario de cualquier cambio de la legislación que pudiera tener lugar durante la vigencia del presente contrato, que obligará a la modificación total o parcial de los equipos o instalaciones incluidos en el ámbito de este contrato. Si no realizase esta notificación y el centro hospitalario fuera, como consecuencia de ello, objeto de sanción administrativa, el importe de la misma le será descontado de la facturación al adjudicatario.

El coste de adaptación a las normas será por cuenta del adjudicatario. Cuando dicho coste sea desproporcionado con respecto al valor real del sistema o equipo, o no sea posible técnicamente la adaptación, la empresa elaborará el correspondiente informe técnico y económico, e informará al centro hospitalario para que obre en consecuencia, recomendándole la baja y en caso necesario la sustitución.

6.6. GESTIÓN DEL CICLO DE VIDA

Como parte del trabajo relacionado con la prestación del servicio de mantenimiento, el adjudicatario implantará la metodología de ciclo de vida de los equipos a través de la actualización y el control de los datos sobre los equipos (razón de sustitución, año de instalación, averías o fallos, informe justificativo del fabricante, coste en mantenimiento preventivo y correctivo, coste de reposición, etc...). Asimismo, mantendrá informada a la gerencia correspondiente sobre las nuevas tecnologías y las nuevas especificaciones y características técnicas incorporadas a las mismas.

El adjudicatario presentará informes semestrales en el centro hospitalario acerca del grado de obsolescencia en el que se encuentran los equipos que son objeto de mantenimiento. Entre los criterios que se emplearán para determinar el grado de obsolescencia de los equipos se tendrán en cuenta los siguientes:

- Estado funcional y/o técnico del equipo.
- Cumplimiento de normativa vigente.
- Riesgo para salud de los trabajadores y/o pacientes, tales como los de tipo eléctrico, mecánico o ambos.
- Impacto negativo en la actividad asistencial.
- La dificultad para obtener repuestos y/o fungibles en el mercado.
- Utilidad clínica de un sistema, subsistema o equipo.
- Prestaciones o resultados no idóneos: bajo rendimiento y/o pérdida de calidad irrecuperable.

- El informe de obsolescencia deberá identificar de forma clara los equipos (descripción, nº serie, ubicación, etc.) y la motivación de su grado de obsolescencia.

En función de los resultados obtenidos de los estudios de obsolescencia, el adjudicatario presentará una propuesta de renovación estructurada temporalmente, valorada económicamente y priorizada en función de las necesidades. Dicha propuesta contemplará siempre la renovación en base a criterios técnicos y de continuidad asistencial.

Las características de los nuevos equipos propuestos deberán ser técnicamente similares o superiores, a las de los equipos cuya sustitución se propone por obsolescencia. Sin que suponga, en ningún caso, una merma de las prestaciones técnicas ni asistenciales del equipo.

La propuesta de renovación debe ser aprobada por la Dirección del Hospital.

6.7. ALERTAS SANITARIAS

El adjudicatario deberá estar al tanto de las Alertas Sanitarias o recomendaciones de actuación de los fabricantes referentes a los equipos correspondientes al presente contrato ante anomalías detectadas en su funcionamiento, y tendrá que tomar las acciones correctivas necesarias para solucionarlas.

6.8. PLAN DE GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL

El adjudicatario será responsable de gestionar la retirada de elementos y/o equipos averiados o dados de baja y de todos aquellos restos originados como consecuencia de las revisiones y reparaciones de los equipos conforme a lo estipulado en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero. Estos elementos deberán ser retirados por gestores debidamente autorizados de forma que se cumpla en todo momento la normativa medioambiental que sea de aplicación. En este sentido, el adjudicatario colaborará con la Dirección del Hospital siguiendo las directrices de gestión medioambiental que se establezcan en el centro.

Además, deberá aportar los documentos de transporte y aceptación de los citados residuos por gestores autorizados, así como los correspondientes certificados de destrucción en el plazo de un mes desde la retirada del equipo. Igualmente deberá generar los informes que le sean requeridos al respecto y registrar dicha retirada y su documentación correspondiente en el sistema informático.

El adjudicatario deberá cumplir con las normas nacionales que transpongan normas europeas, los documentos de idoneidad técnica europea, etc. Sin embargo, se entiende de obligado cumplimiento cualquier normativa con independencia del rango y ámbito de aplicación y cualquier otro que pueda ser exigido administrativamente para el desarrollo de las actividades que se detallan en el presente Pliego:

- Certificado de aseguramiento de la calidad para el mantenimiento de equipos electromédicos, según UNE-EN-ISO 9001:2015, expedido por una entidad acreditada por ENAC o de reconocimiento internacional.
- Certificado del sistema de gestión medioambiental para el mantenimiento de equipos electromédicos, según UNE-EN-ISO 14001:2015 expedido por una entidad acreditada por ENAC o de reconocimiento internacional.
- Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los Productos Sanitarios, ISO 9000, ISO 13485, UNE 20611.

7. EXCLUSIONES

Los servicios prestados en el presente contrato, no incluyen las reparaciones por daños o problemas resultantes de:

- Catástrofes naturales, tales como inundaciones, terremotos, movimientos sísmicos o incendios.
- Guerras o atentados.
- Reparaciones, modificaciones, conexiones o traslados realizados sin autorización previa del adjudicatario.
- Negligencia o fallos en las condiciones ambientales de trabajo del equipo, tales como aire acondicionado, control de humedad o limpieza si previamente han sido advertidas basándose en criterios técnicos razonadas mediante la documentación apropiada.
- Efectos producidos por fallos en la red eléctrica, alimentación general o fuerza externos al sistema objeto del presente contrato.

8. PROGRAMA DE GESTION DE MANTENIMIENTO

El adjudicatario deberá disponer de un programa de gestión de mantenimiento en el que se realizará un seguimiento pormenorizado de las actuaciones valoradas que se realicen sobre dichos elementos, plan de revisiones incluidas en el mantenimiento

9. CONTROL E INSPECCIÓN DEL CONTRATO

Las funciones de control e inspección que se deriven del desarrollo del contrato serán efectuadas por el Responsable Asignado por el Centro (RAC).

9.1. COMUNICACIÓN

La empresa adjudicataria deberá presentar al RAC, por medio de su responsable técnico, los informes de actividad indicados en el presente pliego y cuantos les pudieran ser requeridos relativos al alcance del contrato, con la siguiente periodicidad: mensual para informes periódicos y puntuales a demanda del RAC.

Cualquier incumplimiento en lo establecido en el contrato, será puesto en conocimiento de la empresa adjudicataria a través de su responsable técnico del contrato. Ello se comunicará mediante la oportuna acta de incidencias, cuya recepción será en cualquier caso firmada y aceptada el mismo, en cada caso.

9.2. INSPECCIÓN

El centro hospitalario llevará a cabo la supervisión, la coordinación, control e inspección de los trabajos objeto de este contrato, a fin de asegurarse que el mantenimiento de los equipos se está realizando conforme a pliegos establecidos en los mismos y conforme a los cánones de calidad establecidos.

El RAC podrá llevar a cabo en cualquier momento las medidas de control que se consideren oportunas para la vigilancia del correcto cumplimiento de las obligaciones a las que está sometido el adjudicatario, mediante controles de cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos en el pliego. Para ello tendrá acceso sobre los sistemas de gestión de la información utilizados (GMAO), informes técnicos, documentación técnica, etc...

El centro hospitalario podrá inspeccionar al personal y su trabajo en todo momento, suscribiendo un Acta en la que hará constar la calidad técnica de los trabajos que desarrolle y de las prestaciones y servicios realizados de acuerdo con las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas. Dicha Acta será firmada por la persona que designe el centro.

El centro hospitalario, si lo estima conveniente, podrá requerir al adjudicatario para que subsane en el plazo máximo de 3 días los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos reglamentarios que le sean imputables, de acuerdo con las conclusiones del Acta al que se refiere el párrafo anterior.

Si transcurrido este plazo con su prórroga correspondiente y ante la reiterada advertencia las deficiencias no han sido corregidas, el centro hospitalario puede proceder a la incautación de la garantía provisional e iniciar otras medidas encaminadas a subsanar las deficiencias encontradas.

Controles internos de actividad: El control de la actividad se basará en el cálculo de la disponibilidad. La disponibilidad mínima del sistema y sus equipos asociados será del 95% para cada uno de ellos, teniendo como base de cálculo los 365 días del año y 24 horas al día, descontando del mismo el tiempo establecido para la ejecución del mantenimiento preventivo. Ésta se promediará mensualmente, generando penalidades.

Controles externos: Cuando lo estime oportuno, el hospital podrá contratar la realización por empresas y/u organismos especializados, sin ningún tipo de vinculación mercantil con el adjudicatario del contrato, de auditorías tendentes a evaluar la calidad del servicio prestado y el grado del cumplimiento del mismo, según las obligaciones establecidas en los Pliegos.

Controles internos de personal: El adjudicatario deberá proporcionar la relación del personal técnico responsable de cada intervención, que deberá estar perfectamente identificado durante su presencia en el centro. En caso de inobservancia de las normas del centro hospitalario en cuanto a accesos, identificación, etc., será motivo de penalización.

10. CALIDAD DEL SERVICIO

Como criterio general de calidad se establece un tiempo de disponibilidad (uptime) de los sistemas/equipos cubiertos por este contrato del 96%, descontando el tiempo correspondiente a los mantenimientos preventivos programados.

DISPONIBILIDAD (UPTIME): Tiempo en que el equipo está disponible para ser usado con todas sus funciones operativas, al margen de las horas de parada por actuaciones de mantenimiento preventivo y programado, que en ningún caso será superior al 1,5% del tiempo considerado como disponible. Se expresará en porcentaje, y deberá ser mayor o igual al 96%. Este indicador se marcará para un seguimiento trimestral por equipo.

La fórmula para dicho cálculo será:

$$\text{Disponibilidad: } D\% = (\text{HTDR} / \text{HTD}) \times 100$$

Donde:

HTD = horas totales disponibles del equipo

HTDR = Horas totales de disponibilidad real

$$\text{HTD} = 8.629 = 8.760 \text{ horas (365 días} \times 24 \text{ horas al día)} - 131 \text{ (1.5\% de 8760)}$$

Las eventuales deducciones a aplicar al pago por disponibilidad se determinarán durante los 30 días posteriores al estudio trimestral de disponibilidad y se descontarán en la factura siguiente. Corresponden al siguiente cuadro:

INDICADORES DE DISPONIBILIDAD Y TIEMPO MÁXIMO DE PARADA			
Indicador	Valor garantizado	Rango obtenido	Penalización
Disponibilidad	D% = 96%	93% <= (D)% real < 96%	3%*valor ref. de mantenimiento trimestral
		90% <= (D)%real < 93%	6%*valor ref. de mantenimiento trimestral
		(D)%real < 90%	10%*valor ref. de mantenimiento trimestral

Penalización por disponibilidad: el valor de rango obtenido corresponde a la disponibilidad de cada uno de los equipos electromédicos en el trimestre de análisis, la penalización total será el sumatorio de las penalizaciones de los equipos cuya disponibilidad haya estado por debajo del valor garantizado.

El valor de referencia de mantenimiento trimestral corresponderá a la cuarta parte del valor de mantenimiento anual (el indicado en el escandallo de equipos incluidos en el contrato o en su defecto al 7% del precio de adquisición o precio de compra del equipo electromédico en estudio).

11. MEDIOS MATERIALES Y TÉCNICOS

El adjudicatario aportará sin exclusión alguna todos los materiales de repuesto y equipamiento necesario para la resolución de las averías que se produzcan en los equipos indicados en el ANEXO I, así como para la realización de los mantenimientos preventivos, predictivos-mejorativos, correctivos, técnico-legales y evolutivos, garantizando en todo momento el stock mínimo de piezas necesario para el cumplimiento del presente contrato. Los medios materiales utilizados deberán ser los indicados por el fabricante para la adecuada realización de los trabajos sobre el sistema.

Además, quedan incluidas sin límite la mano de obra y el desplazamiento, así como los repuestos convencionales.

11.1. MATERIALES INCLUIDOS

Todos los materiales y equipos necesarios para las reparaciones serán suministrados por la empresa adjudicataria, y su coste será por cuenta de la empresa adjudicataria, sea cual sea su importe.

De la misma forma, la gestión y almacenaje de los mismos correrá a cargo de la empresa adjudicataria.

Los gastos de envío de los elementos a los que se le realicen labores de mantenimiento fuera del centro hospitalario, serán a cuenta del adjudicatario.

Los repuestos deberán ser siempre nuevos, originales y/o autorizados por los fabricantes, no siendo posible el uso de otro tipo de repuestos.

Se deberá mantener un stock de repuestos suficiente para cumplir con los tiempos de respuesta y niveles de calidad requeridos en el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Se incluirá la reposición ilimitada de todos los accesorios no reparables y consumibles de larga duración.

Los residuos procedentes de las revisiones y reparaciones de los equipos serán retirados por el adjudicatario y eliminados conforme a la normativa vigente.

El licitador asumirá un stock de seguridad en depósito permanente, el licitador en su oferta incluirá un compromiso de disponibilidad del Stock de Seguridad valorable en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP), dicho stock deberá quedar constituido en los almacenes del Hospital en un plazo máximo de quince días naturales desde la formalización del contrato.

El depósito será permanente y físico, estará compuesto, al menos, por los siguientes elementos originales homologados, asociados al equipamiento objeto del contrato:

1. ESSENZA 300 LAT
 - S6008847F / CABLE DE RED
 - 8210-3614 / MOTOR ELEVACIÓN
 - 8210-2044 / MOTOR PIECERO
 - 8210-3604 / MOTOR RESPALDO
 - D0001156B / TIRADOR BAJADA BARANDILLA
2. MULTICARE X
 - S6008847F / CABLE DE RED
 - 8210-3406A / MOTOR RESPALDO
 - 8210-3326 / MOTOR EXTENSIBLE
 - S6019114 / MANDO/PANEL ENFERMERÍA
 - S6018035-ND /COLUMNA CAB-PIE DCHA MCX
3. TOM 2
 - S6008847F /CABLE DE RED
 - D6015342A-6029 / PEDAL TOM2
 - S6011401C-ND / COLUMNA CAB. TOM2
 - S6011400B-ND / COLUMNA PIE TOM2
 - 8211-4200A / CONTROL UNIT TOM2
4. AVE 2
 - SB-PPB-050-31D-C03 /CABLE RED AVE2
 - 7BCM0090346 /MODULO BATERIA AVE2
 - SB-PPB-900-48A-C00 / KIT SERVICE PERNERA AVE2
 - 7BCM0079158 / RUEDA FRENO AVE2
 - 7BCM0079160 / RUEDA DIRECCIONAL AVE2

La reposición de cualquier elemento de este stock que sea utilizado en una reparación deberá realizarse por el contratista a su costa en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas desde su retirada, garantizando la permanencia del stock mínimo exigido durante toda la vigencia del contrato y sus prórrogas.

11.2. MATERIALES EXCLUIDOS

Ver el apartado de EXCLUSIONES del presente Pliego.

12. MEDIOS PERSONALES

Al tratarse de un contrato con personal técnico de presencia física adecuada a la necesidad, no se define por parte del Hospital el número mínimo de técnicos requerido para la ejecución de las tareas descritas en el presente PPT.

El adjudicatario propondrá al centro hospitalario la plantilla que estime necesaria para la ejecución del presente contrato de manera satisfactoria.

Se deberá asignar un **responsable técnico del contrato** sin presencia física en el centro, que ostente la representación de la empresa licitadora, lleve la coordinación y la dirección técnica del presente contrato, y que preste asesoramiento técnico y legal sobre la totalidad de las instalaciones y equipos objeto del presente contrato. Dicho responsable técnico deberá poseer, como mínimo, una de las siguientes titulaciones:

- Grado en Ingeniería electrónica, bioingeniería, electrotecnia, informática, o equivalente.
- Ingeniería Técnica en electrónica, electrotecnia, informática, o equivalente.

El responsable técnico del contrato deberá estar permanentemente localizable, para lo que dispondrá de un número de teléfono de contacto y podrá ser requerido en cualquier momento para cuantas consultas surjan desde el Servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Hospital.

Los técnicos adscritos al contrato deberán poseer alguna de las siguientes titulaciones oficiales consideradas como mínimas para este perfil:

- FP II o ciclo formativo de grado superior en alguna de las siguientes especialidades: electromedicina, electrónica, electricidad, informática, o equivalente.
- Certificado de profesionalidad de Nivel 3 (Título Oficial) según el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, en Planificación, gestión y supervisión de instalación de sistemas de electromedicina y sus instalaciones asociadas.
- Cualquier titulación técnica oficial superior similar a las anteriores del ramo de electricidad, electrónica o telecomunicaciones, será también válida.

Tanto el responsable técnico como el personal técnico asignados a la ejecución del presente contrato deberán tener una experiencia demostrable en el mantenimiento del sistema y de los equipos objeto (marca y modelo) del mismo de, como mínimo, 5 años.

El adjudicatario deberá justificar la experiencia, titulación y formación, del responsable y de los técnicos adscritos al contrato, según lo señalado en la presente cláusula, 10 días naturales antes de la formalización del contrato, una vez la adjudicación sea definitiva.

La acreditación se llevará a cabo a través de la remisión al órgano de contratación todos los CV actualizados, copia compulsada u original de los títulos, relación contractual entre la empresa y el personal adscrito (vida laboral o equivalente); así como cualquier otro documento que permita acreditar su condición como técnico / responsable; posibles certificados de formación reglada / no reglada relacionada con el ámbito del contrato.

El incumplimiento de esta obligación de acreditación por parte de la empresa adjudicataria tendrá como consecuencia lo estipulado en el Artículo 153.4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

En todo caso, todos los licitadores deberán incluir en sus ofertas técnicas declaración responsable sobre el cumplimiento de los perfiles genéricos y sus requisitos mínimos previstos en el presente apartado.

13. SUBCONTRATACIÓN

Para la realización de las actividades establecidas en este Pliego se permite la subcontratación conforme a lo indicado en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

14. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

La principal será la de cumplir todas las condiciones técnicas que se definen en los Pliegos sobre los sistemas y equipos objeto del contrato y que se encuentren indicados en el ANEXO I.

Además, el adjudicatario estará obligado a confeccionar una lista de los materiales fungibles originales puestos a disposición del centro hospitalario, con su correspondiente precio, garantía y plazo de entrega mínimo.

14.1. CONTROL DE CALIDAD E INSPECCIÓN

Para ejercer las funciones de control e inspección que se deriven del desarrollo del contrato que se establezca, el centro sanitario cuenta con el Servicio de Ingeniería, y con todos los medios personales y materiales que el Centro ponga a su disposición.

El Servicio de Ingeniería será el encargado de dar el visto bueno a las revisiones y/o reparaciones efectuadas por el adjudicatario, pudiéndolas comparar con las recomendadas por las casas suministradoras de los equipos.

No obstante, el centro sanitario podrá adoptar además en cualquier momento las medidas de control que considera oportunas para la vigilancia del correcto cumplimiento de las obligaciones a que está sometida la adjudicataria como consecuencia del presente pliego, y de las que se contemplen en el contrato que de él se derive.

Mensualmente, el adjudicatario deberá dar cuenta al centro sanitario, mediante el correspondiente informe presentado por medio de su responsable técnico, de los trabajos y tareas ejecutadas, del cumplimiento de los programas de mantenimiento preventivo, de los resultados obtenidos, y de cualquier incidencia que sea importante destacar.

Anualmente el adjudicatario presentará un informe de actividad con el fin de integrarlo en la memoria anual del hospital Universitario 12 de Octubre.

Por otro lado, el Hospital con el fin de garantizar el nivel de calidad del servicio, podrá encargar a un organismo externo la realización de una auditoria anual de calidad, como complemento a las auditorías internas realizadas de forma periódica, por el Servicio de Ingeniería del Hospital. El adjudicatario asumirá un coste máximo del 1% del contrato para la ejecución de cuantas auditorías estime oportunas, a elaborar por la entidad que decida el hospital.

Como criterio general de calidad además del cumplimiento de los tiempos de respuesta, se establece un tiempo de disponibilidad (uptime) de los equipos cubiertos por este contrato del 96%, descontando el tiempo correspondiente a los mantenimientos preventivos programados. Se considera tiempo base de disponibilidad para el cálculo el correspondiente al horario de trabajo de los equipos en el Hospital.

Cualquier información o incumplimiento del contrato será comunicado a la adjudicataria a través de su representante técnico en el centro, mediante, la correspondiente acta de incidencia que será en cualquier caso recibida y firmada por el mismo.

14.2. NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE

El adjudicatario queda obligado al más estricto cumplimiento de la normativa de Seguridad e Higiene en el Trabajo, así como a lo dispuesto en la vigente Ley 31/1995 de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales. A tal efecto nombrará un responsable directo en esta materia, que podrá ser el propio del contrato y que, al inicio de su actividad, contactará con el Servicio de Prevención de riesgos laborales del centro hospitalario para facilitar las actividades de coordinación de actividades empresariales.

14.3. DAÑOS, PÓLIZA DE COBERTURA

El adjudicatario será responsable de los daños que ocasione, por negligencia o dolo en la prestación del servicio, en los equipos, en los locales, las instalaciones o usuarios del centro y responderá de sus indemnizaciones, siempre a juicio del centro hospitalario, pudiendo detraer la compensación económica correspondiente de las facturas que el contratista presente.

El adjudicatario será responsable de la calidad técnica de los servicios realizados, así como de las consecuencias que se deduzcan para la administración contratante o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o conclusiones incorrectas en la ejecución del contrato.

14.4. OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL

La empresa adjudicataria queda obligada y será responsable de que todo el personal que emplee para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, esté afiliado a la Seguridad Social.

Todos los gastos y remuneraciones de carácter social, así como los relativos a tributos de dicho personal, serán por cuenta del adjudicatario.

Las vacaciones y ausencias de los técnicos especialistas se deberán suplir por otros técnicos especialistas en equipos similares al objeto del contrato que dispongan de un perfil profesional similar, según lo indicado en el apartado correspondiente del presente Pliego.

La empresa adjudicataria deberá tomar medidas necesarias para conseguir que todos los elementos de seguridad y prevención de accidentes sean utilizados por el personal, obligándose a cumplir la legislación aplicable sobre Seguridad e Higiene en el trabajo, siendo la responsabilidad de los accidentes laborales que pueda sufrir dicho personal únicamente del adjudicatario.

La empresa adjudicataria será responsable ante los tribunales de justicia de los accidentes que pudieran sobrevenir a su personal (sea propio o subcontratado), por el ejercicio de su profesión en el Centro Hospitalario.

El personal que por su cuenta aporte o utilice la empresa adjudicataria, no podrá tener vinculación alguna con la Consejería de Sanidad - Servicio Madrileño de Salud, por lo que no tendrá derecho alguno respecto al mismo, ni en su virtud con respecto al Centro, toda vez que depende única y exclusivamente del contratista, el cual tendrá todos los derechos y deberes respecto de dicho personal, con arreglo a la legislación vigente y a la que en lo sucesivo se promulgue, sin que en ningún caso resulte responsable la parte contratante de las obligaciones del contratista respecto a sus trabajadores, aun cuando los despidos y medidas que adopte sean consecuencia directa o indirecta del cumplimiento en interpretación del contrato.

Todo el personal de la empresa adjudicataria deberá ir debidamente identificado.

15. RESPONSABILIDADES DEL CENTRO HOSPITALARIO

Para la consecución de los objetivos propuestos, el centro hospitalario:

- Facilitará el libre acceso a las salas o equipos, al personal del adjudicatario, debidamente acreditado para el desempeño de sus funciones.
- Facilitará un espacio adecuado para la reparación del equipamiento y adicionalmente un espacio en el que podrá almacenar los repuestos con mayor rotación.
- Asimismo, facilitará toda la documentación técnica de la que dispone en la actualidad, si bien el adjudicatario deberá completarla o desarrollarla en su totalidad en el caso de que no exista. Toda la documentación obtenida quedará en propiedad del centro hospitalario y estará a disposición del mismo en cualquier momento.
- Finalmente, el centro hospitalario se obliga a comunicar al adjudicatario cualquier cambio que pretenda introducir en los equipos objeto del presente contrato y que pudiera significar alteraciones substanciales en cuanto al contenido de la prestación pactada.

16. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

Dentro de las actividades del Hospital Universitario 12 de Octubre, ocupa un lugar destacado la protección del Medio Ambiente. Por ese motivo, es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y/o servicios adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

La empresa adjudicataria se compromete al desmantelamiento y procesado, en empresa gestora de residuos y bajo su coste, de todos aquellos que se puedan generar como consecuencia de la prestación del servicio objeto del presente expediente. Quedan incluidos equipos que desde el Servicio de Ingeniería se decida dejar fuera de servicio, debiendo realizar, controlar y documentar la gestión de los mismos de acuerdo con la legislación vigente y conforme a la política medioambiental del Hospital, notificando y entregando la pertinente documentación a la unidad de Medio Ambiente del hospital.

17. MALOS USOS

Se consideran malos usos a aquellas averías provocadas por un uso incorrecto, inapropiado o doloso del equipamiento. Para afrontar estas averías, se establecerá una bolsa económica a cargo del adjudicatario, por un valor máximo del 5% del importe anual del contrato para cada anualidad. El procedimiento se llevará a cabo de la siguiente manera:

Todas las reparaciones que se realicen por averías provocadas por un uso incorrecto, inapropiado o doloso del equipamiento por el personal del Centro, será cubierto por el adjudicatario mediante la bolsa creada para dicho fin, en un 50% del coste de reparación. Este coste de reparación se entenderá como el importe total de la reparación en caso de que la reparación se realice externamente o del importe de material (excluida mano de obra) si la reparación la realiza el adjudicatario.

El procedimiento que se deberá llevar en todo caso para que el coste de dichas averías sea asumido en dicho porcentaje por la bolsa dispuesta a tal efecto, deberá contemplar el valor de la reparación. El adjudicatario deberá presentar informe y presupuesto

detallado, debiendo el centro aprobar previamente dicho presupuesto, una vez comprobada la idoneidad del importe presentado.

En todo caso, no se admitirá el uso de la bolsa para la reparación de otras averías distintas a las previamente definidas como mal uso y que no se hayan previamente aprobado por el centro de manera individualizada.

En el caso en el que el presupuesto establecido para la Bolsa se haya agotado antes de la finalización del contrato, el coste de la reparación de averías ocasionadas por un uso incorrecto, inapropiado o doloso del equipamiento, será asumido en su totalidad por el Centro, siguiendo el mismo proceso de aprobación previa.

18. BAJAS

Cuando el importe de los repuestos y/o reparación superase el 60% del valor de adquisición del equipo en cuestión, el adjudicatario podrá proponer la baja del mismo por medio de la realización y presentación al Hospital del pertinente informe justificativo.

En el caso que al Hospital le interesase repararlo, se haría mediante presupuesto previo aprobado, asumiendo el 60% del coste de la reparación la empresa adjudicataria.

El adjudicatario, en caso de no ser el encargado de la reparación, será el responsable de tramitar y realizar el seguimiento de la reparación una vez aceptado el presupuesto por parte del centro hospitalario.

Asimismo, deberá realizar las reclamaciones pertinentes a los proveedores en caso de que el equipo no quede funcionando de forma satisfactoria en idénticas condiciones a las de antes de averiarse.

19. ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE

Las actualizaciones debidas a alertas de seguridad o mejoras del fabricante (FMI), independientemente de que se realicen por el fabricante según marca la legislación vigente, deberán gestionarse el adjudicatario, tanto en el seguimiento como su recepción y notificación al hospital. Asimismo, cuando el fabricante notifique la necesidad de actualizar un equipo mediante instrucciones internas propias, igualmente deberán ser gestionadas por el adjudicatario.

Anualmente el adjudicatario presentará un informe con aquellos equipos que deberán actualizar su correspondiente software. Se incluirá una propuesta de planificación para las citadas actualizaciones.

20. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES:

- Obligación de cumplir con los requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.
- Obligación de Informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo de la actividad.
- Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.
- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.
- Reducción de ruidos y olores.

- Realizar un uso controlado de la energía y optimizar el consumo de recursos naturales no renovables.
- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el manejo, transporte, preparación, utilización y eliminación final de los mismos fundamentalmente cuando se trate de residuos peligrosos.
- Reducir en lo posible y de continuadamente los impactos ambientales importantes que genere su actividad haciendo uso de buenas prácticas ambientales.

21. INVENTARIO.

El inventario aproximado de camas correspondientes a este contrato esta detallado en el ANEXO I.

Será obligación del adjudicatario la actualización en un plazo máximo de un mes a contar desde el momento de comienzo del contrato objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas y entregada al Servicio de Ingeniería y Mantenimiento para su reconocimiento y aprobación.

En Madrid, a fecha de la firma

Firmado digitalmente por: PRIETO RODRIGUEZ DIEGO
Fecha: 2026.06.30 13:15

Fdo.: Diego Prieto Rodríguez
Jefe de Servicio de Ingeniería y Mantenimiento

ANEXO I: INVENTARIO

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0016571	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203405	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100941	02QUI21Q88	HG02B5010013	22/12/2023
0016572	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203406	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101000	02UEA6XH88	HG06A5010101	22/12/2023
0016573	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203407	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100938	02UEB6XH88	HG06C5030150	22/12/2023
0016574	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203408	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100943	02UED9XH88	HG09D6220016	22/12/2023
0016575	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203409	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100957	02DIAXXZ25	HG06A5010101	22/12/2023
0016576	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203410	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100936	02UEA6XH88	HG06A5010104	22/12/2023
0016577	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203411	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100993	02UEA8XH88	HG08A5010501	22/12/2023
0016578	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203412	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100946	02UED8XH88	HG08D5060140	22/12/2023
0016579	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203413	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100944	02UEB6XH88	HG06A5010108	22/12/2023
0016580	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203414	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100932	02UEB2PH88	HG02B6320201	22/12/2023
0016581	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203415	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101024	02UED6XH88	HG06D7240010	22/12/2023
0016582	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203416	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100996	02UEPREH88	HG00A5020100	22/12/2023
0016583	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203417	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101008	02UEA6XH88	HG06A6010118	22/12/2023
0016584	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203418	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101022	02UEA6XH88	HG06A6010120	22/12/2023
0016585	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203419	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100937	02UEA6XH88	HG06A6200106	22/12/2023
0016586	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203420	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100995	02QUI11Q88	HG01B5010013	22/12/2023
0016587	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203421	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100953	02DENH1N99	HGS2C7300201	22/12/2023
0016588	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203422	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100954	02UEA6XH88	HG06A6200110	22/12/2023
0016589	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203423	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101002	02DENH1N99	HGS2C7300201	22/12/2023
0016590	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203424	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101001	02UEA6XH88	HG06A5010110	22/12/2023
0016591	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203425	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101011	02UEC5XH88	HG05C5040100	22/12/2023
0016592	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203426	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101012	02UED8XH88	HG08D5060142	22/12/2023
0016593	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203427	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101029	02UEB9XH88	HG09B7190006	22/12/2023
0016594	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203428	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101028	02UEB7XH88	HG07B6030134	22/12/2023
0016595	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203429	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100930	02UEC6XH88	HG06C5040105	22/12/2023
0016596	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203430	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100931	02UEA6XH88	HG06A7200118	22/12/2023
0016597	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203431	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101006	02QUI21Q88	HG02B5010002	22/12/2023
0016598	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203432	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101007	02UEA6XH88	HG06A7200120	22/12/2023
0016599	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203433	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101027	02UEB8XH88	HG08B5030148	22/12/2023
0016600	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203434	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101025	02UEA6XH88	HG06A7200122	22/12/2023
0016601	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203435	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101003	02UEE6XH88	HG06E5080800	22/12/2023
0016602	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203436	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101004	02UED5XH88	HG05D6060113	22/12/2023
0016603	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203437	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100994	02UEA6XH88	HG06A7200118	22/12/2023
0016604	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203438	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100991	02UEB5XH88	HG05B5030148	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0016605	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203439	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100956	02HEMXXH19	HG08B7200013	22/12/2023
0016606	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203440	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100955	02UEA6XH88	HG06A5010131	22/12/2023
0016607	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203441	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100949	02UEB7XH88	HG07B7230008	22/12/2023
0016608	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203442	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100948	02UEA6XH88	HG06A5010135	22/12/2023
0016609	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203443	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100939	02UEA6XH88	HG06A5010137	22/12/2023
0016610	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203444	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100992	02UEA6XH88	HG06A5010201	22/12/2023
0016611	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203445	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100997	02UEB6XH88	HG06B5030103	22/12/2023
0016612	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203446	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100999	02UEB6XH88	HG06B5030103	22/12/2023
0016613	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203447	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100983	02UEB6XH88	HG06B5030105	22/12/2023
0016614	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203448	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100982	02UEC5XH88	HG05C5040124	22/12/2023
0016615	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203449	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100977	02UEB6XH88	HG06B5030109	22/12/2023
0016616	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203450	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100978	02UEA6XH88	HG06A6200112	22/12/2023
0016617	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203451	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101015	02UEB8XH88	HG08B6030113	22/12/2023
0016618	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203452	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100951	02UEB6XH88	HG06B6030122	22/12/2023
0016619	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203453	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100981	02UEB6XH88	HG06B6210018	22/12/2023
0016620	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203454	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100985	02UEB6XH88	HG06B7210002	22/12/2023
0016621	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203455	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100986	02UEB6XH88	HG06B7210002	22/12/2023
0016622	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203456	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100965	02UED9XH88	HG09D5060136	22/12/2023
0016623	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203457	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100966	02UED6XH88	HG06C7240004	22/12/2023
0016624	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203458	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100988	02URP2XQ04	HG02A5010201	22/12/2023
0016625	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203459	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100987	02URP2XQ04	HG02A5010202	22/12/2023
0016626	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203460	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100952	02UEE7XH88	HG07E7290006	22/12/2023
0016627	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203461	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100950	02UEB6XH88	HG06B7210008	22/12/2023
0016628	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203462	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100963	02PEDXXH35	HG07E7290100	22/12/2023
0016629	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203463	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100964	02UED9XH88	HG09D5060103	22/12/2023
0016630	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203464	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101010	02UEB6XH88	HG06B7210012	22/12/2023
0016631	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203465	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101019	02UEB6XH88	HG06B6210014	22/12/2023
0016632	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203466	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101018	02UEB6XH88	HG06B6210016	22/12/2023
0016633	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203467	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101016	02UEB6XH88	HG06B6030124	22/12/2023
0016634	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203468	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101017	02UEE9XH88	HG09E5080105	22/12/2023
0016635	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203469	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100947	02UEB6XH88	HG06B6030128	22/12/2023
0016636	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203470	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100998	02UEB8XH88	HG08C6220108	22/12/2023
0016637	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203471	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100974	02UEC8XH88	HG08C5040126	22/12/2023
0016638	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203472	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100973	02UEB9XH88	HG09B5030146	22/12/2023
0016639	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203473	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101009	02UED9XH88	HG09D6060124	22/12/2023
0016640	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203474	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100967	02UEB6XH88	HG06C5030138	22/12/2023
0016641	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203475	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100968	02UEB6XH88	HG06A5010137	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0016642	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203476	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100975	02UEB6XH88	HG06C5030140	22/12/2023
0016643	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203477	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100976	02UEB6XH88	HG06C5030140	22/12/2023
0016644	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203478	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100970	02UEB6XH88	HG01A6230100	22/12/2023
0016645	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203479	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100969	02UEB6XH88	HG06C5030142	22/12/2023
0016646	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203480	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100979	02UED6XH88	HG06D6240016	22/12/2023
0016647	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203481	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100980	02UEB9XH88	HG09B5030103	22/12/2023
0016648	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203482	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100971	02UEE8XH88	HG08E6260023	22/12/2023
0016649	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203483	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100972	02UEB6XH88	HG06C5030150	22/12/2023
0016650	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203484	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101021	02UEB6XH88	HG06C5030148	22/12/2023
0016651	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203485	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101020	02UEE9XH88	HG09E6260111	22/12/2023
0016652	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203486	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100934	02UEB6XH88	HG06B6210016	22/12/2023
0016653	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203487	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100935	02UEB6XH88	HG06C5030150	22/12/2023
0016654	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203488	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100960	02UEC6XH88	HG06C5040101	22/12/2023
0016655	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203489	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100959	02UEB9XH88	HG09B7190008	22/12/2023
0016656	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203490	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101033	02UEC6XH88	HG06C6230108	22/12/2023
0016657	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203491	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101031	02UED5XH88	HG05D6260017	22/12/2023
0016658	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203492	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100945	02UEE7XH88	HG07E6080131	22/12/2023
0016659	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203493	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100990	02UEB6XH88	HG06B6030130	22/12/2023
0016660	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203494	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100989	02DENH1N99	HGS2C7300201	22/12/2023
0016661	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203495	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100962	02UEE6XH88	HG06E6080601	22/12/2023
0016662	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203496	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101005	02UEC6XH88	HG06C5040111	22/12/2023
0016663	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203497	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101013	02UEC6XH88	HG06C5040113	22/12/2023
0016664	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203498	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100942	02UEC6XH88	HG06C5040115	22/12/2023
0016665	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203499	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101032	02URP2XQ04	HG02A5010204	22/12/2023
0016666	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203500	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101030	02UEC6XH88	HG06C6040119	22/12/2023
0016667	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203501	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100933	02RADIXG37	HG00E5011502	22/12/2023
0016668	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203502	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101023	02UEB9XH88	HG09B7190010	22/12/2023
0016669	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203503	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101026	02UEE6XH88	HG06E5080100	22/12/2023
0016670	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203504	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100961	02OBSXXH30	HG08E5080145	22/12/2023
0016671	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203505	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240101014	02UED7XH88	HG07C7260002	22/12/2023
0016672	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203506	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100940	02UEC6XH88	HG06C5040140	22/12/2023
0016673	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203507	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100958	02UEC6XH88	HG06C5040142	22/12/2023
0016674	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203508	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240100984	02DENH1N99	HGS2C7300201	22/12/2023
0016675	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203509	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112323	02UED6XH88	HG06D5060109	22/12/2023
0016676	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203510	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112328	02UEB9XH88	HG09B5030107	22/12/2023
0016677	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203511	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112313	02UEB9XH88	HG09B6030134	22/12/2023
0016678	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203512	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112312	02UED6XH88	HG06D5060103	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0016679	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203513	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112388	02UEE6XH88	HG06E5080826	22/12/2023
0016680	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203514	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112391	02UEE6XH88	HG06E5080834	22/12/2023
0016681	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203515	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112390	02UEA9XH88	HG09A7180122	22/12/2023
0016682	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203516	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112370	02UEA1PH88	HG01A6230100	22/12/2023
0016683	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203517	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112371	02UEB7XH88	HG07B5030111	22/12/2023
0016684	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203518	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112386	02UEA9XH88	HG09A5010138	22/12/2023
0016685	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203519	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112398	02URIXXU53	HG00E5011502	22/12/2023
0016686	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203520	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112399	02UEE6XH88	HG06E5080820	22/12/2023
0016687	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203521	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112381	02UED6XH88	HG06C7240002	22/12/2023
0016688	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203522	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112501	02UEA8XH88	HG08A5010301	22/12/2023
0016689	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203523	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112458	02UEE7XH88	HG07E5080151	22/12/2023
0016690	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203524	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112457	02UEA1PH88	HG01A6230100	22/12/2023
0016691	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203525	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112503	02UEB6XH88	HG06B5030109	22/12/2023
0016692	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203526	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112502	02UEB8XH88	HG08B5030107	22/12/2023
0016693	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203527	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112434	02UEE7XH88	HG07E5080147	22/12/2023
0016694	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203528	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112433	02UEE6XH88	HG06E5080401	22/12/2023
0016695	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203529	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112511	02UEE6XH88	HG06E5080401	22/12/2023
0016696	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203530	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112517	02UEA9XH88	HG09A5010105	22/12/2023
0016697	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203531	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112486	02UEB7XH88	HG07B	22/12/2023
0016698	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203532	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112334	02UEA9XH88	HG09A5010134	22/12/2023
0016699	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203533	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112489	02UEB6XH88	HG06B7210006	22/12/2023
0016700	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203534	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112492	02UEC6XH88	HG06C6230110	22/12/2023
0016701	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203535	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112409	02UEC6XH88	HG06C6230108	22/12/2023
0016702	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203536	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112438	02UEC7XH88	HG07C7250118	22/12/2023
0016703	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203537	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112377	02UEC6XH88	HG06C6040123	22/12/2023
0016704	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203538	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112437	02URP2XQ04	HG02A5010204	22/12/2023
0016705	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203539	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112369	02GINXXH30	HG09E5080131	22/12/2023
0016706	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203540	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112368	02UED6XH88	HG06D5060148	22/12/2023
0016707	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203541	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112382	02UED6XH88	HG06D5060146	22/12/2023
0016708	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203542	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112383	02UED6XH88	HG06D5060148	22/12/2023
0016709	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203543	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112332	02UED6XH88	HG06D5060142	22/12/2023
0016710	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203544	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112343	02UED6XH88	HG06D5060140	22/12/2023
0016711	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203545	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112331	02UEC7XH88	HG07C5040109	22/12/2023
0016712	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203546	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112321	02UEC6XH88	HG06C6230104	22/12/2023
0016713	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203547	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112311	02UED6XH88	HG06D6060134	22/12/2023
0016714	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203548	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112340	02UED6XH88	HG06D6060132	22/12/2023
0016715	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203549	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112339	02UEB2PH88	HG02B6320201	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0016716	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203550	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112393	02UED6XH88	HG06D6060130	22/12/2023
0016717	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203551	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112387	02UED6XH88	HG06D5060105	22/12/2023
0016718	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203552	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112319	02UEE9XH88	HG09E6080127	22/12/2023
0016719	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203553	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112320	02UEA9XH88	HG09A5010136	22/12/2023
0016720	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203554	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112329	02UEE7XH88	HG07E7290030	22/12/2023
0016721	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203555	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112330	02UEB9XH88	HG09B6030130	22/12/2023
0016722	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203556	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112342	02UED6XH88	HG06D6060124	22/12/2023
0016723	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203557	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112341	02UED6XH88	HG06D6060124	22/12/2023
0016724	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203558	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112318	02UED6XH88	HG06D5060111	22/12/2023
0016725	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203559	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112326	02UED6XH88	HG06D6060113	22/12/2023
0016726	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203560	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112325	02UED6XH88	HG06D6060122	22/12/2023
0016727	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203561	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112384	02UED6XH88	HG06D6240018	22/12/2023
0016728	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203562	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112317	02UEB6XH88	HG06B5030105	22/12/2023
0016729	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203563	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112316	02UED6XH88	HG06C7240002	22/12/2023
0016730	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203564	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112347	02UED6XH88	HG06C7240004	22/12/2023
0016731	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203565	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112346	02UED7XH88	HG07D6060134	22/12/2023
0016732	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203566	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112322	02HMCARS80	HG01C6370101	22/12/2023
0016733	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203567	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112324	02URMXXU53	HG02E6010330	22/12/2023
0016734	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203568	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112361	02UEC9XH88	HG09C7210120	22/12/2023
0016735	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203569	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112362	02UEE8XH88	HG08E5080157	22/12/2023
0016736	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203570	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112380	02UEA1PH88	HG01A6230100	22/12/2023
0016737	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203571	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112394	02RADING37	HG01B7260005	22/12/2023
0016738	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203572	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112344	02UEA5XH88	HG05A5010218	22/12/2023
0016739	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203573	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112345	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0016740	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203574	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112395	02QUI21Q88	HG02B5010002	22/12/2023
0016741	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203575	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112389	02UED6XH88	HG06D6240016	22/12/2023
0016742	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203576	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112397	02UED6XH88	HG06D6240014	22/12/2023
0016743	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203577	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112396	02UED6XH88	HG06D6240014	22/12/2023
0016744	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203578	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112408	02UEB7XH88	HG07B7230004	22/12/2023
0016745	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203579	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112333	02UEC6XH88	HG06C6230102	22/12/2023
0016746	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203580	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112375	02UEC6XH88	HG06C7230124	22/12/2023
0016747	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203581	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112415	02UEC6XH88	HG06C7230124	22/12/2023
0016748	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203582	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112513	02UEC6XH88	HG06C7230122	22/12/2023
0016749	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203583	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112374	02UEB7XH88	HG07B5030136	22/12/2023
0016750	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203584	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112429	02UEC6XH88	HG06C7230120	22/12/2023
0016751	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203585	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112432	02UEC8XH88	HG08C5040128	22/12/2023
0016752	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203586	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112367	02UEB6XH88	HG06C5030142	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0016753	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203587	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112414	02UEB6XH88	HG06C5030144	22/12/2023
0016754	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203588	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112351	02UEC6XH88	HG06C7230114	22/12/2023
0016755	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203589	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112350	02UEA9XH88	HG09A6180110	22/12/2023
0016756	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203590	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112480	02UEE6XH88	HG06E5080832	22/12/2023
0016757	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203591	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112512	02UEC6XH88	HG06C7230114	22/12/2023
0016758	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203592	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112473	02UEE6XH88	HG06E6270103	22/12/2023
0016759	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203593	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112472	02UEE6XH88	HG06E6080808	22/12/2023
0016760	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203594	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112506	02UEC8XH88	HG08C6220110	22/12/2023
0016761	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203595	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112505	02UEE6XH88	HG06E6080812	22/12/2023
0016762	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203596	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112337	02UEE6XH88	HG06E6080814	22/12/2023
0016763	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203597	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112338	02UEA1PH88	HG01A6230100	22/12/2023
0016764	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203598	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112431	02UEE6XH88	HG06E6080601	22/12/2023
0016765	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203599	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112430	02HDPXXD88	HG00C6260304	22/12/2023
0016766	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203600	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112436	02UEE6XH88	HG06E6271401	22/12/2023
0016767	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203601	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112435	02UEE6XH88	HG06D6060132	22/12/2023
0016768	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203602	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112514	02UEC6XH88	HG06C5040111	22/12/2023
0016769	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203603	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112515	02UEB9XH88	HG09B6030122	22/12/2023
0016770	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203604	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112463	02UEE6XH88	HG06E6270801	22/12/2023
0016771	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203605	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112462	02OBSXXH30	HG08E6260017	22/12/2023
0016772	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203606	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112359	02UEE6XH88	HG06E7270601	22/12/2023
0016773	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203607	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112358	02UED9XH88	HG09D5060111	22/12/2023
0016774	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203608	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112500	02UEE8XH88	HG08E5080109	22/12/2023
0016775	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203609	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112447	02URP2XQ04	HG02A5010201	22/12/2023
0016776	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203610	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112487	02UEA8XH88	HG08A5010601	22/12/2023
0016777	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203611	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112445	02UEA8XH88	HG08A5010701	22/12/2023
0016778	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203612	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112385	02ONCXXH32	HG08A5011001	22/12/2023
0016779	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203613	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112349	02UEB8XH88	HG08B7200013	22/12/2023
0016780	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203614	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112327	02NRCXXH27	HG08D5060103	22/12/2023
0016781	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203615	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112483	02UEA8XH88	HG08A6170901	22/12/2023
0016782	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203616	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112373	02UEA8XH88	HG08A6011201	22/12/2023
0016783	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203617	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112372	02UEA8XH88	HG08A6011301	22/12/2023
0016784	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203618	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112444	02UEA8XH88	HG08A6011401	22/12/2023
0016785	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203619	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112443	02UEA7XH88	HG07A5010109	22/12/2023
0016786	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203620	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112353	02UEA8XH88	HG08A6170401	22/12/2023
0016787	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203621	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240122484	02UEA8XH88	HG08A5011501	22/12/2023
0016788	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203622	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112426	02HEMXXH19	HG08B7200000	22/12/2023
0016789	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203623	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112348	02UEA8XH88	HG08A5011701	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0016790	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203624	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112392	02UEA6XH88	HG06A5010104	22/12/2023
0016791	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203625	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112425	02UEA8XH88	HG08A5011901	22/12/2023
0016792	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203626	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112428	02UEA8XH88	HG08A5012001	22/12/2023
0016793	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203627	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112376	02UEA8XH88	HG08A6170701	22/12/2023
0016794	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203628	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112422	02UEA8XH88	HG08A6170801	22/12/2023
0016795	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203629	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112352	02UEA8XH88	HG08A6011101	22/12/2023
0016796	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203630	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112366	02RADING37	HG01B7260005	22/12/2023
0016797	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203631	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112421	02UEA8XH88	HG08A7171101	22/12/2023
0016798	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203632	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112364	02UEA8XH88	HG08A7171201	22/12/2023
0016799	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203633	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112416	02UEA8XH88	HG08A7171301	22/12/2023
0016800	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203634	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112363	02UEC5XH88	HG05C7250121	22/12/2023
0016801	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203635	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112427	02UEA8XH88	HG08A7171501	22/12/2023
0016802	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203636	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112455	02UEA8XH88	HG08A5010301	22/12/2023
0016803	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203637	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112402	02UEE7XH88	HG07E5080103	22/12/2023
0016804	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203638	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112403	02UEE7XH88	HG07E5080105	22/12/2023
0016805	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203639	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112485	02UEHABH88	HG09C5040301	22/12/2023
0016806	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203640	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112456	02UEB6XH88	HG06B7210012	22/12/2023
0016807	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203641	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112365	02UEA8XH88	HG08A6170301	22/12/2023
0016808	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203642	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112481	02UEA9XH88	HG09A5010101	22/12/2023
0016809	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203643	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112498	02UEE7XH88	HG07E5080111	22/12/2023
0016810	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203644	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112504	02UEE7XH88	HG07E5080113	22/12/2023
0016811	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203645	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112355	02UEE7XH88	HG07E6080115	22/12/2023
0016812	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203646	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112354	02UEE7XH88	HG07E6080117	22/12/2023
0016813	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203647	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112413	02UEC8XH88	HG08C7220114	22/12/2023
0016814	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203648	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112412	02UEA6XH88	HG06A5010201	22/12/2023
0016815	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203649	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112460	02UEC9XH88	HG09C6040117	22/12/2023
0016816	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203650	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112418	02UED9XH88	HG09D6220018	22/12/2023
0016817	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203651	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112476	02UEE7XH88	HG07E7290024	22/12/2023
0016818	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203652	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112477	02UEE7XH88	HG07E7290026	22/12/2023
0016819	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203653	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112507	02UEE8XH88	HG08E5080105	22/12/2023
0016820	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203654	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112510	02UEE7XH88	HG07E7290030	22/12/2023
0016821	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203655	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112417	02UED8XH88	HG08D5060146	22/12/2023
0016822	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203656	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112401	02UEE7XH88	HG07E7290006	22/12/2023
0016823	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203657	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112474	02UEA9XH88	HG09A7180116	22/12/2023
0016824	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203658	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112475	02UEB7XH88	HG07B5030148	22/12/2023
0016825	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203659	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112406	02UEE7XH88	HG07E7290012	22/12/2023
0016826	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203660	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112407	02UEE7XH88	HG07E7290014	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0016827	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203661	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112496	02UEPREH88	HG00A5020100	22/12/2023
0016828	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203662	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112497	02UEA9XH88	HG09A6010117	22/12/2023
0016829	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203663	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112400	02UEA6XH88	HG06A6010120	22/12/2023
0016830	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203664	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112448	02URIXXU53	HG00E6250701	22/12/2023
0016831	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203665	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112451	02UEB6XH88	HG06B5030107	22/12/2023
0016832	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203666	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112452	02RADING37	HG01B7260005	22/12/2023
0016833	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203667	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112378	02UEB4XH88	HG04B7230303	22/12/2023
0016834	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203668	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112464	02UEE7XH88	HG07C7260004	22/12/2023
0016835	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203669	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112442	02UEHABH88	HG09A5010201	22/12/2023
0016836	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203670	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112441	02UEE8XH88	HG08E6080135	22/12/2023
0016837	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203671	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112439	02UEE7XH88	HG07E5080147	22/12/2023
0016838	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203672	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112446	02UEE7XH88	HG07E5080145	22/12/2023
0016839	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203673	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112450	02ONRXHX33	HG08C5040103	22/12/2023
0016840	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203674	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112449	02UEE7XH88	HG07E5080141	22/12/2023
0016841	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203675	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112419	02UEE7XH88	HG07E6080139	22/12/2023
0016842	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203676	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112420	02UEA6XH88	HG06A5010135	22/12/2023
0016843	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203677	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112379	02UED7XH88	HG07D5060103	22/12/2023
0016844	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203678	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112494	02UEA9XH88	HG09B7190004	22/12/2023
0016845	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203679	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112491	02UEC8XH88	HG08C6040115	22/12/2023
0016846	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203680	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112499	02UED7XH88	HG07D5060109	22/12/2023
0016847	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203681	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112490	02UEB2PH88	HG02B6320201	22/12/2023
0016848	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203682	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112470	02URP2XQ04	HG02A5010201	22/12/2023
0016849	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203683	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112468	02QUI21Q88	HG02B5010002	22/12/2023
0016850	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203684	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112469	02UED7XH88	HG00A6350705	22/12/2023
0016851	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203685	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126651	02UED7XH88	HG07C7260002	22/12/2023
0016852	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203686	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126650	02UEE6XH88	HG06E7270601	22/12/2023
0016853	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203687	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126643	02UED7XH88	HG07C7260004	22/12/2023
0016854	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203688	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126648	02UED7XH88	HG07C7260004	22/12/2023
0016855	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203689	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126572	02UEA9XH88	HG09A7180120	22/12/2023
0016856	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203690	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126571	02UED7XH88	HG07D7260006	22/12/2023
0016857	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203691	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126639	02URP2XQ04	HG02A5010203	22/12/2023
0016858	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203692	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126638	02UEB7XH88	HG07B6030134	22/12/2023
0016859	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203693	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126653	02UEB5XH88	HG05A6220107	22/12/2023
0016860	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203694	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126652	02UED7XH88	HG07D7260010	22/12/2023
0016861	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203695	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126587	02UEHABH88	HG09C5040301	22/12/2023
0016862	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203696	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126586	02UED7XH88	HG07D7260012	22/12/2023
0016863	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203697	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112479	02URP2XQ04	HG02A5010202	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0016864	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203698	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112478	02QUI11Q88	HG01B5010013	22/12/2023
0016865	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203699	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112467	02UED7XH88	HG07D7260016	22/12/2023
0016866	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203700	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112466	02UED7XH88	HG07D7260016	22/12/2023
0016867	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203701	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112411	02UED7XH88	HG07D6060124	22/12/2023
0016868	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203702	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112410	02UED7XH88	HG07D6060124	22/12/2023
0016869	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203703	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112405	02UED7XH88	HG07D6060126	22/12/2023
0016870	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203704	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112404	02URP2XQ04	HG02A5010204	22/12/2023
0016871	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203705	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112488	02UEA6XH88	HG06A5010137	22/12/2023
0016872	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203706	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112482	02UEA9XH88	HG09A5010132	22/12/2023
0016873	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203707	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112495	02UEA8XH88	HG08A7171501	22/12/2023
0016874	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203708	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112493	02UEC8XH88	HG08C6040111	22/12/2023
0016875	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203709	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112424	02UEE7XH88	HG07E5080301	22/12/2023
0016876	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203710	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112423	02UEC9XH88	HG09C7210124	22/12/2023
0016877	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203711	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112336	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0016878	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203712	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112335	02UEA9XH88	HG09A6180112	22/12/2023
0016879	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203713	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112360	02UED7XH88	HG07D5060136	22/12/2023
0016880	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203714	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112454	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0016881	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203715	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112453	02UED7XH88	HG07D5060138	22/12/2023
0016882	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203716	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112315	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0016883	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203717	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112314	02UED7XH88	HG07D5060140	22/12/2023
0016884	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203718	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112509	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0016885	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203719	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112508	02UEA6XH88	HG06A7200120	22/12/2023
0016886	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203720	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112356	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0016887	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203721	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112357	02UED7XH88	HG07D5060144	22/12/2023
0016888	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203722	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112461	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0016889	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203723	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112459	02UED7XH88	HG07D5060146	22/12/2023
0016890	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203724	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112516	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0016891	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203725	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112518	02UED7XH88	HG07D5060148	22/12/2023
0016892	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203726	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112465	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0016893	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203727	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112440	02UED7XH88	HG07D5060150	22/12/2023
0016894	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203728	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126623	02UEA6XH88	HG06A7200116	22/12/2023
0016895	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203729	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126627	02UEC7XH88	HG07C5040103	22/12/2023
0016896	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203730	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126583	02UEB6XH88	HG06B6210014	22/12/2023
0016897	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203731	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126621	02UEC7XH88	HG07C5040107	22/12/2023
0016898	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203732	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126620	02UEE9XH88	HG09E5080113	22/12/2023
0016899	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203733	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126618	02UEC7XH88	HG07C5040111	22/12/2023
0016900	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203734	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121459	02UEB9XH88	HG09B7190002	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0016901	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203735	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121458	02UEC7XH88	HG07C5040115	22/12/2023
0016902	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203736	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240112471	02UEC7XH88	HG07C6040117	22/12/2023
0016903	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203737	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126617	02UEC7XH88	HG07C6040119	22/12/2023
0016904	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203738	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126615	02UEC7XH88	HG07C6040119	22/12/2023
0016905	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203739	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126636	02UEA9XH88	HG09A6180106	22/12/2023
0016906	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203740	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126635	02UEC7XH88	HG07C6040121	22/12/2023
0016907	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203741	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121507	02UED9XH88	HG09D7220010	22/12/2023
0016908	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203742	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121509	02UEB8XH88	HG08B6030130	22/12/2023
0016909	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203743	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121467	02UEA9XH88	HG09B7190004	22/12/2023
0016910	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203744	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121466	02UEC7XH88	HG07C5040142	22/12/2023
0016911	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203745	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126570	02UEC7XH88	HG07C7250108	22/12/2023
0016912	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203746	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126569	02UEB6XH88	HG06C5030146	22/12/2023
0016913	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203747	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126641	02UEC7XH88	HG07C7250110	22/12/2023
0016914	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203748	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126640	02UEE9XH88	HG09E5080113	22/12/2023
0016915	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203749	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126629	02UEC7XH88	HG07C7250112	22/12/2023
0016916	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203750	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126628	02UEC7XH88	HG07C7250112	22/12/2023
0016917	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203751	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121532	02UEC8XH88	HG08C5040107	22/12/2023
0016918	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203752	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121531	02UEC7XH88	HG07C7250114	22/12/2023
0016919	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203753	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126649	02UEC7XH88	HG07C7250116	22/12/2023
0016920	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203754	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126642	02UEC7XH88	HG07C7250116	22/12/2023
0016921	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203755	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121547	02UEC7XH88	HG07C7250118	22/12/2023
0016922	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203756	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121546	02UEE6XH88	HG06E6080814	22/12/2023
0016923	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203757	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126647	02UEC7XH88	HG07C7250120	22/12/2023
0016924	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203758	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126644	02QUI12Q88	HG01C5010008	22/12/2023
0016925	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203759	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126605	02UEC7XH88	HG07C7250122	22/12/2023
0016926	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203760	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126604	02URP2XQ04	HG02A5010204	22/12/2023
0016927	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203761	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126603	02UEC7XH88	HG07C7250102	22/12/2023
0016928	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203762	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126602	02UEC7XH88	HG07C7250104	22/12/2023
0016929	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203763	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126622	02UEC7XH88	HG07C5040132	22/12/2023
0016930	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203764	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126619	02NRCXXH27	HG08D7230006	22/12/2023
0016931	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203765	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121537	02UEC7XH88	HG07C5040136	22/12/2023
0016932	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203766	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121536	02UED6XH88	HG06D5060136	22/12/2023
0016933	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203767	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126631	02UED6XH88	HG06D6240014	22/12/2023
0016934	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203768	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126633	02UEC7XH88	HG07C5040142	22/12/2023
0016935	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203769	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121486	02UEHABH88	HG09B5030301	22/12/2023
0016936	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203770	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121527	02UEA9XH88	HG09A5010113	22/12/2023
0016937	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203771	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121539	02UEB9XH88	HG09B6030113	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0016938	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203772	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121530	02UEHABH88	HG09C5040301	22/12/2023
0016939	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203773	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121529	02UEE9UH88	HG09E5080316	22/12/2023
0016940	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203774	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121451	02UEC6XH88	HG06C5040136	22/12/2023
0016941	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203775	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121453	02URMXXU53	HG02E6010326	22/12/2023
0016942	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203776	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121477	02UEC5XH88	HG05C5040501	22/12/2023
0016943	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203777	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126630	02UEC5XH88	HG05C5040601	22/12/2023
0016944	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203778	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121468	02UEC5XH88	HG05C5040401	22/12/2023
0016945	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203779	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126634	02UEA6XH88	HG06A6200106	22/12/2023
0016946	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203780	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121445	02UEC5XH88	HG05C5040301	22/12/2023
0016947	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203781	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121447	02UED8XH88	HG08D5060150	22/12/2023
0016948	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203782	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126637	02UEB7XH88	HG07B5030148	22/12/2023
0016949	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203783	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126632	02UEB6XH88	HG06B7210004	22/12/2023
0016950	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203784	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126591	02URP2XQ04	HG02A5010201	22/12/2023
0016951	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203785	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126593	02PEDXXH35	HG07E7290100	22/12/2023
0016952	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203786	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121479	02UEB7XH88	HG07B5030144	22/12/2023
0016953	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203787	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121480	02UEB7XH88	HG07B5030144	22/12/2023
0016954	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203788	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121473	02UEC7XH88	HG07C6040117	22/12/2023
0016955	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203789	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121457	02UEB7XH88	HG07B5030142	22/12/2023
0016956	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203790	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121455	02UEB7XH88	HG07B5030142	22/12/2023
0016957	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203791	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126645	02UED6XH88	HG06C7240004	22/12/2023
0016958	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203792	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126646	02UEB8XH88	HG08B5030138	22/12/2023
0016959	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203793	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121510	02UEC9XH88	HG09C6210110	22/12/2023
0016960	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203794	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121512	02CCAXXH09	HG07B5030140	22/12/2023
0016961	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203795	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121491	02UEC8XH88	HG08C7220122	22/12/2023
0016962	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203796	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121489	02URP2XQ04	HG02A5010203	22/12/2023
0016963	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203797	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121448	02UEC9XH88	HG09C6040119	22/12/2023
0016964	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203798	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126585	02RADXXG37	HG00D5080110	22/12/2023
0016965	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203799	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126584	02UEB7XH88	HG07B5030136	22/12/2023
0016966	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203800	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121452	02UED5XH88	HG05D5060136	22/12/2023
0016967	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203801	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126597	02UEB9XH88	HG09B5030142	22/12/2023
0016968	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203802	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126598	02DIAXXZ25	HG06A5010101	22/12/2023
0016969	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203803	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121472	02UED8XH88	HG08D5060105	22/12/2023
0016970	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203804	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126577	02OBSXXH30	HG08E6080119	22/12/2023
0016971	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203805	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126599	02UEB7XH88	HG07B6030132	22/12/2023
0016972	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203806	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121538	02UEB7XH88	HG07B6030130	22/12/2023
0016973	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203807	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121534	02UEB7XH88	HG07B6030130	22/12/2023
0016974	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203808	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126573	02UEB2PH88	HG02B6320201	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0016975	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203809	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121490	02UEB7XH88	HG07B6030126	22/12/2023
0016976	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203810	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121471	02UEE6XH88	HG06E6080818	22/12/2023
0016977	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203811	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121474	02UEB7XH88	HG07B6030124	22/12/2023
0016978	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203812	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121518	02UEC6XH88	HG06C7230116	22/12/2023
0016979	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203813	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121515	02UEB5XH88	HG05C5030107	22/12/2023
0016980	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203814	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126582	02UEB7XH88	HG07B6230014	22/12/2023
0016981	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203815	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126561	02UEB7XH88	HG07B7230012	22/12/2023
0016982	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203816	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121506	02UEC9XH88	HG09C5040103	22/12/2023
0016983	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203817	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121504	02UEB7XH88	HG07B7230008	22/12/2023
0016984	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203818	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126600	02UEC8XH88	HG08C7220118	22/12/2023
0016985	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203819	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126601	02UEB7XH88	HG07B7230006	22/12/2023
0016986	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203820	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126595	02CCAXXH09	HG07B7230004	22/12/2023
0016987	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203821	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126594	02UEB7XH88	HG07B7230004	22/12/2023
0016988	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203822	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121502	02UEB7XH88	HG07B7230002	22/12/2023
0016989	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203823	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121503	02UEE9XH88	HG09E6080125	22/12/2023
0016990	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203824	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126612	02UEB8XH88	HG08B5030148	22/12/2023
0016991	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203825	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126613	02UEA7XH88	HG07A5010103	22/12/2023
0016992	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203826	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121492	02UEB8XH88	HG08B6200019	22/12/2023
0016993	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203827	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126606	02UEA9XH88	HG09A6180106	22/12/2023
0016994	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203828	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121493	02UEA7XH88	HG07A5010140	22/12/2023
0016995	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203829	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126574	02UEA7XH88	HG07A5010107	22/12/2023
0016996	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203830	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126578	02UEA7XH88	HG07A5010109	22/12/2023
0016997	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203831	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121517	02UEA9XH88	HG09A6180112	22/12/2023
0016998	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203832	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126579	02UED6XH88	HG06D7240008	22/12/2023
0016999	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203833	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121519	02UED5XH88	HG05D7260005	22/12/2023
0017000	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203834	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126596	02UEA7XH88	HG07A5010113	22/12/2023
0017001	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203835	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126608	02UEA7XH88	HG07A5010134	22/12/2023
0017002	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203836	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126611	02UED7XH88	HG07D7260008	22/12/2023
0017003	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203837	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126610	02UEA7XH88	HG07A5010115	22/12/2023
0017004	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203838	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126609	02UEA7XH88	HG07A5010132	22/12/2023
0017005	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203839	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121494	02CAR1XP08	HG01D7300006	22/12/2023
0017006	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203840	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121495	02UEA7XH88	HG07A6010117	22/12/2023
0017007	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203841	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126589	02UEA7XH88	HG07A6010119	22/12/2023
0017008	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203842	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126588	02UEA6XH88	HG06A7200122	22/12/2023
0017009	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203843	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126576	02UED6XH88	HG06D6240014	22/12/2023
0017010	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203844	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126575	02UEB9XH88	HG09B7190010	22/12/2023
0017011	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203845	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121541	02UEA7XH88	HG07A6010123	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017012	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203846	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121542	02UEA7XH88	HG07A6010123	22/12/2023
0017013	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203847	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126607	02UEE8XH88	HG08E7260009	22/12/2023
0017014	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203848	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121544	02UEA7XH88	HG07A6220106	22/12/2023
0017015	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203849	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121545	02UEA7XH88	HG07A6220106	22/12/2023
0017016	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203850	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121483	02UEA9XH88	HG09A6180110	22/12/2023
0017017	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203851	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126624	02UEA7XH88	HG07A6220108	22/12/2023
0017018	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203852	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121476	02UEC7XH88	HG07C7250124	22/12/2023
0017019	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203853	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121475	02UEB6XH88	HG06B6210016	22/12/2023
0017020	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203854	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121508	02UEA7XH88	HG07A7220124	22/12/2023
0017021	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203855	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121505	02UEC6XH88	HG06C5040140	22/12/2023
0017022	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203856	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121520	02UEA9XH88	HG09A7180116	22/12/2023
0017023	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203857	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121521	02UEA7XH88	HG07A7220122	22/12/2023
0017024	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203858	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121461	02UEE9XH88	HG09E5080101	22/12/2023
0017025	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203859	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121463	02UEC9XH88	HG09C6210108	22/12/2023
0017026	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203860	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121465	02UEA7XH88	HG07A7220118	22/12/2023
0017027	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203861	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121464	02UEA7XH88	HG07A7220118	22/12/2023
0017028	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203862	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121535	02UEA7XH88	HG07A7220116	22/12/2023
0017029	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203863	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121533	02UEA7XH88	HG07A7220116	22/12/2023
0017030	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203864	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121446	02UEA7XH88	HG07A7220114	22/12/2023
0017031	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203865	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121444	02UEA7XH88	HG07A7220114	22/12/2023
0017032	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203866	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121543	02UEA7XH88	HG07A6220112	22/12/2023
0017033	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203867	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121540	02UEA7XH88	HG07A6220112	22/12/2023
0017034	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203868	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126581	02UEA6XH88	HG06A5010131	22/12/2023
0017035	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203869	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126580	02UEA7XH88	HG07A6220110	22/12/2023
0017036	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203870	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126559	02UEB8XH88	HG08B7200003	22/12/2023
0017037	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203871	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126558	02UEB8XH88	HG08B7200005	22/12/2023
0017038	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203872	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126553	02UEC9XH88	HG09C5040138	22/12/2023
0017039	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203873	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121450	02UEB8XH88	HG08B5030150	22/12/2023
0017040	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203874	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121449	02UEB8XH88	HG08B5030148	22/12/2023
0017041	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203875	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121511	02UEB8XH88	HG08B5030146	22/12/2023
0017042	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203876	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121513	02UEB8XH88	HG08B5030144	22/12/2023
0017043	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203877	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126563	02BCSLAL88	HG00A5010100	22/12/2023
0017044	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203878	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126564	02UEB8XH88	HG08B5030140	22/12/2023
0017045	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203879	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121522	02UEB8XH88	HG08B5030105	22/12/2023
0017046	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203880	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126552	02UEB8XH88	HG08B7200009	22/12/2023
0017047	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203881	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121470	02UEB8XH88	HG08B7200011	22/12/2023
0017048	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203882	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121469	02UEE9XH88	HG09E6080129	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017049	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203883	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121516	02UEB8XH88	HG08B6200015	22/12/2023
0017050	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203884	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121514	02QUI22Q88	HG02C5010008	22/12/2023
0017051	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203885	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126566	02UEB2PH88	HG02B6320201	22/12/2023
0017052	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203886	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121462	02UEE9XH88	HG09E6260117	22/12/2023
0017053	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203887	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126565	02UEB5XH88	HG05B5030140	22/12/2023
0017054	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203888	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121456	02UEB8XH88	HG08B6030126	22/12/2023
0017055	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203889	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126568	02UEB8XH88	HG08B6030128	22/12/2023
0017056	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203890	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126567	02UEB8XH88	HG08B6030130	22/12/2023
0017057	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203891	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121525	02UEB7XH88	HG07B5030105	22/12/2023
0017058	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203892	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121524	02UEB8XH88	HG08B6030134	22/12/2023
0017059	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203893	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126551	02QUI21Q88	HG02C7350004	22/12/2023
0017060	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203894	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126562	02UED9XH88	HG09D6060130	22/12/2023
0017061	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203895	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126592	02UEB8XH88	HG08B5030111	22/12/2023
0017062	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203896	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126590	02UEB8XH88	HG08B5030109	22/12/2023
0017063	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203897	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126560	02UEB8XH88	HG08B5030138	22/12/2023
0017064	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203898	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121523	02UEB8XH88	HG08B5030107	22/12/2023
0017065	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203899	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126550	02UEB8XH88	HG08B5030103	22/12/2023
0017066	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203900	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126616	02UEC8XH88	HG08C5040501	22/12/2023
0017067	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203901	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126555	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017068	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203902	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121488	02URP2XQ04	HG02A6010220	22/12/2023
0017069	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203903	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121487	02URP2XQ04	HG02A6010219	22/12/2023
0017070	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203904	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121454	02UED8XH88	HG08B5030105	22/12/2023
0017071	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203905	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121460	02URP2XQ04	HG02A6010218	22/12/2023
0017072	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203906	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121481	02URP2XQ04	HG02A6010234	22/12/2023
0017073	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203907	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121484	02URP2XQ04	HG02A6010224	22/12/2023
0017074	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203908	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121482	02URP2XQ04	HG02A6010223	22/12/2023
0017075	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203909	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121496	02URP2XQ04	HG02A5010211	22/12/2023
0017076	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203910	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121497	02UED8XH88	HG08D5060140	22/12/2023
0017077	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203911	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121478	02UEB8XH88	HG08B5030150	22/12/2023
0017078	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203912	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126556	02UEC8XH88	HG08C5040201	22/12/2023
0017079	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203913	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126557	02UEC8XH88	HG08C6220104	22/12/2023
0017080	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203914	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126614	02UEC8XH88	HG08C5040401	22/12/2023
0017081	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203915	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126554	02UEC8XH88	HG08C5040101	22/12/2023
0017082	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203916	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121528	02URP2XQ04	HG02A6010232	22/12/2023
0017083	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203917	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121526	02UEB7XH88	HG07B5030144	22/12/2023
0017084	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203918	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126625	02UEB7XH88	HG07B	22/12/2023
0017085	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203919	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121499	02URP2XQ04	HG02A6010226	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017086	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203920	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121498	02URP2XQ04	HG02A6010227	22/12/2023
0017087	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203921	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240126626	02URP2XQ04	HG02A6010228	22/12/2023
0017088	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203922	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121500	02UEA6XH88	HG06A7200120	22/12/2023
0017089	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203923	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121501	02UEB7XH88	HG07B5030150	22/12/2023
0017090	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203924	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240121485	02UEB7XH88	HG07B5030107	22/12/2023
0017091	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203925	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134688	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017092	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203926	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134716	02UED5XH88	HG05D6260015	22/12/2023
0017093	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203927	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134703	02UEE6XH88	HG06E7270400	22/12/2023
0017094	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203928	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134709	02UED5XH88	HG05D6060132	22/12/2023
0017095	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203929	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134717	02UEB9XH88	HG09B6030126	22/12/2023
0017096	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203930	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134732	02UED5XH88	HG05D5060138	22/12/2023
0017097	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203931	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134619	02UED5XH88	HG05C7260001	22/12/2023
0017098	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203932	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134618	02UED5XH88	HG05C7260001	22/12/2023
0017099	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203933	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134891	02UED9XH88	HG09C7220002	22/12/2023
0017100	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203934	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134892	02UED5XH88	HG05D6060124	22/12/2023
0017101	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203935	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134766	02UEB2PH88	HG02B6320201	22/12/2023
0017102	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203936	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134735	02UED5XH88	HG05D6060130	22/12/2023
0017103	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203937	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134713	02UED5XH88	HG05D6060134	22/12/2023
0017104	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203938	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134712	02UED5XH88	HG05D6060132	22/12/2023
0017105	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203939	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134769	02UED5XH88	HG05D6060130	22/12/2023
0017106	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203940	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134770	02UED5XH88	HG05D6060126	22/12/2023
0017107	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203941	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134720	02UED5XH88	HG05D6060113	22/12/2023
0017108	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203942	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134721	02UED5XH88	HG05D5060111	22/12/2023
0017109	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203943	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134708	02UED5XH88	HG05D5060109	22/12/2023
0017110	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203944	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134867	02UED5XH88	HG05D6060134	22/12/2023
0017111	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203945	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134868	02UEE9XH88	HG09E6260109	22/12/2023
0017112	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203946	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134749	02UED5XH88	HG05D6260017	22/12/2023
0017113	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203947	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134740	02UED5XH88	HG05D6060128	22/12/2023
0017114	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203948	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134731	02UED5XH88	HG05D5060107	22/12/2023
0017115	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203949	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134702	02UED5XH88	HG05D5060105	22/12/2023
0017116	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203950	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134771	02UEA9XH88	HG09A5010134	22/12/2023
0017117	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203951	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134750	02UED5XH88	HG05D5060140	22/12/2023
0017118	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203952	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134786	02UEA9XH88	HG09A6180112	22/12/2023
0017119	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203953	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134785	02URMXXU53	HG02E5010305	22/12/2023
0017120	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203954	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134681	02UED5XH88	HG05D5060146	22/12/2023
0017121	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203955	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134696	02UED5XH88	HG05D5060144	22/12/2023
0017122	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203956	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134695	02UED5XH88	HG05D5060144	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017123	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203957	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134682	02UEA6XH88	HG06E5080107	22/12/2023
0017124	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203958	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134871	02UED5XH88	HG05D5060148	22/12/2023
0017125	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203959	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134874	02UED5XH88	HG05D5060150	22/12/2023
0017126	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203960	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134866	02QUI12Q88	HG01C5010008	22/12/2023
0017127	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203961	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134875	02UED5XH88	HG05D6260013	22/12/2023
0017128	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203962	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154011	02DENH1N99	HGS2C7300201	22/12/2023
0017129	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203963	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154165	02UEB9XH88	HG09B6190014	22/12/2023
0017130	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203964	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154166	02URP1XQ04	HG01A5010204	22/12/2023
0017131	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203965	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154178	02URP1XQ04	HG01A5010213	22/12/2023
0017132	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203966	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154152	02URP1XQ04	HG01A5010214	22/12/2023
0017133	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203967	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154171	02UED6XH88	HG06D5060107	22/12/2023
0017134	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203968	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154156	02UEC6XH88		22/12/2023
0017135	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203969	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154109	02PEDXXH35	HG07E7290100	22/12/2023
0017136	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203970	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154108	02RADING37	HG01B7260005	22/12/2023
0017137	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203971	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154057	02URP1XQ04	HG01A6010224	22/12/2023
0017138	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203972	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154076	02URP1XQ04	HG01A6010223	22/12/2023
0017139	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203973	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154125	02UEE6XH88	HG06E6080701	22/12/2023
0017140	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203974	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154124	02URP1XQ04	HG01A6010222	22/12/2023
0017141	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203975	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154116	02UEB5XH88	HG05B5030138	22/12/2023
0017142	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203976	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154117	02UEE6XH88	HG06E5080800	22/12/2023
0017143	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203977	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154112	02RADING37	HG01B7260005	22/12/2023
0017144	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203978	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154113	02RADING37	HG01B7260005	22/12/2023
0017145	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203979	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154068	02RADING37	HG01B7260005	22/12/2023
0017146	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203980	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154067	02RADING37	HG01B7260005	22/12/2023
0017147	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203981	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154128	02HDIN1D88	HG01B7240256	22/12/2023
0017148	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203982	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154127	02HDIN1D88	HG01B7240255	22/12/2023
0017149	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203983	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154153	02HDIN1D88	HG01C7240249	22/12/2023
0017150	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203984	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154186	02UEA1PH88	HG01A7240209	22/12/2023
0017151	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203985	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154119	02UEE9UH88	HG09E5080306	22/12/2023
0017152	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203986	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154101	02UEC8XH88	HG08C7220124	22/12/2023
0017153	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203987	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154120	02UEE9UH88	HG09E5080312	22/12/2023
0017154	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203988	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154154	02RADXXG37	HG00E5011502	22/12/2023
0017155	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203989	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154155	02RADXXG37	HG00E5011502	22/12/2023
0017156	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203990	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154139	02RADXXG37	HG00E5011502	22/12/2023
0017157	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203991	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154138	02RADXXG37	HG00E5011502	22/12/2023
0017158	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203992	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154151	02CEX12C88	HG02E7460111	22/12/2023
0017159	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203993	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154149	02CEX11C88	HG01E7340209	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017160	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203994	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154135	02UEC6XH88	HG06C5040138	22/12/2023
0017161	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203995	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154134	02HDPXXD88	HG00C6260303	22/12/2023
0017162	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203996	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154184	02UEE9XH88	HG09E6260113	22/12/2023
0017163	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203997	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154183	02HDPXXD88	HG00D6260300	22/12/2023
0017164	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203998	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154142	02UEC6XH88	HG06C5040101	22/12/2023
0017165	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1203999	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154132	02URP2XQ04	HG02A5010203	22/12/2023
0017166	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204000	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154133	02UEE7XH88	HG07E5080155	22/12/2023
0017167	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204001	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154143	02URP2XQ04	HG02A5010202	22/12/2023
0017168	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204002	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154150	02UEPREH88	HG00A5010100	22/12/2023
0017169	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204003	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154146	02UEB7XH88	HG07B7230006	22/12/2023
0017170	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204004	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154136	02MNUXXG23	HG00B5040120	22/12/2023
0017171	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204005	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154130	02MNUXXG23	HG00B5040121	22/12/2023
0017172	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204006	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154129	02HEMAFD19	HG00A6350701	22/12/2023
0017173	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204007	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154103	02HEMAFD19	HG00A6350702	22/12/2023
0017174	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204008	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154102	02HEMAFD19	HG00A6350703	22/12/2023
0017175	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204009	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154140	02HEMAFD19	HG00A6350704	22/12/2023
0017176	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204010	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154141	02HEMAFD19	HG00A6350701	22/12/2023
0017177	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204011	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134621	02UEC8XH88	HG08C6220104	22/12/2023
0017178	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204012	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134622	02UEC5XH88	HG05C7250122	22/12/2023
0017179	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204013	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131988	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017180	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204014	LINET	ESSENZA 300 LAT	22240131989	02QUI21Q88	HG02B5010002	22/12/2023
0017181	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204015	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131922	02UEC8XH88	HG08C5040132	22/12/2023
0017182	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204016	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131923	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017183	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204017	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134668	02INPMCS80	HG00B6310205	22/12/2023
0017184	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204018	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134667	02UEC5XH88	HG05C7250123	22/12/2023
0017185	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204019	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131998	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017186	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204020	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131955	02UEC8XH88	HG08C5040105	22/12/2023
0017187	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204021	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131991	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017188	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204022	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131990	02UEC8XH88	HG08C5040130	22/12/2023
0017189	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204023	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134584	02UEC8XH88	HG08C5040128	22/12/2023
0017190	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204024	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134585	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017191	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204025	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134603	02UED6XH88	HG06D5060140	22/12/2023
0017192	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204026	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134604	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017193	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204027	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134602	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017194	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204028	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134601	02UED6XH88	HG06D6240014	22/12/2023
0017195	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204029	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131982	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017196	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204030	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131980	02UED9XH88	HG09D6220018	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017197	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204031	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134592	02UEC8XH88	HG08C5040134	22/12/2023
0017198	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204032	LINET	ESSENZA 300 LAT	202440134591	02UEA9XH88	HG09A7180118	22/12/2023
0017199	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204033	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131994	02UED6XH88	HG06D6060124	22/12/2023
0017200	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204034	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131976	02UED6XH88	HG06D6060126	22/12/2023
0017201	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204035	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131978	02UEC8XH88	HG08C6040113	22/12/2023
0017202	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204036	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134594	02UEB8XH88	HG08B6030134	22/12/2023
0017203	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204037	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134593	02UEB6XH88	HG06A6010114	22/12/2023
0017204	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204038	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134588	02UEB8XH88	HG08B5030103	22/12/2023
0017205	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204039	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134589	02UEC9XH88	HG09C6210102	22/12/2023
0017206	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204040	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131975	02UED9XH88	HG09D6060128	22/12/2023
0017207	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204041	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131977	02UEC8XH88	HG08C6220106	22/12/2023
0017208	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204042	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134600	02UED5XH88	HG05C5030105	22/12/2023
0017209	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204043	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134599	02UEC8XH88	HG08C6220104	22/12/2023
0017210	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204044	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131920	02UEC8XH88	HG08C6220102	22/12/2023
0017211	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204045	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131919	02UEB6XH88	HG06B7210008	22/12/2023
0017212	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204046	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134587	02UEC8XH88	HG08C6220106	22/12/2023
0017213	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204047	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134586	02UEC8XH88	HG08C6220108	22/12/2023
0017214	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204048	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131968	02QUI22Q88	HG02C5010008	22/12/2023
0017215	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204049	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131969	02UEC8XH88	HG08C6220110	22/12/2023
0017216	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204050	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131924	02UEC8XH88	HG08C6220112	22/12/2023
0017217	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204051	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131925	02RADXXG37	HG00D5080110	22/12/2023
0017218	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204052	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131930	02UEC8XH88	HG08C7220114	22/12/2023
0017219	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204053	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131929	02UEC8XH88	HG08C5040105	22/12/2023
0017220	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204054	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131966	02UEE7XH88	HG07E5080151	22/12/2023
0017221	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204055	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131967	02QUI21Q88	HG02B5010013	22/12/2023
0017222	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204056	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131914	02UEC8XH88	HG08C5040132	22/12/2023
0017223	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204057	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131913	02UEC8XH88	HG08C7220118	22/12/2023
0017224	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204058	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131918	02UEC8XH88	HG08C7220120	22/12/2023
0017225	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204059	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131917	02UEC8XH88	HG08C7220120	22/12/2023
0017226	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204060	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131983	02UEB6XH88	HG06B7210008	22/12/2023
0017227	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204061	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131984	02UEE8XH88	HG08E5080113	22/12/2023
0017228	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204062	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131973	02UEE9XH88	HG09E7260119	22/12/2023
0017229	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204063	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131974	02UEC8XH88	HG08C7220124	22/12/2023
0017230	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204064	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131995	02UEE9XH88	HG09E6260111	22/12/2023
0017231	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204065	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131997	02UED8XH88	HG08D5060150	22/12/2023
0017232	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204066	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131996	02UEE8XH88	HG08E6080123	22/12/2023
0017233	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204067	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131981	02UEC5XH88	HG05C5040109	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017234	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204068	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131979	02UED8XH88	HG08D5060148	22/12/2023
0017235	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204069	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134633	02UED8XH88	HG08D5060146	22/12/2023
0017236	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204070	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134632	02UEB7XH88	HG07B5030142	22/12/2023
0017237	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204071	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134657	02UED8XH88	HG08D5060144	22/12/2023
0017238	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204072	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134662	02UED9XH88	HG09D5060140	22/12/2023
0017239	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204073	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134661	02UEE6XH88	HG06E6080812	22/12/2023
0017240	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204074	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134650	02OBSXXH30	HG08E6080141	22/12/2023
0017241	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204075	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134663	02UED8XH88	HG08D5060140	22/12/2023
0017242	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204076	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134653	02UEC9XH88	HG09C6040119	22/12/2023
0017243	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204077	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134645	02UEE9XH88	HG09E7260101	22/12/2023
0017244	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204078	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134643	02UED8XH88	HG08D5060138	22/12/2023
0017245	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204079	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131958	02UED8XH88	HG08D5060136	22/12/2023
0017246	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204080	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131957	02UED9XH88	HG09D6060126	22/12/2023
0017247	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204081	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134679	02UEB8XH88	HG08B7200003	22/12/2023
0017248	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204082	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134595	02UEA9XH88	HG09A7180114	22/12/2023
0017249	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204083	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134629	02UED9XH88	HG09D6060132	22/12/2023
0017250	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204084	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134628	02UED8XH88	HG08D5060146	22/12/2023
0017251	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204085	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134605	02UEC9XH88	HG09C7210116	22/12/2023
0017252	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204086	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134640	02UEC6XH88	HG06C6230108	22/12/2023
0017253	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204087	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134613	02UEC9XH88	HG09C6040115	22/12/2023
0017254	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204088	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134677	02UEC9XH88	HG09C5040101	22/12/2023
0017255	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204089	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134635	02QUI22Q88	HG02C5010008	22/12/2023
0017256	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204090	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134678	02URP2XQ04	HG02A5010202	22/12/2023
0017257	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204091	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131946	02UEC9XH88	HG09C6210108	22/12/2023
0017258	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204092	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131944	02UED9XH88	HG09D6060113	22/12/2023
0017259	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204093	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134684	02UED8XH88	HG08D5060111	22/12/2023
0017260	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204094	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134670	02UEB5XH88	HG05C5030103	22/12/2023
0017261	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204095	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134658	02ONCXXH32	HG08D7230006	22/12/2023
0017262	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204096	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134651	02UED9XH88	HG09D5060105	22/12/2023
0017263	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204097	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134672	02UED8XH88	HG08C7230004	22/12/2023
0017264	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204098	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134674	02UEB6XH88	HG06B7210004	22/12/2023
0017265	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204099	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134615	02UED8XH88	HG08C7230002	22/12/2023
0017266	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204100	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134620	02UED8XH88	HG08C7230002	22/12/2023
0017267	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204101	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134612	02UED8XH88	HG08D6230018	22/12/2023
0017268	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204102	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131992	02NRCXXH27	HG08D6060122	22/12/2023
0017269	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204103	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134596	02UEC9XH88	HG09C6210104	22/12/2023
0017270	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204104	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134680	02UED8XH88	HG08D5060111	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017271	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204105	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134675	02UED8XH88	HG08D5060109	22/12/2023
0017272	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204106	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134676	02UED8XH88	HG08D5060107	22/12/2023
0017273	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204107	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134634	02URP1XQ04	HG01A5010215	22/12/2023
0017274	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204108	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134644	02UEC8XH88	HG08C5040109	22/12/2023
0017275	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204109	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134656	02UEE8XH88	HG08E5080103	22/12/2023
0017276	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204110	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131949	02UEE8XH88	HG08E5080105	22/12/2023
0017277	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204111	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131950	02UEE8XH88	HG08E5080107	22/12/2023
0017278	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204112	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134583	02UEA6XH88	HG06A5010100	22/12/2023
0017279	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204113	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134659	02ONRXXH33	HG08C5040101	22/12/2023
0017280	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204114	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134654	02UEB2PH88	HG02B6320201	22/12/2023
0017281	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204115	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134660	02URP2XQ04	HG02A5010202	22/12/2023
0017282	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204116	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131897	02UEE8XH88	HG08E6080119	22/12/2023
0017283	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204117	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134764	02UEE8XH88	HG08E6080121	22/12/2023
0017284	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204118	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134765	02UEC6XH88	HG06C6230112	22/12/2023
0017285	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204119	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131972	02UEE8XH88	HG08E6080125	22/12/2023
0017286	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204120	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131987	02UEB5XH88	HG05C5030109	22/12/2023
0017287	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204121	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134762	02UEE8XH88	HG08E6260023	22/12/2023
0017288	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204122	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134763	02UEPREH88	HG00A5020100	22/12/2023
0017289	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204123	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134637	02UEE8XH88	HG08E7260027	22/12/2023
0017290	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204124	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134636	02UEE8XH88	HG08E7260029	22/12/2023
0017291	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204125	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131915	02UEE8XH88	HG08E5080157	22/12/2023
0017292	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204126	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131916	02UEB8XH88	HG08B6200015	22/12/2023
0017293	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204127	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134692	02QUI11Q88	HG01B5010013	22/12/2023
0017294	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204128	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134693	02UEE8XH88	HG08E5080151	22/12/2023
0017295	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204129	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134648	02UEC6XH88	HG06C7230120	22/12/2023
0017296	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204130	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134666	02UEB7XH88	HG07B6030122	22/12/2023
0017297	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204131	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134630	02UEE8XH88	HG08E5080145	22/12/2023
0017298	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204132	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134631	02UED9XH88	HG09C7220004	22/12/2023
0017299	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204133	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131971	02UEB5XH88	HG05C6250110	22/12/2023
0017300	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204134	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131970	02UED9XH88	HG09C7220002	22/12/2023
0017301	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204135	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134761	02GINXXH30	HG09E5080111	22/12/2023
0017302	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204136	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134760	02UEC9XH88	HG09C5040105	22/12/2023
0017303	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204137	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134774	02UEE8XH88	HG08E6080133	22/12/2023
0017304	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204138	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134775	02UEE8XH88	HG08E6080131	22/12/2023
0017305	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204139	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134698	02UEE8XH88	HG08E6260017	22/12/2023
0017306	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204140	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134701	02UEE8XH88	HG08E7260007	22/12/2023
0017307	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204141	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131956	02UEE8XH88	HG08E7260013	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017308	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204142	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131961	02UEE8XH88	HG08E7260011	22/12/2023
0017309	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204143	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134777	02UEB5XH88	HG05C5040130	22/12/2023
0017310	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204144	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134778	02UEC6XH88	HG06C7230114	22/12/2023
0017311	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204145	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131934	02UEE8XH88	HG08E6080117	22/12/2023
0017312	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204146	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131932	02UEA9XH88	HG09A7180124	22/12/2023
0017313	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204147	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134757	02UED9XH88	HG09D6220018	22/12/2023
0017314	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204148	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154005	02MANIXS80	HGS2E5010001	22/12/2023
0017315	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204149	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154084	02DENH1N99	HGS2C7300201	22/12/2023
0017316	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204150	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240153998	02UEA6XH88	HG06A7200118	22/12/2023
0017317	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204151	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240153999	02MANIXS80	HGS2E5010001	22/12/2023
0017318	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204152	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154075	02URP2XQ04	HG02A5010203	22/12/2023
0017319	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204153	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154070	02DENH1N99	HGS2C7300201	22/12/2023
0017320	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204154	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131926	02UEA9XH88	HG09A5010138	22/12/2023
0017321	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204155	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131921	02UEC9XH88	HG09C6210110	22/12/2023
0017322	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204156	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134683	02UED9XH88	HG09C7220002	22/12/2023
0017323	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204157	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134590	02UED6XH88	HG06D5060138	22/12/2023
0017324	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204158	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134808	02UEE9XH88	HG09E7260121	22/12/2023
0017325	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204159	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134809	02UEC9XH88	HG09C5040134	22/12/2023
0017326	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204160	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134781	02DENH1N99	HGS2C7300201	22/12/2023
0017327	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204161	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134782	02UEPREH88	HG00A5020100	22/12/2023
0017328	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204162	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134779	02UEE9XH88	HG09E5080103	22/12/2023
0017329	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204163	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134780	02URP2XQ04	HG02A5010201	22/12/2023
0017330	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204164	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134748	02UEE9XH88	HG09E5080101	22/12/2023
0017331	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204165	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134759	02UEB9XH88	HG09B6030124	22/12/2023
0017332	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204166	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134772	02UEB5XH88	HG05B6030124	22/12/2023
0017333	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204167	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134773	02UED9XH88	HG09D5060138	22/12/2023
0017334	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204168	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131948	02URMXU53	HG02E5010305	22/12/2023
0017335	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204169	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131908	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017336	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204170	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134821	02UED5XH88	HG05D6060132	22/12/2023
0017337	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204171	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134791	02UEC9XH88	HG09C5040101	22/12/2023
0017338	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204172	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134792	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017339	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204173	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134796	02UEB2PH88	HG02B6320201	22/12/2023
0017340	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204174	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134795	02UEHABH88	HG09A5010201	22/12/2023
0017341	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204175	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134938	02UEE9XH88	HG09E6260111	22/12/2023
0017342	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204176	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134838	02UEE9XH88	HG09E6260111	22/12/2023
0017343	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204177	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134607	02UEA6XH88	HG06A7200114	22/12/2023
0017344	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204178	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134606	02UEE9XH88	HG09E6260109	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017345	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204179	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134647	02UEE6XH88	HG06E5080830	22/12/2023
0017346	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204180	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131936	02UEE9XH88	HG09E6260103	22/12/2023
0017347	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204181	LINET	ESSENZA 300 LAT	20270131937	02UEE9XH88	HG09E6080127	22/12/2023
0017348	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204182	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131962	02UED8XH88	HG08D5060138	22/12/2023
0017349	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204183	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131963	02UEE9XH88	HG09E6080123	22/12/2023
0017350	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204184	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134646	02RADING37	HG01C6370101	22/12/2023
0017351	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204185	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131954	02UEE9XH88	HG09E5080111	22/12/2023
0017352	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204186	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131952	02UEE9XH88	HG09E5080109	22/12/2023
0017353	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204187	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134878	02UEC8XH88	HG08C5040109	22/12/2023
0017354	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204188	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134834	02UEE9XH88	HG09E5080105	22/12/2023
0017355	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204189	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134873	02UEE9XH88	HG09E5080103	22/12/2023
0017356	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204190	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134872	02UEE9XH88	HG09E5080101	22/12/2023
0017357	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204191	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131945	02UED9XH88	HG09C7220004	22/12/2023
0017358	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204192	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131964	02UED5XH88	HG05D5060136	22/12/2023
0017359	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204193	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134641	02UED9XH88	HG09D7220006	22/12/2023
0017360	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204194	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134642	02QUI12Q88	HG01C5010008	22/12/2023
0017361	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204195	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131912	02UED9XH88	HG09D7220008	22/12/2023
0017362	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204196	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131911	02UED9XH88	HG09D7220008	22/12/2023
0017363	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204197	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134711	02UED9XH88	HG09D6060124	22/12/2023
0017364	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204198	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134710	02UEE7XH88	HG07E5080141	22/12/2023
0017365	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204199	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134723	02UEB8XH88	HG08B7200009	22/12/2023
0017366	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204200	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134722	02UEC9XH88	HG09C7210114	22/12/2023
0017367	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204201	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131939	02UED6XH88	HG06D5060103	22/12/2023
0017368	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204202	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131938	02UED9XH88	HG09D6220014	22/12/2023
0017369	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204203	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134608	02UED9XH88	HG09D6220016	22/12/2023
0017370	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204204	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134609	02BCSLAL88	HG00A5010100	22/12/2023
0017371	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204205	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131959	02URP2XQ04	HG02A5010201	22/12/2023
0017372	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204206	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131960	02RADXXG37	HG00D5080110	22/12/2023
0017373	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204207	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134816	02UED9XH88	HG09D5060138	22/12/2023
0017374	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204208	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134817	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017375	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204209	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131941	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017376	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204210	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131940	02UED9XH88	HG09D5060136	22/12/2023
0017377	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204211	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134877	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017378	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204212	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134876	02UEPREH88	HG00A5020100	22/12/2023
0017379	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204213	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131927	02UED9XH88	HG09D6060132	22/12/2023
0017380	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204214	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131928	02UEB7XH88	HG07B6030132	22/12/2023
0017381	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204215	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134800	02UED9XH88	HG09D6060130	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017383	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204217	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134869	02UEB7XH88	HG07B6230014	22/12/2023
0017384	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204218	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134870	02UEB6XH88	HG06C5030138	22/12/2023
0017385	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204219	LINET	ESSENZA 300 LAT	20230131901	02UED9XH88	HG09D6060126	22/12/2023
0017386	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204220	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131902	02UED9XH88	HG09D6060126	22/12/2023
0017387	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204221	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131906	02UED9XH88	HG09D6060122	22/12/2023
0017388	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204222	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131905	02URP2XQ04	HG02A6010222	22/12/2023
0017389	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204223	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131965	02UEHABH88	HG09B5030301	22/12/2023
0017390	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204224	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131931	02UEB9XH88	HG09B6030132	22/12/2023
0017391	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204225	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131947	02UEB8XH88	HG08B6030128	22/12/2023
0017392	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204226	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131993	02UED6XH88	HG06D6060128	22/12/2023
0017393	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204227	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134831	02UEC6XH88	HG06C6230104	22/12/2023
0017394	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204228	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134811	02UEC6XH88	HG06C7230124	22/12/2023
0017395	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204229	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134861	02UED9XH88	HG09D5060103	22/12/2023
0017396	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204230	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134854	02UED9XH88	HG09D5060142	22/12/2023
0017397	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204231	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134855	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017398	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204232	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134847	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017399	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204233	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134848	02UED9XH88	HG09D5060107	22/12/2023
0017400	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204234	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134837	02UEE9UH88	HG09E5080314	22/12/2023
0017401	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204235	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134836	02UED9XH88	HG09D5060105	22/12/2023
0017402	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204236	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134849	02UEB7XH88	HG07B7230002	22/12/2023
0017403	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204237	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134850	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017404	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204238	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134879	02UEA6XH88	HG06A6200102	22/12/2023
0017405	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204239	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134880	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017406	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204240	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134694	02UEC9XH88	HG09C5040138	22/12/2023
0017407	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204241	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134697	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017408	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204242	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134856	02UEC9XH88	HG09C7210124	22/12/2023
0017409	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204243	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134857	02UEC9XH88	HG09C7210124	22/12/2023
0017410	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204244	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134649	02UEC9XH88	HG09C7210122	22/12/2023
0017411	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204245	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134655	02UEC9XH88	HG09C7210122	22/12/2023
0017412	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204246	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134820	02UEC9XH88	HG09C7210120	22/12/2023
0017413	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204247	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134833	02UEE9XH88	HG09E6260115	22/12/2023
0017414	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204248	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134832	02UEC9XH88	HG09C7210118	22/12/2023
0017415	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204249	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134882	02UEC9XH88	HG09C7210116	22/12/2023
0017416	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204250	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134881	02UEC9XH88	HG09C7210116	22/12/2023
0017417	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204251	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134860	02QUI21Q88	HG02B5010002	22/12/2023
0017418	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204252	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134851	02UEC9XH88	HG09C7210114	22/12/2023
0017419	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204253	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134859	02UEA6XH88	HG06A5010112	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017420	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204254	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134858	02UEC9XH88	HG09C6210112	22/12/2023
0017421	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204255	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134813	02UEA9XH88	HG09B7190006	22/12/2023
0017422	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204256	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134814	02BCSLAL88	HG00A5010100	22/12/2023
0017423	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204257	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134835	02UEE8XH88	HG08E5080149	22/12/2023
0017424	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204258	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134806	02UEE9XH88	HG09E6260115	22/12/2023
0017425	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204259	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134822	02UEC9XH88	HG09C6210104	22/12/2023
0017426	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204260	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134823	02UED6XH88	HG06C7240002	22/12/2023
0017427	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204261	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134824	02UEC9XH88	HG09C5040132	22/12/2023
0017428	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204262	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134825	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017429	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204263	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134886	02QUI21Q88	HG02C5010008	22/12/2023
0017430	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204264	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134885	02UEC9XH88	HG09C6210102	22/12/2023
0017431	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204265	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134846	02UEC6XH88	HG06C7230118	22/12/2023
0017432	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204266	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134845	02QUI12Q88	HG01C5010008	22/12/2023
0017433	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204267	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134810	02UED6XH88	HG06D6060122	22/12/2023
0017434	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204268	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134812	02UEB6XH88	HG06C5030148	22/12/2023
0017435	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204269	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134789	02UEC9XH88	HG09C6040117	22/12/2023
0017436	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204270	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134790	02UEE6XH88	HG06E5080828	22/12/2023
0017437	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204271	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134864	02UEE8XH88	HG08E6080137	22/12/2023
0017438	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204272	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134865	02UED5XH88	HG05D6260017	22/12/2023
0017439	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204273	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134826	02UEC9XH88	HG09C5040136	22/12/2023
0017440	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204274	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134610	02QUI11Q88	HG01B5010013	22/12/2023
0017441	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204275	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134611	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017442	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204276	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134793	02UEC9XH88	HG09C5040130	22/12/2023
0017443	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204277	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134794	02RADING37	HG01B7260005	22/12/2023
0017444	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204278	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134776	02UEB9XH88	HG09B6030113	22/12/2023
0017445	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204279	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134738	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017446	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204280	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134844	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017447	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204281	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134842	02UEC9XH88	HG09C5040111	22/12/2023
0017448	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204282	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134818	02UEC9XH88	HG09C5040109	22/12/2023
0017449	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204283	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134819	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017450	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204284	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134799	02QUI12Q88	HG01C5010008	22/12/2023
0017451	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204285	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134815	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017452	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204286	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134852	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017453	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204287	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134853	02UED5XH88	HG05D7260009	22/12/2023
0017454	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204288	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134827	02UEC9XH88	HG09C5040103	22/12/2023
0017455	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204289	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134830	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017456	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204290	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134742	02UEB9XH88	HG09B5030111	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017457	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204291	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134788	02UEB9XH88	HG09B6030122	22/12/2023
0017458	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204292	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131907	02UED9XH88	HG09D5060140	22/12/2023
0017459	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204293	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134787	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017460	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204294	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134797	02UEB9XH88	HG09B6190018	22/12/2023
0017461	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204295	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134798	02UEB9XH88	HG09B6190018	22/12/2023
0017462	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204296	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134751	02PEDXXH35	HG07E7290100	22/12/2023
0017463	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204297	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134752	02UEB9XH88	HG09B6030126	22/12/2023
0017464	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204298	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134884	02UEB9XH88	HG09B7190004	22/12/2023
0017465	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204299	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134883	02UEB9XH88	HG09B7190004	22/12/2023
0017466	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204300	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134767	02UEPREH88	HG00A5020100	22/12/2023
0017467	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204301	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134768	02UEB6XH88	HG06B6030134	22/12/2023
0017468	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204302	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134707	02UEB9XH88	HG09B7190008	22/12/2023
0017469	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204303	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134706	02UEB9XH88	HG09B7190008	22/12/2023
0017470	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204304	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134733	02UEB7XH88	HG07B7230012	22/12/2023
0017471	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204305	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134734	02OBSXXH30	HG08E6260015	22/12/2023
0017472	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204306	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134783	02UEB9XH88	HG09B7190012	22/12/2023
0017473	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204307	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134784	02UEB9XH88	HG09B7190012	22/12/2023
0017474	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204308	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134862	02UEB9XH88	HG09B6190014	22/12/2023
0017475	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204309	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134863	02UEB7XH88	HG07B5030144	22/12/2023
0017476	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204310	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134746	02UEB9XH88	HG09B6190016	22/12/2023
0017477	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204311	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134737	02UEB8XH88	HG08B5030144	22/12/2023
0017478	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204312	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131909	02UEB6XH88	HG06B6210018	22/12/2023
0017479	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204313	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131910	02UEE8XH88	HG08E7260027	22/12/2023
0017480	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204314	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134581	02UEB9XH88	HG09B6030126	22/12/2023
0017481	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204315	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134582	02UEB9XH88	HG09B6030126	22/12/2023
0017482	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204316	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134745	02UEB6XH88	HG06B7210010	22/12/2023
0017483	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204317	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134747	02UEA9XH88	HG09A5010128	22/12/2023
0017484	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204318	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134807	02UEB9XH88	HG09B6030130	22/12/2023
0017485	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204319	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134805	02UEB8XH88	HG08B5030140	22/12/2023
0017486	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204320	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134804	02UEC8XH88	HG08C5040201	22/12/2023
0017487	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204321	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134841	02UEC7XH88	HG07C5040105	22/12/2023
0017488	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204322	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134758	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017489	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204323	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134729	02UEB9XH88	HG09B6030134	22/12/2023
0017490	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204324	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134890	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017491	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204325	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134889	02UEB9XH88	HG09B5030103	22/12/2023
0017492	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204326	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134686	02UEC9XH88	HG09C7210116	22/12/2023
0017493	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204327	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134689	02GINXXH30	HG09E5080111	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017494	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204328	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134828	02UEB5XH88	HG05B6030122	22/12/2023
0017495	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204329	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134829	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017496	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204330	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134652	02UEB9XH88	HG09B5030109	22/12/2023
0017497	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204331	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134673	02UED5XH88	HG05D7260011	22/12/2023
0017498	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204332	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134739	02UEB9XH88	HG09B5030136	22/12/2023
0017499	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204333	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134741	02UEB7XH88	HG07B5030146	22/12/2023
0017500	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204334	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134803	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017501	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204335	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134802	02PEDXXH35	HG07E7290100	22/12/2023
0017502	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204336	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134743	02UEA6XH88	HG06A7200120	22/12/2023
0017503	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204337	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134730	02UEB5XH88	HG05B6030134	22/12/2023
0017504	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204338	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131986	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017505	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204339	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131985	02UEA6XH88	HG06A7200114	22/12/2023
0017506	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204340	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134840	02UEB9XH88	HG09B5030144	22/12/2023
0017507	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204341	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134843	02DENH1N99	HGS2C7300201	22/12/2023
0017508	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204342	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134625	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017509	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204343	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134624	02UEB9XH88	HG09B5030146	22/12/2023
0017510	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204344	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134623	02UEA5XH88	HG05A6220208	22/12/2023
0017511	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204345	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134614	02UEA9XH88	HG09A7180124	22/12/2023
0017512	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204346	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134725	02UEA9XH88	HG09A7180124	22/12/2023
0017513	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204347	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134724	02UEA9XH88	HG09A7180124	22/12/2023
0017514	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204348	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134887	02UEB6XH88	HG06B6030124	22/12/2023
0017515	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204349	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134888	02UEA9XH88	HG09A7180122	22/12/2023
0017516	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204350	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134671	02UEA9XH88	HG09A7180120	22/12/2023
0017517	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204351	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134669	02UEA9XH88	HG09A7180120	22/12/2023
0017518	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204352	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134728	02URMXXU53	HG02E5010305	22/12/2023
0017519	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204353	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134691	02UEA9XH88	HG09A7180118	22/12/2023
0017520	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204354	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134705	02RADING37	HG01B7260005	22/12/2023
0017521	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204355	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134704	02UEA9XH88	HG09A7180116	22/12/2023
0017522	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204356	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134719	02UED6XH88	HG06D7240006	22/12/2023
0017523	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204357	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134718	02UEC8XH88	HG08C6040111	22/12/2023
0017524	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204358	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134715	02UEB2PH88	HG02B6320201	22/12/2023
0017525	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204359	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134714	02UEB5XH88	HG05B5030146	22/12/2023
0017526	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204360	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134699	02UEA9XH88	HG09A6180110	22/12/2023
0017527	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204361	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134700	02UEA6XH88	HG06A6200110	22/12/2023
0017528	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204362	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134755	02UEC6XH88	HG06C5040109	22/12/2023
0017529	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204363	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134756	02UEA9XH88	HG09A6180108	22/12/2023
0017530	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204364	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134753	02UEB6XH88	HG06B6030122	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017531	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204365	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134754	02UEC9XH88	HG09C6040115	22/12/2023
0017532	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204366	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134685	02UEE6XH88	HG06E5080401	22/12/2023
0017533	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204367	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134690	02UEA9XH88	HG09A6180106	22/12/2023
0017534	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204368	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134627	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017535	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204369	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134626	02UEC6XH88	HG06C5040107	22/12/2023
0017536	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204370	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134726	02UEB5XH88	HG05B6030124	22/12/2023
0017537	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204371	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134727	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017538	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204372	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134744	02BCSLAL88	HG00A5010100	22/12/2023
0017539	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204373	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134736	02UEE6XH88	HG06E6270101	22/12/2023
0017540	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204374	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134687	02UEA9XH88	HG09A5010113	22/12/2023
0017541	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204375	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131903	02UEA9XH88	HG09A5010138	22/12/2023
0017542	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204376	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131904	02UEC9XH88	HG09C5040128	22/12/2023
0017543	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204377	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131951	02UEA9XH88	HG09A5010134	22/12/2023
0017544	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204378	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131953	02UEA9XH88	HG09A5010134	22/12/2023
0017545	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204379	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134597	02UEC6XH88	HG06C5040113	22/12/2023
0017546	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204380	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134598	02UEB8XH88	HG07C7260004	22/12/2023
0017547	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204381	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134664	02UED8XH88	HG08D5060144	22/12/2023
0017548	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204382	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134665	02UEB2PH88	HG02B6320201	22/12/2023
0017549	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204383	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131898	02UEC9XH88	HG09C6040113	22/12/2023
0017550	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204384	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134617	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017551	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204385	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134616	02UEC8XH88	HG08C5040103	22/12/2023
0017552	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204386	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131942	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017553	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204387	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131943	02UEA6XH88	HG06A6010118	22/12/2023
0017554	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204388	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131895	02UED6XH88	HG06C7240004	22/12/2023
0017555	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204389	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131896	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017556	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204390	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131899	02QUI22Q88	HG02C5010004	22/12/2023
0017557	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204391	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131900	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017558	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204392	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131933	02URP2XQ04	HG02A5010202	22/12/2023
0017559	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204393	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240131935	02UED6XH88	HG06D6060113	22/12/2023
0017560	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204394	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134638	02DENH1N99	HGS2C7300201	22/12/2023
0017561	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204395	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240134639	02UEA9XH88	HG09A5010101	22/12/2023
0017562	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204396	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154032	02UED5XH88	HG05D5060144	22/12/2023
0017563	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204397	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154039	02QUI12Q88	HG01C5010008	22/12/2023
0017564	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204398	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154040	02UEB5XH88	HG05B5030144	22/12/2023
0017565	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204399	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154051	02UEA1PH88	HG01A6230100	22/12/2023
0017566	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204400	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154048	02UEB5XH88	HG05B5030140	22/12/2023
0017567	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204401	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154021	02UEB5XH88	HG05B5030138	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017568	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204402	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154022	02UEB5XH88	HG05B5030136	22/12/2023
0017569	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204403	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154042	02UEB5XH88	HG05B6030134	22/12/2023
0017570	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204404	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154044	02UEB5XH88	HG05B6030132	22/12/2023
0017571	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204405	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154055	02UEB5XH88	HG05B6030130	22/12/2023
0017572	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204406	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154056	02UED6XH88	HG06D6060130	22/12/2023
0017573	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204407	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154037	02UED9XH88	HG09D5060109	22/12/2023
0017574	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204408	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154033	02UEB5XH88	HG05C5030103	22/12/2023
0017575	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204409	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154030	02UEC6XH88	HG06C6230102	22/12/2023
0017576	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204410	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154031	02UED6XH88	HG06D5060111	22/12/2023
0017577	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204411	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154034	02UEE8XH88	HG08E6080139	22/12/2023
0017578	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204412	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154036	02UED6XH88	HG06D6240018	22/12/2023
0017579	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204413	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154023	02UEC9XH88	HG09C7210118	22/12/2023
0017580	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204414	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154024	02UED6XH88	HG06D6060128	22/12/2023
0017581	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204415	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154038	02UEB5XH88	HG05B6030124	22/12/2023
0017582	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204416	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154049	02UEB5XH88	HG05B6230105	22/12/2023
0017583	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204417	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154047	02UEB5XH88	HG05B6230107	22/12/2023
0017584	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204418	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154008	02UEB5XH88	HG05B7230101	22/12/2023
0017585	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204419	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154062	02UEB7XH88	HG07B5030140	22/12/2023
0017586	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204420	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154098	02UEC9XH88	HG09C7210120	22/12/2023
0017587	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204421	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154099	02UEA1PH88	HG01A6230100	22/12/2023
0017588	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204422	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154107	02UED5XH88	HG05C7260003	22/12/2023
0017589	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204423	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154106	02UEE9XH88	HG09E6080123	22/12/2023
0017590	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204424	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154041	02QUI11Q88	HG01B5010013	22/12/2023
0017591	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204425	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240153995	02UEC5XH88	HG05C5040130	22/12/2023
0017592	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204426	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154018	02UEC5XH88	HG05C5040101	22/12/2023
0017593	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204427	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154020	02UEC5XH88	HG05C5040128	22/12/2023
0017594	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204428	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154015	02UEC5XH88	HG05C5040103	22/12/2023
0017595	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204429	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154028	02UEA9XH88	HG09A7180118	22/12/2023
0017596	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204430	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154045	02UEC5XH88	HG05C5040105	22/12/2023
0017597	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204431	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154029	02UEB8XH88	HG08B5030136	22/12/2023
0017598	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204432	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154046	02UEB6XH88	HG06B5030111	22/12/2023
0017599	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204433	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154010	02DENH1N99	HGS2C7300201	22/12/2023
0017600	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204434	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240153996	02NMLXXH26	HG05C5040109	22/12/2023
0017601	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204435	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240254060	02UEC5XH88	HG05C5040111	22/12/2023
0017602	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204436	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154061	02DIAXXZ25	HG06A5010101	22/12/2023
0017603	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204437	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154066	02UEB5XH88	HG05B7230101	22/12/2023
0017604	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204438	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154065	02UEB9XH88	HG09B5030109	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017605	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204439	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154016	02UEB7XH88	HG07B5030136	22/12/2023
0017606	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204440	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154017	02UEC9XH88	HG09C7210118	22/12/2023
0017607	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204441	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154058	02UEC8XH88	HG08C6040117	22/12/2023
0017608	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204442	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240153993	02UEE8XH88	HG08E6080127	22/12/2023
0017609	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204443	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240153994	02UEE8XH88	HG08E7260003	22/12/2023
0017610	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204444	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154059	02UEHABH88	HG09A5010301	22/12/2023
0017611	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204445	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154000	02UEA7XH88	HG07A5010103	22/12/2023
0017612	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204446	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154002	02UEC6XH88	HG06C5040132	22/12/2023
0017613	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204447	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154027	02DENH1N99	HGS2C7300201	22/12/2023
0017614	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204448	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154026	02UEC5XH88	HG05C6250110	22/12/2023
0017615	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204449	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154071	02UEC6XH88	HG06C6230106	22/12/2023
0017616	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204450	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154072	02INPMCS80	HG00B6310205	22/12/2023
0017617	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204451	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154064	02UEC5XH88	HG05C7250114	22/12/2023
0017618	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204452	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154069	02INPMCS80	HG00B6310205	22/12/2023
0017619	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204453	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240153997	02UEB5XH88	HG05B6030113	22/12/2023
0017620	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204454	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154019	02UED9XH88	HG09D7220008	22/12/2023
0017621	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204455	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154090	02UEA9XH88	HG09A6010119	22/12/2023
0017622	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204456	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154091	02UEC5XH88	HG05C7250123	22/12/2023
0017623	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204457	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154094	02UED9XH88	HG09D7220006	22/12/2023
0017624	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204458	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154096	02UEC5XH88	HG05C7250124	22/12/2023
0017625	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204459	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154082	02UEA9XH88	HG09A6010119	22/12/2023
0017626	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204460	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154014	02DENH1N99	HGS2C7300201	22/12/2023
0017627	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204461	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154079	02DENH1N99	HGS2C7300201	22/12/2023
0017628	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204462	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154110	02DENH1N99	HGS2C7300201	22/12/2023
0017629	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204463	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154111	02QUI1XQ88	HG01B5010002	22/12/2023
0017630	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204464	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154013	02UEB5XH88	HG05C5030301	22/12/2023
0017631	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204465	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154095	02URMXXU53	HG02E6010324	22/12/2023
0017632	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204466	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154092	02HDPXXD88	HG00D6260305	22/12/2023
0017633	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204467	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154086	02URMXXU53	HG02E6010326	22/12/2023
0017634	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204468	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154085	02URMXXU53	HG02E6010326	22/12/2023
0017635	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204469	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154081	02UEE9XH88	HG09E7260121	22/12/2023
0017636	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204470	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154080	02UEC8XH88	HG08C5040301	22/12/2023
0017637	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204471	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154100	02UEB2PH88	HG02B6320201	22/12/2023
0017638	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204472	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154097	02URMXXU53	HG02E6010330	22/12/2023
0017639	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204473	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154077	02UEB9XH88	HG09B6030128	22/12/2023
0017640	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204474	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154052	02UED6XH88	HG06D7240006	22/12/2023
0017641	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204475	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154050	02UEB7XH88	HG07B7230004	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017642	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204476	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154004	02UEB2PH88	HG02B6320201	22/12/2023
0017643	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204477	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154078	02INPMCS80	HG07A5010134	22/12/2023
0017644	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204478	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154063	02INPMCS80	HG02D5080002	22/12/2023
0017645	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204479	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154104	02UEA1PH88	HG01A6230100	22/12/2023
0017646	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204480	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154003	02UEA1PH88	HG01A6230100	22/12/2023
0017647	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204481	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154043	02URP1XQ04	HG01A6230100	22/12/2023
0017648	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204482	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154105	02UEA1PH88	HG01A6230100	22/12/2023
0017649	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204483	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154144	02UEA1PH88	HG01A6230100	22/12/2023
0017650	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204484	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154145	02UEA1PH88	HG01A6230100	22/12/2023
0017651	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204485	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154122	02UEE6XH88	HG06E6080816	22/12/2023
0017652	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204486	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154009	02UEA7XH88	HG07A7220114	22/12/2023
0017653	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204487	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154001	02UED5XH88	HG05D5060150	22/12/2023
0017654	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204488	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154007	02UED6XH88	HG06D5060150	22/12/2023
0017655	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204489	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154073	02UEA6XH88	HG06A6010116	22/12/2023
0017656	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204490	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154006	02UEA1PH88	HG01A6230100	22/12/2023
0017657	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204491	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154088	02DENH1N99	HGS2C7300201	22/12/2023
0017658	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204492	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154087	02UEE8XH88	HG09D5060147	22/12/2023
0017659	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204493	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154074	02MANIXS80	HGS2E5010001	22/12/2023
0017660	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204494	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154083	02URP2XQ04	HG02A5010202	22/12/2023
0017661	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204495	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154121	02UEE6XH88	HG06E5080834	22/12/2023
0017662	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204496	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154012	02UEC7XH88	HG07C7250110	22/12/2023
0017663	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204497	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154195	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017664	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204498	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154196	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017665	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204499	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154115	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017666	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204500	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154114	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017667	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204501	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154162	02UED9XH88	HG09D6060122	22/12/2023
0017668	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204502	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154161	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017669	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204503	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154170	02UEB6XH88	HG06B6030113	22/12/2023
0017670	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204504	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154169	02UEB2PH88	HG02B6320201	22/12/2023
0017671	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204505	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154159	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017672	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204506	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154160	02NRCXXH27	HG08D7230008	22/12/2023
0017673	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204507	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154181	02UED6XH88	HG06D6060124	22/12/2023
0017674	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204508	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154182	02UED5XH88	ALM_EXT	22/12/2023
0017675	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204509	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154163	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017676	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204510	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154164	02MANIXS80	HG01C7280000	22/12/2023
0017677	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204511	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154131	02UEC6XH88	HG06C6040117	22/12/2023
0017678	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204512	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154185	02UEA6XH88	HG06A7200116	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017679	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204513	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154089	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017680	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204514	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154093	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017681	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204515	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154137	02UEC8XH88	HG08C7220124	22/12/2023
0017682	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204516	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154126	02UED5XH88	HG05D5060109	22/12/2023
0017683	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204517	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154187	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017684	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204518	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154188	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017685	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204519	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154118	02UEA9XH88	HG09A5010103	22/12/2023
0017686	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204520	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154123	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017687	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204521	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154197	02UEB9XH88	HG09B6190016	22/12/2023
0017688	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204522	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154198	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017689	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204523	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154167	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017690	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204524	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154168	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017691	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204525	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154193	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017692	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204526	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154194	02URP2XQ04	HG02A5010201	22/12/2023
0017693	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204527	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154191	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017694	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204528	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154192	02UEC9XH88	HG09C6040117	22/12/2023
0017695	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204529	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154053	02BCSLAL88	HG00A5010100	22/12/2023
0017696	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204530	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154054	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017697	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204531	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154173	02UEE9XH88	HG09E6260107	22/12/2023
0017698	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204532	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154175	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017699	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204533	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154025	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017700	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204534	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154035	02UEA9XH88	HG09A5010109	22/12/2023
0017701	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204535	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154157	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017702	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204536	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154158	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017703	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204537	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154176	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017704	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204538	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154177	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017705	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204539	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154179	02URP2XQ04	HG02A5010201	22/12/2023
0017706	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204540	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154180	02UED9XH88	HG09D6220016	22/12/2023
0017707	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204541	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154172	02QUI21Q88	HG02B5010002	22/12/2023
0017708	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204542	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154174	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017709	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204543	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154189	02UED9XH88	HG09D6220014	22/12/2023
0017710	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204544	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154190	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017711	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204545	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154147	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017712	CAMA ELECTRICA HOSPITALIZACION	1204546	LINET	ESSENZA 300 LAT	20240154148	02INPMCS80	ALM_EXT	22/12/2023
0017713	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204555	LINET	MULTICARE X	20230288573	02UEA4XH88	HG04A5010106	22/12/2023
0017714	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204556	LINET	MULTICARE X	20230288580	02UEA4XH88	HG04A6230408	22/12/2023
0017715	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204557	LINET	MULTICARE X	20230288582	02UEA4XH88	HG04A5010401	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017716	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204558	LINET	MULTICARE X	20230288604	02UEA4XH88	HG04A6010109	22/12/2023
0017717	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204559	LINET	MULTICARE X	20230288600	02UEE4XH88	HG04E6080310	22/12/2023
0017718	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204560	LINET	MULTICARE X	20230288601	02UEA4XH88	HG04A6230413	22/12/2023
0017719	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204561	LINET	MULTICARE X	20230288592	02UEA4XH88	HG04A7230415	22/12/2023
0017720	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204562	LINET	MULTICARE X	20230288564	02UEA4XH88	HG04A6010109	22/12/2023
0017721	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204563	LINET	MULTICARE X	20230288588	02UEA4XH88	HG04A6230412	22/12/2023
0017722	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204564	LINET	MULTICARE X	20230288596	02UEA4XH88	HG04A6230413	22/12/2023
0017723	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204565	LINET	MULTICARE X	20230288599	02UEB4XH88	HG04B6230208	22/12/2023
0017724	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204566	LINET	MULTICARE X	20230280040	02CAR1XP08	HG01D7300006	22/12/2023
0017725	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204567	LINET	MULTICARE X	20230280043	02UEA4XH88	HG04A5010107	22/12/2023
0017726	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204568	LINET	MULTICARE X	20230288595	02UEA4XH88	HG04A6230408	22/12/2023
0017727	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204569	LINET	MULTICARE X	20230280066	02UEB4XH88	HG04B5030120	22/12/2023
0017728	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204570	LINET	MULTICARE X	20230280047	02UEB4XH88	HG04B5030119	22/12/2023
0017729	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204571	LINET	MULTICARE X	20230280062	02UEB4XH88	HG04B6230203	22/12/2023
0017730	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204572	LINET	MULTICARE X	20230280065	02UEB4XH88	HG04B5030117	22/12/2023
0017731	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204573	LINET	MULTICARE X	20230280036	02UEB4XH88	HG04B7230201	22/12/2023
0017732	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204574	LINET	MULTICARE X	20230280060	02UEA4XH88	HG04C6250410	22/12/2023
0017733	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204575	LINET	MULTICARE X	20230280045	02UED4XH88	HG04D5060116	22/12/2023
0017734	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204576	LINET	MULTICARE X	20230288579	02UEC4XH88	HG04C6250411	22/12/2023
0017735	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204577	LINET	MULTICARE X	20230288602	02UEB4XH88	HG04B6030112	22/12/2023
0017736	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204578	LINET	MULTICARE X	20230288558	02UEB4XH88	HG04B6030111	22/12/2023
0017737	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204579	LINET	MULTICARE X	20230288598	02UEB4XH88	HG04B5030301	22/12/2023
0017738	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204580	LINET	MULTICARE X	20230288583	02UEA4XH88	HG04A5010103	22/12/2023
0017739	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204581	LINET	MULTICARE X	20230288587	02UEA4XH88	HG04A5010104	22/12/2023
0017740	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204582	LINET	MULTICARE X	20230288593	02UEA4XH88	HG04A5010105	22/12/2023
0017741	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204583	LINET	MULTICARE X	20230288603	02UEA4XH88	HG04A6230409	22/12/2023
0017742	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204584	LINET	MULTICARE X	20230288591	02UEA4XH88	HG04A5010105	22/12/2023
0017743	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204585	LINET	MULTICARE X	20230288590	02UEA4XH88	HG04A5010102	22/12/2023
0017744	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204586	LINET	MULTICARE X	20230288606	02UEA4XH88	HG04A5010101	22/12/2023
0017745	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204587	LINET	MULTICARE X	20230288605	02UEA4XH88	HG04A5010108	22/12/2023
0017746	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204588	LINET	MULTICARE X	20230280070	02UEB4XH88	HG04B6030401	22/12/2023
0017747	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204589	LINET	MULTICARE X	20230280058	02UEB4XH88	HG04B6030110	22/12/2023
0017748	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204590	LINET	MULTICARE X	20230280041	02UEB4XH88	HG04B6030501	22/12/2023
0017749	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204591	LINET	MULTICARE X	20230280063	02UEB4XH88	HG04B6030110	22/12/2023
0017750	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204592	LINET	MULTICARE X	20230280071	02UEB4XH88	HG04B6230207	22/12/2023
0017751	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204593	LINET	MULTICARE X	20230280055	02UEB4XH88	HG04B6230206	22/12/2023
0017752	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204594	LINET	MULTICARE X	20230280052	02UEB4XH88	HG04B6230205	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017753	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204595	LINET	MULTICARE X	20230280051	02UEB4XH88	HG04B6230204	22/12/2023
0017754	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204596	LINET	MULTICARE X	20230280067	02UEC4XH88	HG04C6250412	22/12/2023
0017755	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204597	LINET	MULTICARE X	20230280034	02UEB4XH88	HG04B6030111	22/12/2023
0017756	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204598	LINET	MULTICARE X	20230280068	02UEB4XH88	HG04B5030113	22/12/2023
0017757	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204599	LINET	MULTICARE X	20230288581	02UEC4XH88	HG04C5040101	22/12/2023
0017758	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204600	LINET	MULTICARE X	20230288586	02UEC4XH88	HG04C7250416	22/12/2023
0017759	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204601	LINET	MULTICARE X	20230288597	02UEC4XH88	HG04C5040103	22/12/2023
0017760	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204602	LINET	MULTICARE X	20230288589	02UEC4XH88	HG04C5040104	22/12/2023
0017761	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204603	LINET	MULTICARE X	20230288585	02QUI21Q88	HG02C5010008	22/12/2023
0017762	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204604	LINET	MULTICARE X	20230288594	02UEC4XH88	HG04C5040106	22/12/2023
0017763	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204605	LINET	MULTICARE X	20230288577	02UEC4XH88	HG04C5040107	22/12/2023
0017764	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204606	LINET	MULTICARE X	20230288575	02UEC4XH88	HG04C5040501	22/12/2023
0017765	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204607	LINET	MULTICARE X	20230288576	02UEC4XH88	HG04C5040108	22/12/2023
0017766	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204608	LINET	MULTICARE X	20230288584	02UED4XH88	HG04D6060110	22/12/2023
0017767	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204609	LINET	MULTICARE X	20230288574	02UEC4XH88	HG04C6040109	22/12/2023
0017768	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204610	LINET	MULTICARE X	20230288569	02UEC4XH88	HG04C6040301	22/12/2023
0017769	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204611	LINET	MULTICARE X	20230288570	02UEC4XH88	HG04C6040110	22/12/2023
0017770	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204612	LINET	MULTICARE X	20230280064	02UEE4XH88	HG04E6290203	22/12/2023
0017771	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204613	LINET	MULTICARE X	20230280057	02QUI11Q88	HG01B5010013	22/12/2023
0017772	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204614	LINET	MULTICARE X	20230280033	02UEE4XH88	HG04E6290202	22/12/2023
0017773	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204615	LINET	MULTICARE X	20230280054	02UEE4XH88	HG04E5080320	22/12/2023
0017774	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204616	LINET	MULTICARE X	20230280039	02UEE4XH88	HG04E6290205	22/12/2023
0017775	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204617	LINET	MULTICARE X	20230280044	02UEE4XH88	HG04E5080317	22/12/2023
0017776	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204618	LINET	MULTICARE X	20230280056	02UEE4XH88	HG04E6290205	22/12/2023
0017777	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204619	LINET	MULTICARE X	20230280053	02UEE4XH88	HG04E6080316	22/12/2023
0017778	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204620	LINET	MULTICARE X	20230280049	02UEE4XH88	HG04E6080316	22/12/2023
0017779	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204621	LINET	MULTICARE X	20230280042	02UEE4XH88	HG04A5010108	22/12/2023
0017780	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204622	LINET	MULTICARE X	20230280050	02UEB4XH88	HG04B6230206	22/12/2023
0017781	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204623	LINET	MULTICARE X	20230280059	02UEE4XH88	HG04E6080312	22/12/2023
0017782	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204624	LINET	MULTICARE X	20230280038	02UEE4XH88	HG04E6080312	22/12/2023
0017783	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204625	LINET	MULTICARE X	20230280032	02UEE4XH88	HG04E5080302	22/12/2023
0017784	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204626	LINET	MULTICARE X	20230280028	02QUI12Q88	HG01C5010008	22/12/2023
0017785	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204627	LINET	MULTICARE X	20230280061	02UEE4XH88	HG04E5080401	22/12/2023
0017786	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204628	LINET	MULTICARE X	20230280037	02UEE4XH88	HG04E6290202	22/12/2023
0017787	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204629	LINET	MULTICARE X	20230280035	02QUI11Q88	HG01B5010013	22/12/2023
0017788	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204630	LINET	MULTICARE X	20230280029	02QUI11Q88	HG01B5010013	22/12/2023
0017789	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204631	LINET	MULTICARE X	20230280030	02UEE4XH88	HG04E6290205	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017790	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204632	LINET	MULTICARE X	20230280031	02UEE4XH88	HG04E5080319	22/12/2023
0017791	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204633	LINET	MULTICARE X	20230280027	02UEC4XH88	HG04C6250409	22/12/2023
0017792	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204634	LINET	MULTICARE X	20230280069	02UEC4XH88	HG04C6250408	22/12/2023
0017793	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204635	LINET	MULTICARE X	20230280048	02UEC4XH88	HG04C6250410	22/12/2023
0017794	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204636	LINET	MULTICARE X	20230280025	02UEC4XH88	HG04C5040401	22/12/2023
0017795	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204637	LINET	MULTICARE X	20230280046	02UEC4XH88	HG04C6250412	22/12/2023
0017796	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204638	LINET	MULTICARE X	20230280072	02UEC4XH88	HG04C6250413	22/12/2023
0017797	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204639	LINET	MULTICARE X	20230280026	02UEC4XH88	HG04C6250414	22/12/2023
0017798	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204640	LINET	MULTICARE X	20230288546	02UEC4XH88	HG04C7250415	22/12/2023
0017799	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204641	LINET	MULTICARE X	20230288553	02UEB4XH88	HG04B5030115	22/12/2023
0017800	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204642	LINET	MULTICARE X	20230288559	02UED4XH88	HG04D5060118	22/12/2023
0017801	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204643	LINET	MULTICARE X	20230288568	02UED4XH88	HG04D5060113	22/12/2023
0017802	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204644	LINET	MULTICARE X	20230288557	02UED4XH88	HG04D6060111	22/12/2023
0017803	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204645	LINET	MULTICARE X	20230288566	02UED4XH88	HG04D5060117	22/12/2023
0017804	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204646	LINET	MULTICARE X	20230288578	02UED4XH88	HG04D6250207	22/12/2023
0017805	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204647	LINET	MULTICARE X	20230288551	02UEC4XH88	HG04C6250413	22/12/2023
0017806	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204648	LINET	MULTICARE X	20230288554	02UED4XH88	HG04D5060114	22/12/2023
0017807	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204649	LINET	MULTICARE X	20230288549	02UED4XH88	HG04D5060114	22/12/2023
0017808	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204650	LINET	MULTICARE X	20230288562	02UED4XH88	HG04D5060113	22/12/2023
0017809	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204651	LINET	MULTICARE X	20230288565	02UED4XH88	HG04D6060401	22/12/2023
0017810	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204652	LINET	MULTICARE X	20230288567	02UED4XH88	HG04D6250208	22/12/2023
0017811	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204653	LINET	MULTICARE X	20230288552	02UED4XH88	HG04D7250202	22/12/2023
0017812	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204654	LINET	MULTICARE X	20230288563	02UED4XH88	HG04D6250203	22/12/2023
0017813	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204655	LINET	MULTICARE X	20230288547	02UED4XH88	HG04D6060112	22/12/2023
0017814	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204656	LINET	MULTICARE X	20230288560	02UED4XH88	HG04D5060115	22/12/2023
0017815	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204657	LINET	MULTICARE X	20230288555	02UED4XH88	HG04D6250206	22/12/2023
0017816	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204658	LINET	MULTICARE X	20230288561	02UED4XH88	HG04D6250205	22/12/2023
0017817	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204659	LINET	MULTICARE X	20230288571	02UED4XH88	HG04D6060110	22/12/2023
0017818	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204660	LINET	MULTICARE X	20230288572	02UED4XH88	HG04D6060111	22/12/2023
0017819	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204661	LINET	MULTICARE X	20230288548	02UED4XH88	HG04D6060501	22/12/2023
0017820	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204662	LINET	MULTICARE X	20230288556	02UEC4XH88	HG04C5040106	22/12/2023
0017821	CAMA ELECTRICA CRITICOS	1204663	LINET	MULTICARE X	20230288550	02UED4XH88	HG04D7250201	22/12/2023
0017822	CUNA ELECTRICA PEDIATRIA	1205035	LINET	TOM 2	20240174200	02UEE6XH88	HG06E5080834	22/12/2023
0017823	CUNA ELECTRICA PEDIATRIA	1205036	LINET	TOM 2	20240174208	02UEE6XH88	HG06E5080832	22/12/2023
0017824	CUNA ELECTRICA PEDIATRIA	1205037	LINET	TOM 2	20240174209	02UEE7XH88	HG07E6080121	22/12/2023
0017825	CUNA ELECTRICA PEDIATRIA	1205038	LINET	TOM 2	20240174214	02UEE6XH88	HG06E5080828	22/12/2023
0017826	CUNA ELECTRICA PEDIATRIA	1205039	LINET	TOM 2	20240174202	02UEE6XH88	HG06E5080828	22/12/2023

Código	Nombre	Código patrimonial	Marca	Modelo	Nº serie	Código GFH	Código Área	Fecha pue. servicio
0017827	CUNA ELECTRICA PEDIATRIA	1205040	LINET	TOM 2	20240174211	02UEE7XH88	HG07E6080200	22/12/2023
0017828	CUNA ELECTRICA PEDIATRIA	1205041	LINET	TOM 2	20240174207	02UEE6XH88	HG06E5080107	22/12/2023
0017829	CUNA ELECTRICA PEDIATRIA	1205042	LINET	TOM 2	20240174212	02UEE7XH88	HG07E6080129	22/12/2023
0017830	CUNA ELECTRICA PEDIATRIA	1205043	LINET	TOM 2	20240174203	02UEE7XH88	HG07E5080155	22/12/2023
0017831	CUNA ELECTRICA PEDIATRIA	1205044	LINET	TOM 2	20240174213	02UEE6XH88	HG06E6080701	22/12/2023
0017832	CUNA ELECTRICA PEDIATRIA	1205045	LINET	TOM 2	20240174215	02UEE7XH88	HG07E5080143	22/12/2023
0017833	CUNA ELECTRICA PEDIATRIA	1205046	LINET	TOM 2	20240174201	02UEE7XH88	HG07E5080145	22/12/2023
0017834	CUNA ELECTRICA PEDIATRIA	1205047	LINET	TOM 2	20240174210	02UEE6XH88	HG06E5080822	22/12/2023
0017835	CUNA ELECTRICA PEDIATRIA	1205048	LINET	TOM 2	20240174205	02UEE7XH88	HG07E7290004	22/12/2023
0017836	CUNA ELECTRICA PEDIATRIA	1205049	LINET	TOM 2	20240174206	02UEE7XH88	HG07E6080139	22/12/2023
0017837	CUNA ELECTRICA PEDIATRIA	1205050	LINET	TOM 2	20240174204	02UEE7XH88	HG07E6080137	22/12/2023
P-15302	CAMA ARTICULADA PARTOS	1125058	LINET	AVE 2	PPB3883	02URMXXU53	HG02E5010305	17/03/2022 *
P-15303	CAMA ARTICULADA PARTOS	1125057	LINET	AVE 2	PPB3881	02URMXXU53	HG02E5010344	17/03/2022 *
P-15305	CAMA ARTICULADA PARTOS	1125056	LINET	AVE 2	PPB3882	02PARXXQ30	HG02E6010334	17/03/2022 *
P-15307	CAMA ARTICULADA PARTOS	1125059	LINET	AVE 2	PPB3880	02PARXXQ30	HG02E5010338	17/03/2022 *
P-15331	CAMA ARTICULADA PARTOS	1125053	LINET	AVE 2	PPB3879	02PARXXQ30	HG02E6010322	17/03/2022 *
P-15335	CAMA ARTICULADA PARTOS	1125054	LINET	AVE 2	PPB3878	02PARXXQ30	HG02E6010336	17/03/2022 *
P-15336	CAMA ARTICULADA PARTOS	1125055	LINET	AVE 2	PPB3884	02URMXXU53	HG02E5010340	17/03/2022 *

*: Garantía extendida de 5 años