

INFORME TÉCNICO PACU 2022-1-19

Se adjunta el informe solicitado con las principales diferencias encontradas.

REQUERIMIENTOS	DiaSorin	Laboratorios Rhogen
Detección de dos genes del SARS-Cov2: un gen estructural gen S y un gen no estructural gen ORF1ab.	CUMPLE	NO CUMPLE. Detecta los genes N y E. Este requerimiento es muy importante
Sistema sin necesidad de manipulación previa de la muestra	CUMPLE	NO CUMPLE. Requiere una extracción previa de los ácidos nucleicos en la muestra antes de realizar los procesos de amplificación y detección
Reactivo suministrado individualizado, es decir un vial por muestra procesada	CUMPLE	NO CUMPLE. Presentación en microplaca de 96 pocillos para la extracción /lisis y de 96 con presentación mínima de 8 pocillos para la amplificación detección
Tiempo de preparación del ensayo inferior a 2 minutos	CUMPLE	NO CUMPLE. Supera los 15 minutos
Capacidad para procesar diferentes tipos de muestra: exudado nasofaríngeo, aspirados nasales, frotis nasales y saliva	CUMPLE	NO CUMPLE. Solo validada para ex. Nasofaríngeos y saliva recogidas en los medios BYOSINEX que no son los que utilizamos en este hospital
Trazabilidad total del proceso mediante códigos de barra (reactivo, fungible y muestras).	CUMPLE	NO CUMPLE