

EXPEDIENTE N° 2016-0-57

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE APÓSITOS, COMPRESAS Y GASAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE".

El presente pliego de Prescripciones Técnicas, de acuerdo con el artículo 116 del RDL 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público, forma parte del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para la adquisición del **SUMINISTRO DE APÓSITOS, COMPRESAS Y GASAS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO "12 DE OCTUBRE"**.

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
1	014046	APÓSITO SIN TEJER ESTÉRIL PARA PLANTA 7.5x7.5 CM <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril. • Gramaje mínimo: 30 gr/m². • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 15 x15 cm. • Plegada a 4 capas. • Medidas finales: 7.5 x 7.5 cm. • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ia Estéril" o "Ila Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 5 apósitos.
2	014008	APÓSITO PARA CURAS Y APLICACIONES POSTQUIRÚRGICAS ESTÉRIL 10x10 CM <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril. • Gramaje mínimo: 30 gr/m². • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 20 x 20 cm. • Plegada a 4 capas. • Medidas finales: 10 x 10 cm. • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ila Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 10 apósitos.
3	014020	APOSITO PARA QUIROFANO CON CONTRASTE RADIOLOGICO ESTERIL DE 10x10 CM <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril, con control radiológico. • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Capacidad de absorción mínima de 900%. • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²).

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
		<ul style="list-style-type: none"> • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 20 x 20 cm. • Plegada a 4 capas. • Medidas finales: 10 x 10 cm. • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "IIa Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 10 apósitos.
4	014019	APOSITO PARA QUIROFANO Y CURAS POSTQUIRURGICAS ESTERIL DE 10x10 CM <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril. • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Capacidad de absorción mínima de 900%. • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 20 x 20 cm. • Plegada a 4 capas. • Medidas finales: 10 x 10 cm. • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "IIa Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 10 apósitos.
5	014009	APÓSITO SIN TEJER PARA PLANTA Y CURAS POSTQUIRÚRGICAS ESTÉRIL 10X20 CM <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril. • Gramaje mínimo: 30 gr/m². • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 20 x 40 cm. • Plegada a 4 capas. • Medidas finales: 10 x 20 cm. • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "IIa Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 2 apósitos.
6	014025	APÓSITO PARA QUIROFANO CON CONTRASTE RADIOLOGICO ESTERIL DE 50x50 CM <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril, con control radiológico. • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Capacidad de absorción mínima de 900%. • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²).

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
		<ul style="list-style-type: none"> • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 80 x 45 cm. • Plegada a 16 capas. • Medidas finales: 10 x 20 cm. • Al desplegar el Apósito en su primer pliegue, se ha de poder realizar en sentido longitudinal, de tal forma que las medidas aproximadas tras desplegar por primera vez sean 10cm x 45cm aprox. (para favorecer su manejabilidad en Campo Quirúrgico). • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "IIa Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 6 apósitos.
7	014018	<p>APÓSITO PARA QUIROFANO ESTERIL DE 50x50</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril. • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Capacidad de absorción mínima de 900%. • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 80 x 45 cm. • Plegada a 16 capas. • Medidas finales: 10 x 20 cm. • Al desplegar el Apósito en su primer pliegue, se ha de poder realizar en sentido longitudinal, de tal forma que las medidas aproximadas tras desplegar por primera vez sean 10cm x 45cm aprox. (para favorecer su manejabilidad en Campo Quirúrgico). • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "IIa Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 6 apósitos.
8	014049	<p>APÓSITO PARA QUIROFANO - ANESTESIA ESTERIL DE 50x50 VERDE (COMPRESA)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sobre de papel mixto que contenga 6 compresas remalladas estériles. • Medidas del sobre: 32 X 15 cm. aproximadamente. • Color de la compresa: verde. • Número de capas: 4 capas. • Número de hilos: 17 / cm². Mínimo. • Corte: 50 x 50 cm. aproximadamente. • Plegado: sobre sí misma a la mitad, de 25 x 12 cm. aproximadamente. • La colocación de las compresas dentro del sobre será: 5 compresas en un sentido y la 6ª envolviendo a las otras en sentido contrario (en bocadillo). • Composición: algodón 100 %. Tejido rectilíneo. • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Los sobres llevarán testigo exterior de esterilización. • Facilidad de apertura del sobre (pestaña lateral)

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
9	014023	<p>GASA 16X25 Y COMPRESA 60X40 VERDE:</p> <p><u>GASA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Color: verde. • Número de hilos: 13 / cm². Mínimo. • Corte: 16 x 25 cm. aproximadamente. • Plegado: 10 x 6 cm. aproximadamente. • Composición: algodón 100 %. Tejido rectilíneo. • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Los sobres llevarán testigo exterior de esterilización. • Facilidad de apertura del sobre (pestaña lateral). <p><u>COMPRESA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Color: verde. • Número de hilos: 15 / cm² mínimo. • Corte: 60 x 40 cm. aproximadamente. • Plegado: <u>En forma de libro</u>. 22 x 10 cm. Aproximadamente. • Composición: algodón 100 %. Tejido rectilíneo. • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Los sobres llevarán testigo exterior de esterilización. • Facilidad de apertura del sobre (pestaña lateral). <p>Presentación: sobre de papel mixto con 10 gasas y 2 compresas.</p>
10	014044	<p>APÓSITO PARA QUIRÓFANO ESTÉRIL CIRUGIA PEDIÁTRICA ESTERIL 33X33</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Capacidad de absorción mínima de 900%. • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 40 x 40 cm. • Plegada a 8 capas. • Medidas finales: 10 x 20 cm. • Al desplegar el Apósito en su primer pliegue, se ha de poder realizar en sentido longitudinal, de tal forma que las medidas aproximadas tras desplegar por primera vez sean 10cm x 40cm aprox. (para favorecer su manejabilidad en Campo Quirúrgico). • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ila Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 5 apósitos.
11	014045	<p>APÓSITO PARA PARTOS ESTERIL 50X50</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Capacidad de absorción mínima de 900%.

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
14		<ul style="list-style-type: none"> Gramaje mínimo: 50 gr/m². Capacidad de absorción mínima de 900%. Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. Medidas de corte: 15 x15 cm. Plegada: 4capas. Medidas finales: 1 x 7.5 cm. Método de esterilización por vapor. Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. Exento de látex. Certificación de clase "Ila Quirúrgico". Envase de fácil apertura estéril con 1 apósito.

Las medidas son aproximadas con una tolerancia de ± 5 %.

MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS PRODUCTOS: (SI)
10 sobres o unidades (según el caso) por lote

No obstante, y durante el período de evaluación técnica de los productos ofertados, se podrán solicitar más muestras, en aquellos casos que se considere necesario, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del producto.

*Las muestras se entregarán en el Almacén General **separadas** del resto de documentación del expediente.*


Madrid, a 6 de septiembre de 2016.

LA DIRECTORA GERENTE,

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González.


Hospital Universitario
12 de Octubre
Comunidad de Madrid
SaludMadrid
UNIDAD DE CONTRATACIÓN

LOTE	CODIGO ARTICULO	ARTICULO (DESCRIPCION TECNICA)
		<ul style="list-style-type: none"> • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 80 x 45 cm. • Plegada a 16 capas. • Medidas finales: 10 x 20 cm. • Al desplegar el Apósito en su primer pliegue, se ha de poder realizar en sentido longitudinal, de tal forma que las medidas aproximadas tras desplegar por primera vez sean 10cm x 45cm aprox. (para favorecer su manejabilidad en Campo Quirúrgico). • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ila Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 2 apósitos.
12	014005	<p>APÓSITO SIN TEJER NO ESTÉRIL PARA PLANTA 7.5x7.5</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer no estéril. • Gramaje mínimo: 30 gr /cm² • No desprendimiento de partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 15 x15 cm. • Plegada 4 capas • Medidas finales: 7.5 x 7.5 cm. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Envase: continente no estéril de 100 apósitos.
13		<p>APÓSITO PARA QUIROFANO CON CONTRASTE RADIOLÓGICO ESTERIL DE 7,5x7,5cm PARA USO EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril con contraste radiológico y una cinta tipo lazo entre 10-20cm • Gramaje mínimo: 50 gr/m². • Capacidad de absorción mínima de 900%. • Mínimo desprendimiento de Partículas (Máx. 2,5 g/m²). • Que no se deshaga con líquidos ni deje residuos. • Medidas de corte: 15 x15 cm. • Plegada: 4capas. • Medidas finales: 7.5 x 7.5 cm. • Método de esterilización por vapor. • Composición: 30% poliéster + 70% viscosa. • Exento de látex. • Certificación de clase "Ila Quirúrgico". • Envase de fácil apertura estéril con 1 apósito.
		<p>APÓSITO PARA QUIROFANO CON CONTRASTE RADIOLÓGICO ESTERIL DE 1x7,5cm FORMA DE RULO PARA USO EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA (</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apósito de tejido sin tejer estéril enrollado (forma de rulo) con contraste radiológico y una cinta tipo lazo entre 10 -20cm.



Hospital Universitario
12 de Octubre

SaludMadrid



LOTE	COD ARTº	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD 6 MESES	PRORROGA 6 MESES	PRECIO SOBRE/UD	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	VALOR ESTIMADO	
7	014018	APOSITO PARA QUIROFANO ESTERIL DE 50X50	SOBRE	25.125	25.125	1,05970	26.624,9625	2.662,4963	29.287,4588	53.249,9250	
8	014049	APOSITO PARA QUIROFANO-ANESTESIA ESTERIL DE 50X50 VERDE	SOBRE	3.313	3.313	2,49540	8.266,0125	826,6013	9.092,6138	16.532,0250	
9	014023	GASA 16X25 Y COMPRESA 60X40 VERDE	SOBRE	16.775	16.775	0,35100	5.888,0250	588,8025	6.476,8275	11.776,0500	
10	014044	APOSITO PARA QUIROFANO ESTERIL CIRUGIA PEDIATRICA ESTERIL 33X33	SOBRE	5.000	5.000	0,37640	1.882,0000	188,2000	2.070,2000	3.764,0000	
11	014045	APOSITO PARA PARTOS ESTERIL 50X50	SOBRE	15.663	15.663	0,37570	5.884,4013	588,4401	6.472,8414	11.768,8025	
12	014005	APOSITO SIN TEJER NO ESTERIL 7,5X7,5 CM.	UNIDAD	1.393.250	1.393.250	0,003325	4.632,5563	463,2556	5.095,8119	9.265,1125	
13		APÓSITO PARA QUIROFANO CON CONTRASTE RADIOLÓGICO ESTERIL DE 7,5x7,5cm PARA USO EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	SOBRE	1.000	1.000	0,64000	640,0000	64,0000	704,0000	1.280,0000	
14		APÓSITO PARA QUIROFANO CON CONTRASTE RADIOLÓGICO ESTERIL DE 1x7,5cm FORMA DE RULO PARA USO EN CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA	SOBRE	500	500	1,16000	580,0000	58,0000	638,0000	1.160,0000	
							109.966,7075	10.996,6708	120.963,3783	219.933,415	
							IMPORTE VALOR ESTIMADO CON 10%				241.926,76



Hospital Universitario
12 de Octubre

SaludMadrid



ANEXO AL PLIEGO

EXPEDIENTE N° 2016-0-57
OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE APOSITOS, COMPRESAS Y GASAS

LOTE	COD ARTº	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD 6 MESES	PRORROGA 6 MESES	PRESUPUESTO				VALOR ESTIMADO
						PRECIO SOBRE/UD	BASE IMPONIBLE	IVA	IMPORTE TOTAL	
1	014046	APOSITO SIN TEJER ESTERIL PARA PLANTA 7,5X7,5 CM	SOBRE	407.750	407.750	0,03120	12.721,8000	1.272,1800	13.993,9800	25.443,6000
2	014008	APOSITO PARA CURAS Y APLICACIONES POSQUIRURGICAS ESTERIL 10X10 CM	SOBRE	58.750	58.750	0,07620	4.476,7500	447,6750	4.924,4250	8.953,5000
3	014020	APOSITO PARA QUIROFANO CON CONTRASTE RADIOLOGICO ESTERIL DE 10X10 CM	SOBRE	17.575	17.575	0,24040	4.225,0300	422,5030	4.647,5330	8.450,0600
4	014019	APOSITO PARA QUIROFANO Y CURAS POSTQUIRURGICAS ESTERIL DE 10X10 CM	SOBRE	25.675	25.675	0,13470	3.458,4225	345,8423	3.804,2648	6.916,8450
5	014009	APOSITO SIN TEJER PARA PLANTA Y CURAS POSTQUIRURGICAS ESTERIL 10X20 CM	SOBRE	156.400	156.400	0,05630	8.805,3200	880,5320	9.685,8520	17.610,6400
6	014025	APOSITO PARA QUIROFANO CON CONTRASTE RADIOLOGICO ESTERIL DE 50X50 CM	SOBRE	20.225	20.225	1,08190	21.881,4275	2.188,1428	24.069,5703	43.762,8550