

COMUNICACIÓN EMPRESAS ADMITIDAS Y EXCLUIDAS
LECTURA INFORME TÉCNICO Y APERTURA ECONÓMICA

Expediente:	P.A. 2018-0-40
--------------------	----------------

Denominación	SUMINISTRO DE FILTROS, PINZAS Y BOQUILLAS PARA FUNCIÓN PULMONAR PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
---------------------	--

Tipo de Procedimiento	ABIERTO. PLURALIDAD DE CRITERIOS
------------------------------	----------------------------------

La Mesa de Contratación del Hospital Universitario “12 de Octubre”, en sesión de fecha **09 de mayo de 2018**, evaluada la documentación técnica presentada por los licitadores en el expediente de referencia, ha realizado la lectura del Informe técnico emitido por el servicio correspondiente, acordando rechazar las siguientes proposiciones de los licitadores abajo indicados por presentar ofertas que según Informe técnico recogido en el ANEXO, no se ajustan a lo exigido en los pliegos, todo ello conforme a lo establecido en el art. 139.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

NIF	EMPRESA
A28838704	DISTRIBUCIONES CLÍNICAS, S.A.
B81316101	MARTIN VECINO, S.L.
A28389484	MEDTRONIC IBERICA, S.A.
A28610889	SANROSAN, S.A.
A58491077	SONMEDICA, S.A.
B81322216	TECNOMED 2000, S.L.

A continuación se efectúa la apertura del sobre N° 3 (documentación económica) de las empresas que a continuación se relacionan:

NIF	EMPRESA
A08736431	AB MEDICA GROUP, S.A.
B95492716	AMEBIL, S.L.
B80179344	CAHNOS, S.L.
B59078071	HOSPITAL HISPANIA, S.L.
A59077941	IHT MEDICAL, S.A.
B80957889	INTERSURGICAL ESPAÑA. S.L.

Y para que conste, se expide y firma en Madrid, a **09 de mayo de 2018**, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del Reglamento General de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, aprobado por Real Decreto 49/2003, de 3 de abril.

LA SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fdo.: M^a Nieves Lasso de la Vega Oteo



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: **1258355613175829649454**



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
 mediante el siguiente código seguro de verificación: 125835561317829649454

EXPEDIENTE: 2018-0-40

Material: SUMINISTRO DE FILTROS, PINZAS Y BOQUILLAS FUNCION PULMONAR

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
1	015984	<p>PINZA DE OCLUSION NASAL PARA PRUEBAS DE FUNCION PULMONAR:</p> <p>1. Presión de oclusión....Máximo 15 Puntos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Presión excesiva (Dificulta la realización de la prueba en pacientes frágiles).....0 Puntos. Presión oclusión suficiente que mantenga las narinas cerradas sin obligar a recolocar la Pinza15 Puntos. <p>2. Comodidad del paciente.....Máximo 15 Puntos.</p>	<p>AB MEDICA GROUP; IHT MEDICAL. AMEBIL,; TOTAL PUNTOS.....8</p> <p>1.- 8 puntos (ocasionalmente necesita recolocar la pinza) 2.- 0 puntos (incomodidad del paciente al tener que recolocar la pinza)</p> <p>CAHNOS, S.L.: TOTAL PUNTOS.....0</p> <p>1.- 15 puntos 2.- 15 puntos</p> <p>HOSPITAL HISPANIA, INTERSURGICAL ESPAÑA .: TOTAL PUNTOS.....3</p> <p>1.- 3 puntos (necesita recolocar la pinza frecuentemente) 2.- 0 puntos (incomodidad del paciente al tener que recolocar la pinza)</p>	<p>DISTRIBUCIONES CLINICAS; SANROSAN : No mantiene oclusión el tiempo necesario para realizar todas las pruebas.</p> <p>MARTIN VECINO, S.L.: Oclusión excesiva y molesta, por lo que no mantiene una oclusión efectiva durante todas las pruebas.</p> <p>SONMEDICA, TECNOMED 2000: Oclusión insuficiente</p>



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 158355613173829649454

EXPEDIENTE: 2018-0-40

Material: SUMINISTRO DE FILTROS, PINZAS Y BOQUILLAS FUNCION PULMONAR

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
2	016307	FILTRO VIRICO Y BACTERIANO P/SISTEMA EXPLORACION PULMONAR: <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacidad de filtrado superior a lo solicitado.....Máximo 5 Puntos. 2. Filtro compatible con uso en kit de función pulmonar, para mantener parámetros del equipo (VD) en otras pruebas...10 Puntos. 3. Baja resistencia adicional debido al filtro.....5 Puntos. 4. Comodidad para el paciente...Máximo 10 Puntos. 	HOSPITAL HISPANIA, S.L.: TOTAL PUNTOS.....30 <ol style="list-style-type: none"> 1.- 5 puntos 2.- 10 puntos 3.- 5 puntos 4.- 10 puntos 	<p>AB MEDICA GROUP, S.A: Filtrado menor del requerido. No aval externo.</p> <p>AMEBIL, S.L.: Queda holgado con la conexión al equipo. No compatible.No medido filtrado bacteriano ni vírico (CINa). No aval externo.</p> <p>DISTRIBUCIONES CLINICAS S.A.:No aval externo del filtrado bacteriano a 30l/min. Filtrado a 700l/min por debajo del requerido.</p> <p>INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.: No aporta datos de filtrado vírico ni aval externo de ese filtrado.</p> <p>MARTIN VECINO, S.L.:Filtrado vírico por debajo de lo pedido.</p> <p>MEDTRONIC IBERICA, S.A.: Declaran filtrado por debajo de lo pedido. No aval externo.</p> <p>SANROSAN, S.A.: No aportan datos específicos de filtrado vírico ni aval externo del mismo.</p> <p>SONMEDICA, S.A.: Filtrado vírico por debajo de lo pedido.</p> <p>TECNOMED 2000, S.L: Filtrado por debajo de lo pedido. No aval externo</p>



La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 1258355613175829649454

EXPEDIENTE: 2018-0-40

Material: SUMINISTRO DE FILTROS, PINZAS Y BOQUILLAS FUNCION PULMONAR

Destino: HOSPITAL 12 DE OCTUBRE

LOTE	CODIGO	CONCEPTO	Que cumplen con las especificaciones técnicas	Que no cumplen con las condiciones técnicas y causas por las que se rechazan
3	017986	KIT FUNCION PULMONAR: 1. Capacidad de filtrado y boquilla acoplable al filtro elegido..... Máximo 10 Puntos. 2. Kit con posibilidad de separación de sus componentes para mantener parámetros del equipo (VD) en otras pruebas..... 5 Puntos. 3. Baja resistencia adicional debido al filtro..... 5 Puntos. 4. Comodidad para el paciente.... Máximo 10 Puntos.	HOSPITAL HISPANIA, S.L.: TOTAL PUNTOS.... 30 1.- 10 puntos 2.- 5 puntos 3.- 5 puntos 4.- 10 puntos	AB MEDICA GROUP, S.A: Filtrado menor del requerido. No aval externo. DISTRIBUCIONES CLINICAS S.A.: No aval externo del filtrado bacteriano a 30l/min. Filtrado a 700l/min por debajo del requerido INTERSURGICAL ESPAÑA, S.L.: No aporta datos de filtrado vírico ni aval externo de ese filtrado. MARTIN VECINO, S.L.: Filtrado vírico por debajo de lo pedido. SANROSAN, S.A.: No aportan datos específicos de filtrado vírico ni aval externo del mismo. TECNOMED 2000, S.L: Filtrado por debajo de lo pedido. No aporta aval

- SE ADJUNTA COMO ANEXO Y PARTE DE ESTE INFORME TABLA CON LOS PARAMETROS ANALIZADOS (LOTES 2 Y 3)

Madrid, 7 de mayo del 2018

Fdo.: Dra. Cienfuegos Agustin

Responsable Laboratorio Pruebas Funcionales Respiratorias



LOTE 3.- KIT FUNCIÓNPULMONAR:

SUMINISTRADOR	PRESCRIPCIÓN TÉCNICA					
	Com	Filtrado	Aval/ISO	VD	Resistencias	Irritabilidad
AB MÉDICA GROUP SA (Cessa)		Declaran: 99,9999 Bactriano y vírico. No especifican flujo. (Menor del requerido) NO AVAL EXTERNO	NO AVAL EXTERNO. Iso a la propia empresa	81,5 ml	30l/mi : <30 Pa 60l/mi: <50 Pa 90l/mn: <100 Pa	
DISTRIBUCIONES CLÍNICAS SA (Pulmosafe de Lemon Medical	SÍ	30l/m: B: No aporta V: >99,99995	Nelson (ISO)	67 ml(pero no se sabe de qué artículo, si filtro o Kit)	a 720 l/mn: 1,1 cmH ₂ O	No latex
		700 l/min: Menor B: 99,903 V: 99,907	Public Health England (agencia estatal)			
		Declara: B y V>99,99% Menor del requerido				
HOSPITAL HISPANIA (Neumofilt)		30l/m: B: >99,999980 V: >99,999909	Nelson (ISO)	89,83 ml	94.2 Pa A 12 l/s	No latex, Boquilla de silicona Distribuida por Emergo Europa. Fabricada enUSA. Cumple allí para material médico
		750 l/min: (autodeclarado) B: 99,6265265 V:99,9848975	(Referencian sin informe, diciendo que está pendiente a HPA* PD Biosafety Investigation Porton Down, Salisbury UK)			
INTERSURGICAL SL (Intersurgical)		28,3L/m: B: 99,999946 V: NO APORTA	Nelson (ISO) NO VIRUS	NO datos claros	A 720 l/m 0,86 cmH ₂ O	No latex

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 128355613178296493

TECNOMED 2000 (Eurospiro)	SÍ	DATOS PROPIOS POR DEBAJO DE LO PEDIDO: B: 99,999% V: 99,99%	NO APORTA AVAL	No especifica	1,5 cmH ₂ O/s a 14l/s	No especifica. No parece
------------------------------	----	---	-------------------	------------------	-------------------------------------	--------------------------

Com: compatibilidad

*HPA: Health Protection Agency: agencia independiente del UK para valorar entre otras cosas, filtros.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
mediante el siguiente código seguro de verificación: **1258355613175829649454**

		700 l/min: B: NO APORTA V: NO APORTA	NO APORTA			
MARTÍN VECINO SL (Spiroguard)		30l/m: B:99,99999 V:99,99964 BAJO (media) 700 l/min: B: NO APORTA V: NO APORTA	Nelson (ISO)	75 ml el filtro. No se sabe con boquilla	a 12l/s: 70Pa ¿con boquilla?	No latex
SANROSAN SL		30l/m: B: 99,999988% V: NO APORTAN 700 l/min: B: NO APORTAN V: NO APORTAN	Nelson A 30l/m NO VIRUS	51,48cm ² el filtro. No se sabe con boquilla. Probablemente mucho: ajusta mal: posibles fugas	0,87 cmH ₂ O a 5l/seg	No latex
TECNOMED 2000 (Eurospiro)	boqui cartón "NO KIT"	DATOS PROPIOS POR DEBAJO DE LO PEDIDO: Declara B: 99,999% V: 99,99%	NO APORTA AVAL	No especifica	1,5 cmH ₂ O a 14l/s	No especifica. No parece

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org mediante el siguiente código seguro de verificación: 1258355613175525649454

Com: compatibilidad

Resistencia máxima al flujo (ATS): 150Pa/l/s a 12l/s . Según otros: 1,5 cmH₂O/l/s a 14l/s

Madrid, 7 de mayo del 2018

Fdo.: Dra. Cienfuegos Agustin

Responsable Laboratorio Pruebas Funcionales Respiratorias