

[illegible]

			Tiempo temperatura Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con menor tiempo en alcanzar la temperatura indicada en la unidad de calentamiento que presente por ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada 10 puntos Valor del tiempo en alcanzar la temperatura deseada a valorar..... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada (expresado en minutos) de todas las ofertas / valor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ofertado por la empresa) x10	Máximo 10 puntos			10										
			TOTAL	Máximo 30 Puntos			30										
			TOTAL LOTE (SUMA ÓRDENES/2)	Máximo 30 Puntos			30										
5	5.1	Manta bajopaciente pediátrica/neonatal pequeña por aire (calor convectivo)	Nivel de ruido Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra/referencia ofertada con menor nivel de ruido medido en Db que presente el equipo en ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor nivel de ruido..... 10 puntos Valor con nivel de ruido de la propuesta a valorar..... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor de nivel de ruido de todas las ofertas / valor de nivel de ruido ofertado por la empresa) x 10	Máximo 10 puntos		9,64	10										
			Orificios de entrada en la manta bajopaciente adulto cuerpo completo por aire. Presente 1 orificio: 0 puntos Presente 2 o más orificios: 5 puntos	Máximo 5 puntos		5	5										
			La manta presente sistema de sujeción a la mesa quirúrgica para evitar su desplazamiento durante el procedimiento. Si presenta sistema de sujeción de cinta más adhesivos: 5 puntos Si presenta sistema sujeción de cinta o adhesivos: 3 puntos Si no presenta sistema de sujeción: 0 puntos	Máximo 5 puntos		5	5										
			Tiempo temperatura Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con menor tiempo en alcanzar la temperatura indicada en la unidad de calentamiento que presente por ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada 10 puntos Valor del tiempo en alcanzar la temperatura deseada a valorar..... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada (expresado en minutos) de todas las ofertas / valor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ofertado por la empresa) x10	Máximo 10 puntos		10	10										
			TOTAL	Máximo 30 Puntos		29,64	30										
	5.2	Manta bajopaciente pediátrica grande por aire (calor convectivo)	Nivel de ruido Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra/referencia ofertada con menor nivel de ruido medido en Db que presente el equipo en ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor nivel de ruido..... 10 puntos Valor con nivel de ruido de la propuesta a valorar..... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor de nivel de ruido de todas las ofertas / valor de nivel de ruido ofertado por la empresa) x 10	Máximo 10 puntos		9,64	10										
			Orificios de entrada en la manta bajopaciente adulto cuerpo completo por aire. Presente 1 orificio: 0 puntos Presente 2 o más orificios: 5 puntos	Máximo 5 puntos		5	5										
			La manta presente sistema de sujeción a la mesa quirúrgica para evitar su desplazamiento durante el procedimiento. Si presenta sistema de sujeción de cinta más adhesivos: 5 puntos Si presenta sistema sujeción de cinta o adhesivos: 3 puntos Si no presenta sistema de sujeción: 0 puntos	Máximo 5 puntos		5	5										
			Tiempo temperatura Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con menor tiempo en alcanzar la temperatura indicada en la unidad de calentamiento que presente por ficha técnica (presentando el manual de usuario e indicando el apartado dentro del mismo donde se pueda confirmar el dato). Valor con menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada 10 puntos Valor del tiempo en alcanzar la temperatura deseada a valorar..... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor menor tiempo en alcanzar la temperatura deseada (expresado en minutos) de todas las ofertas / valor tiempo en alcanzar la temperatura deseada ofertado por la empresa) x10	Máximo 10 puntos		10	10										
			TOTAL	Máximo 30 Puntos		29,64	30										
			TOTAL LOTE (SUMA ÓRDENES/2)	Máximo 30 Puntos		29,64	30										
			La unidad de calentamiento presenta regulación automática de la temperatura: 5 puntos La unidad de calentamiento NO presenta regulación automática de la temperatura: 0 puntos	Máximo 5 puntos				5	5								
			La unidad de calentamiento tiene 3 o más conexiones para controlar varias mantas: 5 puntos La unidad de calentamiento NO tiene al menos 3 conexiones para controlar varias mantas: 0 puntos	Máximo 5 puntos				5	5								
			La manta bajopaciente presenta más de un sensor de temperatura interno: 5 puntos La manta bajopaciente NO presenta más de un sensor de temperatura interno: 0 puntos	Máximo 5 puntos				5	0								

6	6.1	Cobertor adulto grande	Capacidad de absorción del cobertor Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con mayor capacidad de absorción de más de 1500 ml/m2 que presente por ficha técnica. Valor con mayor capacidad de absorción..... 15 puntos Valor con capacidad de absorción de la propuesta a valorar..... X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor de capacidad de absorción ofertado por la empresa / valor de capacidad de absorción máxima presentada por todas las ofertas) x15	Máximo 15 puntos					6,67	15							
			TOTAL	Máximo 30 Puntos					21,66	25							
	6.2	Cobertor adulto pequeño	La unidad de calentamiento presenta regulación automática de la temperatura: 5 puntos La unidad de calentamiento NO presenta regulación automática de la temperatura: 0 puntos La unidad de calentamiento tiene 3 o más conexiones para controlar varias mantas: 5 puntos La unidad de calentamiento NO tiene al menos 3 conexiones para controlar varias mantas: 0 puntos La manta bajopaciente presenta más de un sensor de temperatura interno: 5 puntos La manta bajopaciente NO presenta más de un sensor de temperatura interno: 0 puntos	Máximo 5 puntos Máximo 5 puntos Máximo 5 puntos					5	5							
			TOTAL	Máximo 30 Puntos					21,66	25							
7			TOTAL LOTE (SUMA ÓRDENES/2)	Máximo 30 Puntos					21,66	25							
		Sensor para monitorización de temperatura central no invasiva	El sistema de medición de la temperatura no invasiva mide la temperatura central real, demostrada con evidencia científica del producto presentado: 10 puntos El sistema de medición de la temperatura no invasiva NO mide la temperatura central real o no lo demuestra con evidencia científica del producto presentado: 0 puntos El sensor NO deja residuo en la piel, zona temporo-frontal, a su retirada: 5 puntos El sensor SI deja residuo en la piel, zona temporo-frontal, a su retirada: 0 puntos Variación de temperatura Se puntuará de forma proporcional a partir de la muestra ofertada con menor variación de temperatura presentada por ficha técnica. Valor de menor variación de temperatura.....15 puntos Valor de variación de temperatura de la propuesta a valorar.....X puntos Se calculará mediante la siguiente regla proporcional: X= (valor de menor variación de la temperatura de todas las ofertas / valor de variación de la temperatura ofertado por la empresa) x 15.	Máximo 10 puntos Máximo 5 puntos Máximo 15 puntos	0	10											
					5	5											
			TOTAL	Máximo 30 Puntos		20	30										
8	8.1	Sondas de medición temperatura central desechable esofágica/rectal 9 Fr	La sonda presenta una graduación en color distinto a la sonda con tonalidad opuesta a la sonda (sonda clara graduación oscura y viceversa): 10 puntos. La sonda NO presenta una graduación en color distinto a la sonda con tonalidad opuesta a la sonda (sonda clara graduación oscura y viceversa): 0 puntos La sonda presenta graduación en sistema métrico: 10 puntos. La sonda NO presenta graduación en sistema métrico: 0 puntos. La sonda está libre de DEHP: 5 puntos La sonda no está libre de DEHP: 0 puntos El envase individual con apertura en pestaña se separa en dos partes íntegras : 5 puntos. El envase Individual con apertura en pestaña NO se separa en dos partes íntegras: 0 puntos.	Máximo 10 puntos Máximo 10 puntos Máximo 5 puntos Máximo 5 puntos	10	0					10	10	10	10			
			TOTAL	Máximo 30 Puntos	20						30	30	30	30			
	8.2	Sondas de medición temperatura central desechable esofágica/rectal 12 Fr	La sonda presenta una graduación en color distinto a la sonda con tonalidad opuesta a la sonda (sonda clara graduación oscura y viceversa): 10 puntos. La sonda NO presenta una graduación en color distinto a la sonda con tonalidad opuesta a la sonda (sonda clara graduación oscura y viceversa): 0 puntos. La sonda presenta graduación en sistema métrico: 10 puntos. La sonda NO presenta graduación en sistema métrico: 0 puntos. La sonda está libre de DEHP: 5 puntos La sonda no está libre de DEHP: 0 puntos El envase individual con apertura en pestaña se separa en dos partes íntegras : 5 puntos. El envase individual con apertura en pestaña NO se separa en dos partes íntegras: 0 puntos.	Máximo 10 puntos Máximo 10 puntos Máximo 5 puntos Máximo 5 puntos	10	0					10	10	10	10			
			TOTAL	Máximo 30 Puntos	25						30	30	30	30			
9	9.1	Sonda vesical 8 CH con sensor de temperatura	El envase individual con apertura en pestaña se separa en dos partes íntegras: 10 puntos. El envase Individual con apertura en pestaña NO se separa en dos partes íntegras: 0 puntos. El balón vuelve a su posición original para asegurar una retirada atraumática: 10 puntos. El balón NO vuelve a su posición original para asegurar una retirada atraumática: 0 puntos. La sonda presenta una funda protectora para evitar la contaminación de la misma en el proceso de apertura: 10 puntos. La sonda NO presenta funda protectora para evitar la contaminación de la misma en el proceso de apertura: 0 puntos	Máximo 10 puntos Máximo 10 puntos Máximo 10 puntos	10	10									10	10	
			TOTAL	Máximo 30 Puntos	30										30	30	
	9.2	Sonda vesical 10 CH con sensor de temperatura	El envase Individual con apertura en pestaña se separa en dos partes íntegras: 10 puntos. El envase individual con apertura en pestaña NO se separa en dos partes íntegras: 0 puntos. El balón vuelve a su posición original para asegurar una retirada atraumática: 10 puntos. El balón NO vuelve a su posición original para asegurar una retirada atraumática: 0 puntos. La sonda presenta una funda protectora para evitar la contaminación de la misma en el proceso de apertura: 10 puntos. La sonda NO presenta funda protectora para evitar la contaminación de la misma en el proceso de apertura: 0 puntos	Máximo 10 puntos Máximo 10 puntos Máximo 10 puntos	10	10									10	10	
			TOTAL	Máximo 30 Puntos	30										30	30	

