



VISIPAQUE 320 I/652 MG 100 ML C/10
VISIPAQUE 320 MG 500 ML FRASCO C/6
VISIPAQUE 320 MG 50 ML FRASCO C/10

GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES S.A.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO: IODIXANOL

GRUPO TERAPÉUTICO: V08A B09, medio de contraste radiológico iodado.

Presentación en frasco de polipropileno para infusión de 100 mL para uso monodosis y en frasco de 500 mL para uso multidosis. Los frascos están cerrados con tapones de goma negros de clorobutilo (Ph. Eur. Tipo I) y una tapa de plástico a rosca con precinto en forma de anillo y están perfectamente identificados con:

- Nombre comercial
 - Nombre del principio activo
 - Lista de excipientes
 - Dosis en miligramos
 - Forma farmacéutica
 - Vía de administración
 - Lote
 - Caducidad
 - Condiciones de conservación
 - Código Nacional
 - Laboratorio fabricante
-
- Información técnica complementaria relativa a:
 - Posología y forma de administración.
 - Nivel de información sobre utilización del medicamento en situaciones especiales: geriatría, pediatría, embarazo, lactancia, insuficiencia renal y hepática, diálisis, patologías concomitantes e interacciones.
 - Nivel de información sobre vigilancia farmacológica y toxicológica: medidas preventivas de efectos adversos potencialmente graves y medidas a tomar en caso de intoxicación con el medicamento.



- Compatibilidad con fármacos de uso concomitante habitual.
- Envase acondicionado a las características técnicas de la especialidad: cartonaje y eliminación (impacto ambiental); embalaje exterior identificado lote y caducidad.
- Según su Ficha Técnica, VISIPAQUE está indicado en:
 - **Adultos:** para cardioangiografía, angiografía cerebral selectiva convencional, arteriografía periférica convencional, angiografía abdominal (ASD i.a.), urografía, venografía y TC de contraste (TC = tomografía computarizada). Mielografía lumbar, torácica y cervical. Artrografía, histerosalpingografía (HSG) y estudios del tracto gastrointestinal.
 - **Niños:** para cardioangiografía, urografía y TC de contraste (TC = tomografía computarizada) y estudios del tracto gastrointestinal.
- La elección de este medio de contraste se basa en su perfil de seguridad, y en su buena calidad de imagen diagnóstica.
- Diferentes guías clínicas internacionales recomiendan evitar la administración de contrastes hiperosmolares y recomiendan el uso preferente del medio de contraste isoosmolar en determinadas situaciones de mayor riesgo de sufrir complicaciones VISIPAQUE se encuentra dado de alta en situación de financiación por el SNS.
- Visipaque es un contraste dímero y no iónico, con la misma osmolaridad que el plasma en sangre. Su isoosmolaridad produce una menor frecuencia de efectos hemodinámicos, electrofisiológicos y de reacciones adversas". Ha demostrado tener menos incidencia de reacciones adversas renales (nefropatía inducida por contraste)", reacciones cardíacas graves" y dolor y/o sensación de calor.

Se adjunta bibliografía.

Madrid, a 18/de mayo de 2026


DRA. ANA ALVAREZ DÍAZ
JEFA DEL SERVICIO DE FARMACIA